

Un enfoque diferente de la hemostasia.



Hemospray[®]
ENDOSCOPIC HEMOSTAT

Para obtener más información sobre Hemospray, visite hemospray.cookmedical.com.

PARA
HEMORRAGIAS
GASTROINTESTINALES
**SUPERIORES
E INFERIORES**
NO
VARICOSAS



Imágenes cortesía del Dr. John Morris, Glasgow
Royal Infirmary, Glasgow, Escocia.



Hemospray®

ENDOSCOPIC HEMOSTAT

Este dispositivo se utiliza para la hemostasia de la hemorragia digestiva no varicosa.

Este producto se suministra en condiciones estériles y es desechable. Está indicado para un solo uso.

- No térmico: no se producen cambios en los tejidos como a veces sucede con las modalidades térmicas.
- No traumático: dado que no se aplica fuerza directamente sobre el lugar de tratamiento, el polvo minimiza el riesgo de trauma tisular que se produce con otras modalidades.
- Sin contacto: el sistema de aplicación en aerosol elimina la necesidad de fuerzas de contacto o mecánicas directas con el sitio de tratamiento por parte del sistema de aplicación.
- Acceso selectivo no específico: el polvo se pulveriza hacia el origen de la hemorragia, por lo que no requiere el enfoque en el plano longitudinal y el acceso selectivo preciso de otras modalidades.

Número de pedido	Número de referencia de producto	Longitud del catéter cm	Catéter Fr	Diámetro mínimo del canal de accesorios mm
G56572	HEMO-7	220	7,2	2,8
G21049	HEMO-10	220	9,6	3,7

Es posible que algunos productos o números de referencia de productos no estén disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el departamento de atención al cliente y distribución.

Consulte las instrucciones de uso actuales para conocer el uso detallado del sistema.

Consulte la información sobre los riesgos del producto en las instrucciones de uso en cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4