

Un approccio diverso all'emostasi.



Hemospray®
ENDOSCOPIC HEMOSTAT

Per ulteriori informazioni su Hemospray,
visitare il sito hemospray.cookmedical.com.

PER
SANGUINAMENTI
NON VARICOSI
DEL TRATTO
GASTROINTESTINALE
**SUPERIORE E
INFERIORE**



Immagini per gentile concessione del Dr. John Morris,
Glasgow Royal Infirmary, Glasgow, Scozia.



Hemospray®

ENDOSCOPIC HEMOSTAT

Questo dispositivo è utilizzato per l'emostasi del sanguinamento gastrointestinale non varicoso.

Questo prodotto è fornito sterile ed è monouso. È destinato esclusivamente all'uso singolo.

- Atermico: non si verificano variazioni tissutali come a volte avviene con le modalità termiche.
- Atraumatico: poiché non viene applicata alcuna forza diretta al sito di trattamento, la polvere riduce al minimo il rischio di trauma tissutale che si verifica con altre modalità.
- Senza contatto: il sistema di erogazione per aerosol elimina la necessità di forze meccaniche dirette o di contatto con il sito di trattamento da parte del sistema di erogazione stesso.
- Bersaglio aspecifico: la polvere viene spruzzata verso la fonte del sanguinamento, pertanto non richiede un approccio frontale e un bersaglio preciso come nel caso di altre modalità.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Lunghezza del catetere cm	Catetere Fr	Diametro minimo del canale operativo mm
G56572	HEMO-7	220	7,2	2,8
G21049	HEMO-10	220	9,6	3,7

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution per maggiori informazioni.

Per i dettagli sull'uso del sistema, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU) più aggiornate.

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4