


**Messen Sie den Druck im
Pfortadersystem bei der
Endosonografie direkt.**



EchoTip Insight®
PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT




EchoTip Insight®

PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

EchoTip Insight Nadel: Dieses Produkt wird verwendet, um über einen transgastrisch-transhepatischen Zugang oder einen transduodenal-transhepatischen Zugang am Bulbus duodeni durch den Arbeitskanal eines Ultraschallendoskops Zugang zu den Venae hepaticae und der Vena portae bzw. den entsprechenden Ästen zu erhalten, damit eine direkte Druckmessung durchgeführt werden kann.

Verbindungsschlauch: Der Schlauch dient zum Transfer von Flüssigkeiten zwischen den EchoTip Insight Komponenten.




Compass UniversalHG

- Digitale Anzeige des gemessenen Drucks
- Selbstkalibrierender Transducer
- Kompakte Abmessungen

Verbindungsschlauch

- 90 cm langer Verbindungsschlauch



Ultraschallnadel für die Endoskopie

- Echogene Spitze – zur Überprüfung, ob sich die Spitze der Nadel im Zielbereich befindet
- Dünne Nadel (25 Gauge) für den Zugang zur Vena portae und den Venae hepaticae

Bestellnummer	Referenznummer	Nadel Gauge	Schleuse Fr	Einstellbare Nadelausfahrlänge cm	Verbindungsschlauchlänge cm	Druckbereich mmHg	Minstdurchmesser des Arbeitskanals mm
G58000	ECHO-PPG-I	25	5,2	8	90	-199 bis +999	2,8

Manche Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4