


Genaue, konsistente Resektion

Kontrollierte, effiziente Entfernung von Polypen unabhängig vom Winkel - dank Drehbarkeit.



Cold AcuSnare®

POLYPECTOMY SNARE

Präzise Positionierung der Schlinge

Die in Echtzeit in beiden Richtungen drehbare Konstruktion ermöglicht die genaue und effiziente Resektion von Polypen. Der ergonomische und flexible Griff sorgt für maximale Benutzerfreundlichkeit und optimiert den Arbeitsablauf.

Ausgelegt für die Kaltschlingenpolypektomie

Aufgrund seiner hohen Zug- und Dehnfestigkeit ermöglicht der Draht der Schlaufe die kontrollierte und präzise Kaltschlingenpolypektomie bei sehr kleinen und kleinen Polypen.

Biegefeste Drahtschlaufe

Die Schlaufe besteht aus einem biegefesten Multifilament-Edelstahldraht, dank dem mehrere Schnitte erfolgen können, ohne dass die Schlaufe ihre Form verliert.



Cold AcuSnare®

POLYPECTOMY SNARE

Vorgesehen zur endoskopischen Resektion von sehr kleinen und kleinen Polypen im Magen-Darm-Trakt ohne Diathermie.

- Da unterschiedliche Produktspezifikationen und -modelle erhältlich sind, eignet sich das Produkt für eine Vielzahl klinischer Anforderungen.
- Das Produkt wird steril geliefert und ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

Bestellnummer	Referenznummer	Schleusendurchmesser mm	Arbeitslänge cm	Größe der Schlingenöffnung mm	Durchmesser des Schneidedrahts mm	Menge
G61206	CACS-10-025	2,4	230	10	0,25	10
G61204	CACS-10-030	2,4	230	10	0,30	10
G61207	CACS-15-025	2,4	230	15	0,25	10
G61205	CACS-15-030	2,4	230	15	0,30	10

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu

EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com

Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com

Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto nl.orders@cookmedical.com)

Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

Email: cau.custserv@cookmedical.com

