


Resección precisa y uniforme

Gracias a la capacidad de rotación, puede controlar todos los ángulos para garantizar una extracción de pólipos eficiente.



Cold AcuSnare®

POLYPECTOMY SNARE

Colocación precisa del asa

El diseño giratorio bidireccional en tiempo real le permite resear pólipos con precisión y eficiencia. El mango ergonómico y flexible está diseñado para maximizar la facilidad de uso y optimizar el flujo de trabajo.

Diseñada para polipsectomía con asa fría

Debido a su capacidad para soportar un alto nivel de fuerza de tracción y estiramiento, el alambre del lazo le permite realizar con confianza una polipsectomía con asa fría controlada y precisa para pólipos diminutos y pequeños.

Lazo de alambre resistente a los dobleces

El lazo está compuesto por un alambre de acero inoxidable, multifilamento y resistente a los dobleces, lo que le permite realizar varios cortes sin que el lazo pierda su forma.



Cold AcuSnare®

POLYPECTOMY SNARE

Diseñada para su uso sin energía diatérmica para la resección endoscópica de pólipos diminutos y pequeños en el tracto digestivo.

- Cuenta con diversas especificaciones y modelos de producto adecuados para una variedad de necesidades clínicas.
- Se suministra en condiciones estériles y es desechable. Está indicada para un solo uso.

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la vaina mm	Longitud de trabajo cm	Tamaño de abertura del asa mm	Diámetro del alambre de corte mm	Cantidad
G61206	CACS-10-025	2,4	230	10	0,25	10
G61204	CACS-10-030	2,4	230	10	0,30	10
G61207	CACS-15-025	2,4	230	15	0,25	10
G61205	CACS-15-030	2,4	230	15	0,30	10

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4