

# Einfaches und sicheres Fixierungssystem für Führungsdrähte.



**SnapLoc**<sup>™</sup>  
WIRE GUIDE LOCKING DEVICE

Ziehen Sie bei Ihrem nächsten ERCP-Eingriff (Endoskopische Retrograde Cholangiopankreatikographie) die Anwendung von SnapLoc in Betracht, um den Führungsdraht sicher in situ zu fixieren und nicht mehr auf Vermutungen angewiesen sein zu müssen. Die einfache Fixierung in einem Schritt gibt Ihnen die Gewissheit einer unverrückbaren Verbindung ohne Beeinträchtigung des Zugangs, auch und insbesondere bei Instrumentenwechseln.



## SnapLoc™

WIRE GUIDE LOCKING DEVICE

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Zubehörteil zur Verwendung mit Instrumenten für endoskopische Eingriffe in Gallengängen und im Pankreas. Es dient dazu, den oder die Führungsdrähte zu fixieren und den Rückfluss von Körperflüssigkeiten während des ERCP-Eingriffs zu verhindern.

- SnapLoc ermöglicht die gleichzeitige Handhabung von bis zu zwei Führungsdrähten.
- Das Produkt trägt dazu bei, den Rückfluss von Körperflüssigkeiten bei Instrumentenwechseln zu vermindern.<sup>1</sup>
- Es bietet eine Fixierung in einem Schritt für eine zuverlässige Arretierung.
- Mit seinem flachen, intuitiven Designs trägt es außerdem zu einem Mehr an Übersicht am Instrumentenanschluss bei.

Bestellnummer	Referenznummer	Endoskop-Hersteller	Verpackungseinheit
G59683	SNAPLOC-O	Olympus®	10
G59686	SNAPLOC-P	Pentax®	10
G59685	SNAPLOC-F	Fujifilm®	10

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook-Außendienstmitarbeiter oder beim Cook-Kundendienst und -Vertrieb.

Die vollständigen Produkt- und Verschreibungsinformationen einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und möglichen unerwünschten Ereignissen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung auf [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).

OLYMPUS ist eine eingetragene Marke der Olympus Corporation (Tokio, Japan), Olympus America Inc. oder ihrer verbundenen Unternehmen.

PENTAX ist eine eingetragene Marke der Pentax Imaging Company.

FUJIFILM ist eine eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation.

1. Interne Cook-Dokumente: D00266104 und D00266105.

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4