

Gestione dei cavi semplice e sicura.



SnapLoc[™]
WIRE GUIDE LOCKING DEVICE

Durante la prossima procedura di colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP), prendere in considerazione l'utilizzo di SnapLoc per bloccare saldamente la guida in posizione ed eliminare la necessità di procedere per ipotesi. La semplice azione di bloccaggio in un unico passaggio offre la percezione di affidabilità di un accessorio fissato saldamente mantenendo, allo stesso tempo, l'accesso e durante gli scambi.



SnapLoc™

WIRE GUIDE LOCKING DEVICE

Questo dispositivo è un accessorio da utilizzare con dispositivi endoscopici biliari e pancreatici per bloccare le guide in posizione e per prevenire il reflusso dei fluidi corporei durante l'ERCP.

- SnapLoc consente di gestire fino a due fili alla volta.
- Contribuisce alla riduzione del reflusso dei fluidi corporei durante il cambio del dispositivo.¹
- Fornisce un'azione di blocco in un solo passaggio per un attacco affidabile.
- Contribuisce inoltre a ridurre al minimo l'ingombro sulla porta dello strumento grazie alla progettazione intuitiva e a profilo ridotto.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fabbricante dell'endoscopio	Quantità della confezione
G59683	SNAPLOC-O	Olympus®	10
G59686	SNAPLOC-P	Pentax®	10
G59685	SNAPLOC-F	Fujifilm®	10

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni rivolgersi al rappresentante locale Cook o al team Customer Support & Distribution.

Per informazioni esaurienti sul prodotto e sulla prescrizione, comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili eventi avversi, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU). Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle IFU all'indirizzo cookmedical.eu.

OLYMPUS è un marchio registrato di Olympus Corporation (Tokyo, Giappone), Olympus America Inc. o delle loro entità affiliate.

PENTAX è un marchio registrato di Pentax Imaging Company.

FUJIFILM è un marchio registrato di FUJIFILM Corporation.

1. Documenti interni Cook: N. D00266104 e N. D00266105.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4