



Sicherer Verschluss

Eins-zu-eins-Rotation für eine präzise Positionierung und ein gewebebegreifendes Design für einen sicheren Verschluss



Instinct Plus[®]
ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800772222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4

© COOK 11/2025 ESC-WF830300-DE-F





Der Instinct Plus endoskopische Clip-Applikator wurde für einen reibungsloseren Betrieb und eine reaktionsschnelle Handhabung überarbeitet¹ und kombiniert Stärke mit der Einfachheit der Anwendung in einem Schritt.

Stärke und Sicherheit

- Starke Clip-Retention¹
- Mehrere Verankerungsspitzen am Clip zum leichteren Ziehen und Halten des Gewebes
- Mit der besonders elastischen Formgedächtnislegierung Nitinol verstärkte Clips

Reaktionsschnelle Handhabung

- Verstellbare Clip-Weite (max. Öffnung: 16 mm)
- Eins-zu-eins-Rotation vom Griff bis zur Spitze
- Bis zu fünfmaliges Öffnen und Schließen zur Neupositionierung

Vielseitigkeit



- Geeignet für Endoskope mit Vorausblick- und Seitenblick-Optik
- Indikation zum Defektverschluss und zur Hämostase sowie zur Fixierung von Jejunal- Ernährungssonden und selbstexpandierenden Metallstents für die Speiseröhre (Einzelheiten siehe vollständige Anwendungsgebiete)

1. Ponugoti PL, Rex DK. Clip retention rates and rates of residual polyp at the base of retained clips on colorectal EMR sites. *Gastrointest Endosc.* 2017;85(3):530-534.

Bedingt MR-sicher

Ein Patient mit diesem Clip kann sofort und sicher in einem MR-System gescannt werden, das die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Räumliches Magnetfeld von 3,0 oder 1,5 T
- Maximaler räumlicher Feldgradient von 1.900 G/cm (19 T/m)
- Maximale vom MRT-System angezeigte gemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) des ganzen Körpers von 2,0 W/kg



Bildnachweis: Dr Shou Jiang Tang, University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS

Der Instinct Plus endoskopische Clip-Applikator wird endoskopisch im Magen-Darm-Trakt positioniert, um mechanischen Druck auf das Gewebe auszuüben. Er dient zur endoskopischen Platzierung von Clips im Magen-Darm-Trakt zu folgenden Zwecken:

- Endoskopische Markierung
- Hämostase für:
 - › Mukosa-/Submukosadefekte unter 3 cm
 - › Blutende Geschwüre
 - › Arterien unter 2 mm
 - › Polypen mit einem Durchmesser unter 1,5 cm
- › Divertikel im Dickdarm
- › Prophylaktisches Clipping zur Verringerung des Risikos einer verzögerten Blutung im Anschluss an die Resektion von Läsionen
- Verankerung zur Befestigung von Jejunal-Ernährungssonden an der Dünndarmwand
- Ergänzende Methode zum Verschluss luminaler Perforationen des Magen-Darm-Traktes unter 20 mm, die konservativ behandelt werden können
- Verankerung zur Befestigung gecoverter selbstexpandierender Ösophagus-Metallstents an der Ösophaguswand bei Patienten mit Fisteln, Leaks, Perforationen oder Spaltungen

Bestellnummer	Referenznummer	Clip-Öffnungsweite mm	Katheter Fr	Katheterlänge cm	Katheterlänge cm	MR-Status	Minimaler Kanaldurchmesser bei Vorausblick mm	Minimaler Kanaldurchmesser bei Seitenblick mm
G5810	INSC-P-7-230-S	16	7	230	10	Bedingt MR-sicher	2,8	4,2

Sämtliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind genau zu befolgen, einschließlich Angaben zu Risiken, technischen Informationen, Produktnamen und Verwendungszweck, die in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu enthalten sind. Beachten Sie, dass bestimmte Produkte oder Artikelnummern eventuell nicht in allen Ländern erhältlich sind. Einzelheiten erfahren Sie vom zuständigen Cook Mitarbeiter.