

Consiga un buen cierre.

Rotación 1:1 para una colocación precisa y diseño con agarre de tejido que proporciona un cierre seguro.



Instinct Plus[®]
ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE



Instinct Plus®

ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

El dispositivo de colocación de clips endoscópicos Instinct Plus se coloca por vía endoscópica en el interior del tracto digestivo para aplicar presión mecánica al tejido y sirve para colocar clips endoscópicos en el interior del tracto digestivo con las siguientes finalidades:

- Marcado endoscópico
- Hemostasia para:
 - Defectos en mucosas/submucosas de menos de 3 cm
 - Úlceras hemorrágicas
 - Arterias de menos de 2 mm
 - Pólipos de menos de 1,5 cm de diámetro
 - Divertículos en el colon
 - Aplicación de clips profilácticos para reducir el riesgo de hemorragia tardía después de la resección de una lesión
- Anclaje para fijar sondas de alimentación yeyunal a la pared del intestino delgado
- Como método complementario para cerrar perforaciones lumbales del tracto digestivo de menos de 20 mm que puedan tratarse de forma conservadora
- Anclaje para fijar stents esofágicos metálicos autoexpandibles totalmente recubiertos a la pared del esófago en pacientes con fístulas, fugas, perforaciones o separaciones

Referencia	Referencia de producto	Ancho de apertura del clip mm	Catéter Fr	Longitud del catéter cm	Cantidad	Estado de la MRI	Diámetro mínimo del canal de visión frontal mm	Diámetro mínimo del canal de visión lateral mm
G58010	INSC-P-7-230-S	16	7	230	10	«MR Conditional» (esto es, seguro bajo ciertas condiciones de la MRI)	2,8	4,2

Siga atentamente todas las instrucciones paso a paso, incluida la información relativa a riesgos, datos técnicos, nombres de dispositivos e indicaciones que se facilita en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu. Tenga en cuenta que es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante de Cook.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4