

# La chiusura giusta.

Controllo della rotazione 1:1  
per un posizionamento sempre  
preciso e design specifico per  
la presa dei tessuti, per una  
chiusura salda.



**Instinct Plus**<sup>®</sup>  
ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE



## Instinct Plus®

ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

L'applicatore endoscopico di clip Instinct Plus viene inserito, mediante visualizzazione endoscopica, all'interno del tratto gastrointestinale, dove viene utilizzato per l'applicazione di una pressione meccanica sul tessuto e il posizionamento endoscopico di clip per i seguenti fini:

- Marcature endoscopiche
- Realizzazione dell'emostasi per:
  - Difetti della mucosa/ sottomucosa inferiori a 3 cm
  - Polipi con diametro inferiore a 1,5 cm
  - Ulcere sanguinanti
  - Diverticoli nel colon
  - Arterie inferiori a 2 mm
  - Applicazione profilattica di clip per ridurre il rischio di sanguinamento ritardato in seguito a resezione della lesione
- Ancoraggio per fissare i sondini per alimentazione digiunale alla parete dell'intestino tenue
- Come metodo supplementare per la chiusura di perforazioni luminali del tratto gastrointestinale inferiori a 20 mm che possono essere trattate in modo conservativo
- Ancoraggio per fissare stent metallici esofagei autoespandibili completamente rivestiti alla parete dell'esofago in pazienti con fistole, perdite, perforazioni o disunioni

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Ampiezza di apertura della clip mm	Misura del catetere Fr	Lunghezza del catetere cm	Quantità	Stato RM	Diametro minimo del canale operativo per visione frontale mm	Diametro minimo del canale operativo per visione laterale mm
G58010	INSC-P-7-230-S	16	7	230	10	Può essere sottoposto a RM in presenza di condizioni specifiche	2,8	4,2

Attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni dettagliate, comprese le informazioni sui rischi, le specifiche tecniche, il nome del dispositivo e l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni per l'uso (IFU) disponibili su [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu). Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Cook.

### Customer Service

EU website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](mailto:cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [emea.distributors@cookmedical.com](mailto:emea.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 2161 272 3770, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 8007615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
 EDI: [cookmedical.com/edi.do](mailto:cookmedical.com/edi.do)

Americas:  
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 Email: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

Australia:  
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 Email: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI, ESC, IR, PI-A4