


Redonnez à vos patients le  
contrôle sur leurs intestins.



Chait

PERCUTANEOUS CECOSTOMY CATHETER





# Chait

## PERCUTANEOUS CECOSTOMY CATHETER


- La mise en place de la sonde est une procédure réversible mini-invasive.
- La sonde simplifie le nettoyage du côlon antégrade pour les patients souffrant d'incontinence fécale.
- Le raccord de type « trappe » exclusif à petit profil est conçu pour reposer à plat contre la peau.
- La sonde permet aux patients de gérer eux-mêmes leur incontinence fécale.
- La sonde de 10,2 Fr dispose de trois orifices latéraux et est disponible en trois longueurs.



Canule de redressement



Sonde de cœcostomie Chait  
Polyuréthane



Adaptateur d'accès Chait avec tube connecteur

Numéro de commande	Numéro de référence de la pièce	Longueur du tractus cm	Longueur de la sonde étendue cm	Cathéter Fr
<b>Sonde de Chait pour cœcostomie percutanée</b>				
G11632	TDCS-100	0-6	20	10,2
G36392	TDCS-100-M	3-9	24	10,2
G12685	TDCS-100-L	6-14	28	10,2
<b>Adaptateur d'accès Chait avec tube connecteur</b>				
G11630	CTU10.0-18-CAA	10,2	-	10,0

## Accessoires

### Cathéter de drainage multi-usages Dawson-Mueller

Le cathéter de drainage est placé lors de la cœcostomie initiale en tant que cathéter temporaire pour permettre au tractus de se développer. Après six semaines environ, ce cathéter est remplacé par la sonde de Chait pour cœcostomie percutanée.

- La boucle de verrouillage Mac-Loc® évite le déplacement de la sonde.
- Matériau Ultrathane® doux et lisse pour le maintien du confort du patient.
- Le revêtement hydrophile facilite l'insertion.
- Sonde de 8,5 Fr et de 25 cm de long. Fournie avec un stylet à pointe trocar, un redresseur souple, un dispositif de fixation et une canule de redressement avec obturateur de chargement.


### Ensemble d'ancre de suture de pour entérostomie

#### Composants

- Aiguille d'introduction, calibre 18, de 7 cm de long
- Cartouche de chargement contenant deux ancrs de suture
- Guide d'Amplatz extra rigide, 0,035 inch (0,89 mm) de diamètre, revêtement en PTFE, de 80 cm de long
- Dilatateur Coons, 8 Fr, radiopaque, de 20 cm de long


#### Numéro de commande Numéro de référence de la pièce

### Cathéter de drainage multi-usages Dawson-Mueller




G09705 ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC

### Ensemble d'ancre de suture pour entérostomie



G12230 GIAS-100-CHAIT

### Guide d'Amplatz extra rigide



G04003 THSF-35-80-AES

### Dilatateur Coons



G03927 JCD8.0-38-20-COONS

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](mailto:cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](mailto:cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4