

Kontrollierter Zugang. Reduziertes Trauma. Zuverlässige Leistung.

Entdecken Sie das umfassendste Sortiment an Dilatatoren. Alle sind auf sicheren sowie effizienten perkutanen und Gefäßzugang bei einer Vielzahl von interventionellen Verfahren ausgelegt.



Die umfassendste Auswahl an Dilatatoren auf dem Markt – ausgelegt auf atraumatischen Zugang, kontrollierte Dilatation und zuverlässige Einbringung von Produkten

Vom Erstzugang bis zur Einbringung des Produkts – Dilatatoren von Cook Medical ermöglichen eine allmähliche, kontrollierte Dilatation bei minimalem Gewebetrauma.

Mit auf Verfahrenseffizienz, komplexe anatomische Gegebenheiten und reibungslosen Produktvorschub ausgelegten Optionen deckt unser Sortiment ein breites Spektrum klinischer Anwendungen ab, bei denen sich Ärzte auf hohe Leistung verlassen können.

Standarddilatatoren


**Dilatatoren mit
langem Konus**



**Dilatatoren mit
hydrophiler Beschichtung**

**Endovaskuläre
Dilatator-Sets**





Standarddilatoren

Konsistente Leistung. Kontrollierter Zugang.

Standarddilatoren dienen zur sicheren, zuverlässigen Dilatation bei einer Vielzahl unterschiedlicher Verfahren.

Atraumatische Auslegung. Standarddilatoren sind mit einem Konus ausgestattet, der sich durch eine langsame Verdickung auszeichnet, was eine kontrollierte Dilatation und den atraumatischen Gefäßzugang ermöglicht. Die Dilatoren tragen zur Minimierung des Gewebetraumas, zur Verringerung von Beschwerden während der Anwendung und zur Senkung des Risiko von Schmerzen und Blutungen an der Zugangsstelle bei.


Leistung und Kontrolle. Standarddilatoren ermöglichen die effiziente und kontrollierte Dilatation von Faszien und Gefäßen zur reibungslosen Einführung von interventionellen Instrumenten. Dank ihrer optimal ausgelegten Länge und der konischen Spitze zeichnen sich die Dilatoren durch besonders einfache Anwendung, Kontrolle und hohe Präzision im Einsatz aus. Röntgendichtes Material für klare Visualisierung.

Robustheit und Zuverlässigkeit. Die aus strapazierfähigen Materialien gefertigten Standarddilatoren zeichnen sich durch gleichbleibende, zuverlässige Leistung aus. Ihre Flexibilität und Knickresistenz ermöglichen die leichte Einführung in schwierige Gefäße und sorgen für einen sicheren, zuverlässigen Gefäßzugang vor der Platzierung des Einführsystems.

Vielseitig in Verfahren einsetzbar. Standarddilatoren eignen sich zur Dilatation verkalkter und komplexer Gefäße vor der Einführung von Produkten und stellen zugleich eine kontrollierte und sichere Methode zur Dilatation des perkutanen Zugangs bei Verfahren an flüssigkeitsführenden Gefäßen dar. Die breite Palette an French-Größen findet sich ausschließlich bei Cook.

Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Länge cm
G02577	JCD3.0-18-10	3,0	0,018	10
G00972	JCD5.0-35-20	5,0	0,035	20
G00983	JCD5.0-38-20	5,0	0,038	20
G00868	JCD6.0-35-20	6,0	0,035	20
G00944	JCD6.0-38-15	6,0	0,038	15
G00937	JCD6.0-38-20	6,0	0,038	20
G00892	JCD7.0-35-20	7,0	0,035	20
G00973	JCD7.0-38-20	7,0	0,038	20
G00984	JCD8.0-35-20	8,0	0,035	20
G00999	JCD8.0-38-15	8,0	0,038	15
G00980	JCD8.0-38-20	8,0	0,038	20
G00992	JCD9.0-38-20	9,0	0,038	20
G00993	JCD10.0-38-20	10,0	0,038	20
G00994	JCD11.0-38-20	11,0	0,038	20
G00995	JCD12.0-38-20	12,0	0,038	20
G00996	JCD14.0-38-20	14,0	0,038	20
G01212	JCD16.0-38-20	16,0	0,038	20
G01328	JCD18.0-38-20	18,0	0,038	20
G01471	JCD20.0-38-20	20,0	0,038	20
G01472	JCD22.0-38-20	22,0	0,038	20
G01884	JCD24.0-38-20	24,0	0,038	20

Sämtliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind genau zu befolgen, einschließlich Angaben zu Risiken, technischen Informationen, Produktnamen und Verwendungszweck, die in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu enthalten sind. Hinweis: Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie vom zuständigen Cook Mitarbeiter.



Dilatatoren mit langem Konus

Weniger Schritte. Sanftere Dilatation. Höhere Effizienz.

Dilatatoren mit langem Konus sind für die allmähliche, kontinuierliche Dilatation optimiert, wodurch häufige Produktwechsel entfallen und ein effizienter Verfahrensablauf gewährleistet wird.


Weniger Produktwechsel. Bei Einsatz des Dilators mit langem Konus sind weniger wiederholte Dilatationen und damit weniger Produktwechsel erforderlich. Der Konus mit allmählicher Verdickung senkt während des Zugangs das Schmerzrisiko.

Verfahrenseffizienz. Der Dilator mit langem Konus ist auf den Einsatz bei der Implantation eines Herzschrittmachers ausgelegt und verkürzt im Vergleich zu Standarddilatoren das Verfahren, was höhere Effizienz und geringere Kosten bedeutet.

Allmähliche, kontrollierte Dilatation. Dilatatoren mit langem Konus ermöglichen eine kontrollierte Dilatation, was Beschwerden minimiert und das Risiko von Schmerzen während der Anwendung verringert. Zugleich sind bereits beim ersten Versuch eine problemlose Passage der Verengung sowie eine effektive Dilatation gewährleistet.

Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Länge cm
G61006	JCD6.0-38-20-LTD	6,0	0,038	20
G61012	JCD8.0-38-20-LTD	8,0	0,038	20
G61011	JCD10.0-38-20-LTD	10,0	0,038	20
G61010	JCD12.0-38-20-LTD	12,0	0,038	20
G61009	JCD14.0-38-20-LTD	14,0	0,038	20
G61008	JCD16.0-38-20-LTD	16,0	0,038	20
G61007	JCD18.0-38-20-LTD	18,0	0,038	20
G60995	JCD20.0-38-20-LTD	20,0	0,038	20
G60994	JCD22.0-38-20-LTD	22,0	0,038	20

Sämtliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind genau zu befolgen, einschließlich Angaben zu Risiken, technischen Informationen, Produktnamen und Verwendungszweck, die in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu enthalten sind. Hinweis: Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie vom zuständigen Cook Mitarbeiter.



Dilatatoren mit hydrophiler Beschichtung

Verringerte Reibung. Sanfterer Zugang.

Dilatatoren mit hydrophiler Beschichtung zeichnen sich durch eine reibungsarme Oberfläche aus, die eine sanfte Gewebepassage ermöglicht, den Widerstand minimiert und für kontrollierten Vorschub sorgt.


Weniger Widerstand beim Vorschub. Die glatte, reibungsarme Oberfläche des Dilatators mit einer hydrophilen Beschichtung erleichtert die Gewebepassage und minimiert den Widerstand beim Vorschub.

Verbesserte Führbarkeit. Die glatte, reibungsarme Oberfläche erleichtert die Gewebepassage, verbessert die Führbarkeit und minimiert zugleich den Widerstand.

Ermöglicht die Anlage eines konsistenten Zugangs. Der Dilatator mit hydrophiler Beschichtung sorgt für eine einheitliche Größe des Zugangs und trägt zu Sicherheit und Wirksamkeit der Drainagekatheter bei.

Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Länge cm
G10283	JCD5.0-38-20-HC	5,0	0,038	20
G10284	JCD6.0-35-20-HC	6,0	0,035	20
G10285	JCD6.0-38-20-HC	6,0	0,038	20
G10208	JCD7.0-38-20-HC	7,0	0,038	20
G10290	JCD9.0-38-20-HC	9,0	0,038	20
G10207	JCD10.0-38-20-HC	10,0	0,038	20
G10292	JCD12.0-38-20-HC	12,0	0,038	20
G10293	JCD14.0-38-20-HC	14,0	0,038	20
G10206	JCD16.0-38-20-HC	16,0	0,038	20

Sämtliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind genau zu befolgen, einschließlich Angaben zu Risiken, technischen Informationen, Produktnamen und Verwendungszweck, die in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu enthalten sind. Hinweis: Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie vom zuständigen Cook Mitarbeiter.



Sets mit endovaskulärem Dilatator und Dilatator

Verfahrensorientierte Auslegung.
Bewährte klinische Leistung.

Die optimierten Sets gewährleisten einen effizienten und zuverlässigen Gefäßzugang. Sie sind auf Abfallvermeidung ausgelegt und sorgen zudem für die klinische Sicherheit aller Verfahren.

Atraumatischer Zugang und Patientensicherheit. Dilatator-Sets ermöglichen einen reibungslosen und kontrollierten Gefäßzugang. Die konischen Spitzen reduzieren Gefäßtraumata. Die atraumatische Konstruktion und die knickresistenten Materialien verringern das Risiko von Dissektionen, Hämatomen und Gefäßperforationen.

Visualisierung und Sicherheit bei Verfahren. Röntgendichte Materialien verbessern die Sichtbarkeit unter Durchleuchtung, was die Sicherheit bei Verfahren erhöht.

Bewährte Leistung bei Verfahren. Dilatator-Sets von Cook basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung in der klinischen Praxis und haben sich für den Gefäßzugang sowohl bei routinemäßigen als auch bei komplexen endovaskulären Verfahren in den unterschiedlichsten Behandlungssituationen bewährt.

Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Länge cm
G52833	JCDS-14-EDS-HC	14,0	0,035	45
G52834	JCDS-1618-EDS-HC	16,0/18,0	0,035	45
G52835	JCDS-2022-EDS-HC	20,0/22,0	0,035	45
G13218	JCDS-2024-EDS-HC	20,0/24,0	0,035	30
G52836	JCDS-2426-EDS-HC	24,0/26,0	0,035	45

Sämtliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind genau zu befolgen, einschließlich Angaben zu Risiken, technischen Informationen, Produktnamen und Verwendungszweck, die in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu enthalten sind. Hinweis: Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie vom zuständigen Cook Mitarbeiter.



Effizienz und Nachhaltigkeit

Die Sets mit endovaskulärem Dilatator und Dilatator von Cook sind auf klinische Effizienz und Nachhaltigkeit ausgelegt. Enthalten sind ausschließlich die beiden benötigten Dilatatoren. Dadurch fallen im Vergleich zu Sets anderer Anbieter, die unnötige Komponenten enthalten, weniger medizinische Abfälle an und die Verfahrenskosten verringern sich.

Dilatatoren mit langem Konus sind für die allmähliche, kontinuierliche Dilatation optimiert, wodurch häufige Produktwechsel entfallen und ein effizienter Verfahrensablauf gewährleistet wird.

**Entdecken Sie das größte
Dilatatorsortiment von Cook Medical.
Wenden Sie sich an den zuständigen
Cook Mitarbeiter oder besuchen Sie
folgende Seiten:**



Dilatator



Endovaskuläre Dilator-Sets

Sämtliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind genau zu befolgen, einschließlich Angaben zu Risiken, technischen Informationen, Produktnamen und Verwendungszweck, die in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu enthalten sind. Hinweis: Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie vom zuständigen Cook Mitarbeiter.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4