

Acceso controlado. Menos traumatismos. Funcionamiento fiable.

Descubra la cartera más amplia de dilatadores, todos ellos diseñados para favorecer un acceso seguro y eficiente a vasos y vías percutáneas en una amplia variedad de procedimientos intervencionistas.



La mayor selección de dilatadores del mercado, diseñados para proporcionar un acceso atraumático, una dilatación controlada y una implantación fiable de dispositivos

Desde el acceso inicial hasta la implantación del dispositivo, los dilatadores de Cook Medical están diseñados para proporcionar una dilatación gradual y controlada, al tiempo que reducen al mínimo el traumatismo tisular.

Con opciones diseñadas para mejorar la eficiencia de los procedimientos, abordar estructuras anatómicas complejas y facilitar el avance suave de los dispositivos, nuestra cartera abarca una amplia variedad de aplicaciones clínicas en las que los profesionales sanitarios confían para obtener un funcionamiento fiable.

Dilatadores
estándar


Dilatadores
de punta
cónica larga



Dilatadores con
revestimiento
hidrófilo

Equipos de
dilatadores
endovasculares





Dilatadores estándar

Funcionamiento uniforme. Acceso controlado.

Los dilatadores estándar están diseñados para favorecer una dilatación segura y fiable en una amplia variedad de procedimientos.

Diseño atraumático. Diseñados con una punta cónica de aumento gradual para facilitar una dilatación controlada y un acceso vascular atraumático, los dilatadores estándar contribuyen a minimizar el traumatismo tisular, reducir las molestias durante el uso y disminuir el riesgo de dolor y hemorragia en el lugar de acceso.


Funcionamiento y control. Los dilatadores estándar proporcionan una dilatación eficaz y controlada de la fascia y los vasos para facilitar la introducción fluida de dispositivos intervencionistas. El diseño optimizado de su longitud y su punta cónica mejoran la facilidad de uso, el control y la precisión durante el procedimiento. El material radiopaco favorece una visualización nítida.

Resistencia y fiabilidad. Fabricados con materiales duraderos, los dilatadores estándar ofrecen un funcionamiento uniforme y fiable. Su flexibilidad y resistencia al acodamiento facilitan la inserción en vasos complejos y contribuyen a un acceso vascular seguro y fiable antes de la colocación del introductor.

Versatilidad en distintos procedimientos. Los dilatadores estándar son eficaces para la dilatación de vasos calcificados y complejos, lo que facilita la implantación correcta de dispositivos. Además, proporcionan un método seguro y controlado para la dilatación de la vía percutánea en procedimientos de acceso a fluidos. Cook ofrece en exclusiva una amplia gama de tamaños French.

Referencia	Referencia de producto	Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud cm
G02577	JCD3.0-18-10	3,0	0,018	10
G00972	JCD5.0-35-20	5,0	0,035	20
G00983	JCD5.0-38-20	5,0	0,038	20
G00868	JCD6.0-35-20	6,0	0,035	20
G00944	JCD6.0-38-15	6,0	0,038	15
G00937	JCD6.0-38-20	6,0	0,038	20
G00892	JCD7.0-35-20	7,0	0,035	20
G00973	JCD7.0-38-20	7,0	0,038	20
G00984	JCD8.0-35-20	8,0	0,035	20
G00999	JCD8.0-38-15	8,0	0,038	15
G00980	JCD8.0-38-20	8,0	0,038	20
G00992	JCD9.0-38-20	9,0	0,038	20
G00993	JCD10.0-38-20	10,0	0,038	20
G00994	JCD11.0-38-20	11,0	0,038	20
G00995	JCD12.0-38-20	12,0	0,038	20
G00996	JCD14.0-38-20	14,0	0,038	20
G01212	JCD16.0-38-20	16,0	0,038	20
G01328	JCD18.0-38-20	18,0	0,038	20
G01471	JCD20.0-38-20	20,0	0,038	20
G01472	JCD22.0-38-20	22,0	0,038	20
G01884	JCD24.0-38-20	24,0	0,038	20

Siga atentamente todas las instrucciones paso a paso, incluida la información relativa a riesgos, datos técnicos, nombres de productos e indicaciones que se facilita en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu. Tenga en cuenta que es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante de Cook.



Dilatadores de punta cónica larga



Menos pasos. Dilatación más suave. Mayor eficiencia.

Los dilatadores de punta cónica larga están optimizados para proporcionar una dilatación gradual y continua, lo que reduce la necesidad de realizar múltiples intercambios de dispositivos y favorece un flujo de trabajo procedimental eficiente.


Menos intercambios de dispositivos. Diseñado para reducir la necesidad de realizar múltiples dilataciones, el dilatador de punta cónica larga minimiza los intercambios de dispositivos. Su punta cónica gradual contribuye a reducir el riesgo de dolor durante el acceso.

Eficiencia del procedimiento. Para su uso durante la implantación de un marcapasos, el dilatador de punta cónica larga está diseñado para reducir el tiempo del procedimiento en comparación con los dilatadores estándar, lo que mejora la eficiencia del procedimiento y reduce los costes.

Dilatación gradual y controlada. Los dilatadores de punta cónica larga proporcionan una dilatación controlada que ayuda a minimizar las molestias y reducir el riesgo de dolor durante su uso, al tiempo que permiten una transición suave y una dilatación eficaz en el primer intento.

Referencia	Referencia de producto	Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud cm
G61006	JCD6.0-38-20-LTD	6,0	0,038	20
G61012	JCD8.0-38-20-LTD	8,0	0,038	20
G61011	JCD10.0-38-20-LTD	10,0	0,038	20
G61010	JCD12.0-38-20-LTD	12,0	0,038	20
G61009	JCD14.0-38-20-LTD	14,0	0,038	20
G61008	JCD16.0-38-20-LTD	16,0	0,038	20
G61007	JCD18.0-38-20-LTD	18,0	0,038	20
G60995	JCD20.0-38-20-LTD	20,0	0,038	20
G60994	JCD22.0-38-20-LTD	22,0	0,038	20

Siga atentamente todas las instrucciones paso a paso, incluida la información relativa a riesgos, datos técnicos, nombres de productos e indicaciones que se facilita en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu. Tenga en cuenta que es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante de Cook.



Dilatadores con revestimiento hidrófilo

Fricción reducida. Acceso más suave.

Los dilatadores con revestimiento hidrófilo están diseñados con una superficie de baja fricción para facilitar un paso fluido a través de los tejidos, lo que reduce al mínimo la resistencia y favorece un avance controlado.

Menor resistencia durante el avance. El dilatador presenta una superficie suave de baja fricción con un revestimiento hidrófilo que facilita el paso a través de los tejidos y ayuda a minimizar la resistencia durante el avance.


Mayor maniobrabilidad. Una superficie suave de baja fricción facilita el paso a través de los tejidos, lo que ayuda a mejorar la maniobrabilidad al tiempo que minimiza la resistencia.

Favorece la formación uniforme de la vía percutánea.

Diseñado para crear una vía percutánea de tamaño uniforme, el dilatador con revestimiento hidrófilo ayuda a garantizar que el catéter de drenaje se ajuste de forma segura y funcione eficazmente.

Referencia	Referencia de producto	Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud cm
G10283	JCD5.0-38-20-HC	5,0	0,038	20
G10284	JCD6.0-35-20-HC	6,0	0,035	20
G10285	JCD6.0-38-20-HC	6,0	0,038	20
G10208	JCD7.0-38-20-HC	7,0	0,038	20
G10290	JCD9.0-38-20-HC	9,0	0,038	20
G10207	JCD10.0-38-20-HC	10,0	0,038	20
G10292	JCD12.0-38-20-HC	12,0	0,038	20
G10293	JCD14.0-38-20-HC	14,0	0,038	20
G10206	JCD16.0-38-20-HC	16,0	0,038	20

Siga atentamente todas las instrucciones paso a paso, incluida la información relativa a riesgos, datos técnicos, nombres de productos e indicaciones que se facilita en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu. Tenga en cuenta que es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante de Cook.



Dilatador endovascular y equipos de dilatadores

Diseño centrado en el procedimiento. Funcionamiento clínico comprobado.

Diseñados para favorecer un acceso vascular eficiente y fiable, los equipos optimizados están diseñados para reducir residuos y, al mismo tiempo, mantener la confianza clínica en todos los procedimientos.

Acceso atraumático y seguridad de los pacientes. Los equipos de dilatadores facilitan un acceso vascular suave y controlado, con puntas cónicas diseñadas para favorecer bajas tasas de traumatismo vascular. La construcción atraumática y los materiales resistentes al acodamiento ayudan a mantener un bajo riesgo de disección, hematoma y perforación vascular.

Visualización y confianza durante el procedimiento.

Los materiales radiopacos favorecen la visibilidad fluoroscópica y ayudan a aumentar la confianza durante el procedimiento.

Funcionamiento comprobado en distintos procedimientos.

Probados tanto en procedimientos endovasculares rutinarios como complejos, incluidos el acceso arterial y venoso periférico, y respaldados por décadas de experiencia clínica, los equipos de dilatadores de Cook son componentes de confianza para el acceso vascular en diversos entornos procedimentales.

Referencia	Referencia de producto	Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud cm
G52833	JCDS-14-EDS-HC	14,0	0,035	45
G52834	JCDS-1618-EDS-HC	16,0/18,0	0,035	45
G52835	JCDS-2022-EDS-HC	20,0/22,0	0,035	45
G13218	JCDS-2024-EDS-HC	20,0/24,0	0,035	30
G52836	JCDS-2426-EDS-HC	24,0/26,0	0,035	45

Siga atentamente todas las instrucciones paso a paso, incluida la información relativa a riesgos, datos técnicos, nombres de productos e indicaciones que se facilita en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu. Tenga en cuenta que es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante de Cook.



Eficiencia y sostenibilidad

Diseñados teniendo en cuenta la eficiencia clínica y la sostenibilidad, los dilatadores y los equipos de dilatadores endovasculares de Cook incluyen únicamente los dos dilatadores necesarios, lo que reduce los residuos médicos y los costes del procedimiento en comparación con los equipos de otros proveedores que incluyen componentes innecesarios.

Los dilatadores de punta cónica larga están optimizados para proporcionar una dilatación gradual y continua, lo que reduce la necesidad de realizar múltiples intercambios de dispositivos y favorece un flujo de trabajo procedimental eficiente.

**Descubra la cartera más amplia
de dilatadores de Cook Medical.
Contacte con su representante
de Cook o visite**



Dilatador



Equipos de dilatadores
endovasculares

Siga atentamente todas las instrucciones paso a paso, incluida la información relativa a riesgos, datos técnicos, nombres de productos e indicaciones que se facilita en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu. Tenga en cuenta que es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante de Cook.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4