

Accesso controllato. Traumi ridotti. Prestazioni affidabili.

Il più vasto portfolio di dilatatori, tutti progettati per supportare un accesso sicuro ed efficiente a vasi e tratti nell'ambito di svariate procedure interventistiche.



La più ampia selezione disponibile di dilatatori, progettati per garantire un accesso atraumatico, una dilatazione controllata e un inserimento affidabile del dispositivo

Dall'accesso iniziale all'inserimento del dispositivo, i dilatatori Cook Medical sono specificamente progettati per fornire una dilatazione graduale e controllata e ridurre al minimo i traumi ai tessuti.

Grazie a opzioni ideate appositamente per incrementare l'efficienza durante le procedure, adattarsi a strutture anatomiche complesse e agevolare l'avanzamento dei dispositivi, i medici possono avvalersi del nostro portfolio per ottenere prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni cliniche.

**Dilatatori
standard**


**Dilatatori a
rastrematura lunga**



**Dilatatori con
rivestimento idrofilo**

**Set di dilatatori
endovascolari**





Dilatatori standard

Prestazioni costanti. Accesso controllato.

I dilatatori standard sono progettati a supporto di una dilatazione sicura e affidabile nel corso di svariate procedure.

Design atraumatico. Progettati con una rastrematura gradualmente crescente per agevolare la dilatazione controllata e l'ingresso atraumatico nei vasi, i dilatatori standard consentono di ridurre al minimo i traumi ai tessuti, diminuire il fastidio durante l'uso e abbassare il rischio di dolore e sanguinamento in corrispondenza del sito di accesso.


Prestazioni e controllo. I dilatatori standard forniscono una dilatazione efficiente e controllata della fascia e dei vasi per agevolare l'inserimento di dispositivi interventistici. Le differenti lunghezze e la punta rastremata dei dilatatori, progettate in modo ottimale, incrementano la semplicità d'uso, il controllo e la precisione procedurale. Il materiale radiopaco consente di ottenere una visualizzazione chiara.

Forza e affidabilità. Realizzati a partire da materiali durevoli, i dilatatori standard forniscono prestazioni costanti e affidabili. Sono inoltre flessibili e resistenti all'attorcigliamento, per agevolarne l'inserimento in vasi complessi e supportare un accesso ai vasi sicuro e affidabile prima del posizionamento di un introduttore.

Versatilità in svariate procedure. I dilatatori standard sono efficaci nella dilatazione di vasi calcificati e complessi, per un inserimento corretto dei dispositivi e al contempo una dilatazione del tratto percutaneo controllata e sicura nel corso di procedure di accesso per la somministrazione di liquidi. Cook offre in esclusiva un'ampia gamma di misure in French.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza cm
G02577	JCD3.0-18-10	3,0	0,018	10
G00972	JCD5.0-35-20	5,0	0,035	20
G00983	JCD5.0-38-20	5,0	0,038	20
G00868	JCD6.0-35-20	6,0	0,035	20
G00944	JCD6.0-38-15	6,0	0,038	15
G00937	JCD6.0-38-20	6,0	0,038	20
G00892	JCD7.0-35-20	7,0	0,035	20
G00973	JCD7.0-38-20	7,0	0,038	20
G00984	JCD8.0-35-20	8,0	0,035	20
G00999	JCD8.0-38-15	8,0	0,038	15
G00980	JCD8.0-38-20	8,0	0,038	20
G00992	JCD9.0-38-20	9,0	0,038	20
G00993	JCD10.0-38-20	10,0	0,038	20
G00994	JCD11.0-38-20	11,0	0,038	20
G00995	JCD12.0-38-20	12,0	0,038	20
G00996	JCD14.0-38-20	14,0	0,038	20
G01212	JCD16.0-38-20	16,0	0,038	20
G01328	JCD18.0-38-20	18,0	0,038	20
G01471	JCD20.0-38-20	20,0	0,038	20
G01472	JCD22.0-38-20	22,0	0,038	20
G01884	JCD24.0-38-20	24,0	0,038	20

Attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni dettagliate, comprese le informazioni sui rischi, le specifiche tecniche, il nome del dispositivo e l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni per l'uso (IFU) disponibili su cookmedical.eu. Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Cook.



Dilatatori a rastrematura lunga

**Meno passaggi. Dilatazione più semplice.
Efficienza aumentata.**

I dilatatori a rastrematura lunga sono ottimizzati per una dilatazione graduale e continua, riducono la necessità di sostituire più volte il dispositivo e favoriscono un flusso di lavoro efficiente durante la procedura.


Sostituzione di dispositivi ridotta al minimo. Progettato per diminuire la necessità di più dilatazioni, il dilatatore a rastrematura lunga riduce al minimo le sostituzioni dei dispositivi. La rastrematura graduale contribuisce a ridurre il rischio di dolore durante l'accesso.

Efficienza della procedura. Utilizzato durante il posizionamento di un pacemaker, il dilatatore a rastrematura lunga è progettato per ridurre la durata della procedura rispetto a dilatatori standard, con un conseguente incremento dell'efficienza della procedura e una riduzione dei costi.

Dilatazione graduale e controllata. I dilatatori a rastrematura lunga favoriscono il controllo della dilatazione e contribuiscono a ridurre al minimo il fastidio e diminuire il rischio di dolore durante l'uso, consentendo al contempo una transizione agevole e una dilatazione efficace già al primo tentativo.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza cm
G61006	JCD6.0-38-20-LTD	6,0	0,038	20
G61012	JCD8.0-38-20-LTD	8,0	0,038	20
G61011	JCD10.0-38-20-LTD	10,0	0,038	20
G61010	JCD12.0-38-20-LTD	12,0	0,038	20
G61009	JCD14.0-38-20-LTD	14,0	0,038	20
G61008	JCD16.0-38-20-LTD	16,0	0,038	20
G61007	JCD18.0-38-20-LTD	18,0	0,038	20
G60995	JCD20.0-38-20-LTD	20,0	0,038	20
G60994	JCD22.0-38-20-LTD	22,0	0,038	20

Attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni dettagliate, comprese le informazioni sui rischi, le specifiche tecniche, il nome del dispositivo e l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni per l'uso (IFU) disponibili su cookmedical.eu. Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Cook.



Dilatatori con rivestimento idrofilo

Attrito ridotto. Accesso più semplice.

I dilatatori con rivestimento idrofilo sono progettati con una superficie ad attrito ridotto per facilitare il passaggio agevole attraverso il tessuto, riducendo al minimo la resistenza e favorendo un avanzamento controllato.


Resistenza ridotta durante l'avanzamento. Il dilatatore presenta una superficie liscia ad attrito ridotto, dotata di un rivestimento idrofilo per facilitare il passaggio attraverso il tessuto e ridurre al minimo la resistenza durante l'avanzamento.

Trackability migliorata. Una superficie liscia ad attrito ridotto agevola il passaggio attraverso il tessuto e consente di incrementare la trackability e ridurre al minimo la resistenza.

A supporto della formazione di un tratto uniforme. Progettato per creare un tratto di dimensioni uniformi, il dilatatore con rivestimento idrofilo aiuta a garantire il posizionamento sicuro e l'efficacia del catetere di drenaggio.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza cm
G10283	JCD5.0-38-20-HC	5,0	0,038	20
G10284	JCD6.0-35-20-HC	6,0	0,035	20
G10285	JCD6.0-38-20-HC	6,0	0,038	20
G10208	JCD7.0-38-20-HC	7,0	0,038	20
G10290	JCD9.0-38-20-HC	9,0	0,038	20
G10207	JCD10.0-38-20-HC	10,0	0,038	20
G10292	JCD12.0-38-20-HC	12,0	0,038	20
G10293	JCD14.0-38-20-HC	14,0	0,038	20
G10206	JCD16.0-38-20-HC	16,0	0,038	20

Attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni dettagliate, comprese le informazioni sui rischi, le specifiche tecniche, il nome del dispositivo e l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni per l'uso (IFU) disponibili su cookmedical.eu. Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Cook.



Dilatatori e set di dilatatori endovascolari

Design incentrato sulla procedura.
Prestazioni cliniche comprovate.

Specificamente progettati per consentire un accesso vascolare efficiente e affidabile, i set semplificati sono stati ideati per ridurre gli sprechi e mantenere al contempo la sicurezza clinica durante l'esecuzione di svariate procedure.

Accesso atraumatico e sicurezza del paziente. I set di dilatatori facilitano l'accesso vascolare agevole e controllato grazie alle punte rastremate, progettate per una minore incidenza di traumi vascolari. La struttura atraumatica e i materiali resistenti agli attorcigliamenti aiutano a mantenere basso il rischio di dissezione, ematoma e perforazione del vaso.

Visualizzazione e sicurezza durante la procedura. I materiali radiopachi favoriscono la visibilità in fluoroscopia e contribuiscono a incrementare la sicurezza durante l'uso.

Prestazioni comprovate in svariate procedure. Comprovati per procedure endovascolari di routine e complesse, incluse le procedure di accesso arterioso e venoso periferico, e supportati da decenni di esperienza clinica, i set di dilatatori Cook sono componenti affidabili per l'accesso vascolare in svariati ambiti procedurali.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza cm
G52833	JCDS-14-EDS-HC	14,0	0,035	45
G52834	JCDS-1618-EDS-HC	16,0/18,0	0,035	45
G52835	JCDS-2022-EDS-HC	20,0/22,0	0,035	45
G13218	JCDS-2024-EDS-HC	20,0/24,0	0,035	30
G52836	JCDS-2426-EDS-HC	24,0/26,0	0,035	45

Attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni dettagliate, comprese le informazioni sui rischi, le specifiche tecniche, il nome del dispositivo e l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni per l'uso (IFU) disponibili su cookmedical.eu. Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Cook.



Efficienza e sostenibilità

Progettati con particolare attenzione all'efficienza clinica e alla sostenibilità, i dilatatori e i set di dilatatori endovascolari Cook includono solo i due dilatatori necessari, riducendo in tal modo la quantità di rifiuti medici e i costi delle procedure rispetto ai set proposti da altri fornitori, che prevedono componenti non necessari.

I dilatatori a rastrematura lunga sono ottimizzati per una dilatazione graduale e continua, riducono la necessità di sostituire più volte il dispositivo e favoriscono un flusso di lavoro efficiente durante la procedura.

**Per scoprire la gamma più ampia
di dilatatori Cook Medical, contattare
il rappresentante Cook o scansionare
i codici**



Dilatatore



Set di dilatatori endovascolari

Attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni dettagliate, comprese le informazioni sui rischi, le specifiche tecniche, il nome del dispositivo e l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni per l'uso (IFU) disponibili su cookmedical.eu. Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Cook.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4