

Kontrolowany dostęp. Mniejsza urazowość. Niezawodne działanie.

Poznaj największą ofertę
rozszerzaczy – wszystkie
opracowane tak, aby wspomagać
bezpieczny, skuteczny dostęp
do naczyń i przewodów
w szerokim zakresie zabiegów
interwencyjnych.



Największy wybór dostępnych rozszerzaczy – opracowanych w celu zapewnienia atraumatycznego dostępu, kontrolowanego rozszerzania i niezawodnego wprowadzania wyrobów

Od początkowego uzyskania dostępu do wprowadzenia wyrobu, rozszerzacze firmy Cook Medical zapewniają stopniowe, kontrolowane rozszerzanie, minimalizując przy tym urazy tkanek.

Nasza oferta uwzględnia pełen zakres zastosowań klinicznych i obejmuje niezawodne wyroby zapewniające skuteczność zabiegu, dostęp do trudnych struktur anatomicznych i płynne wprowadzanie wyrobów.

Rozszerzacze
standardowe


Rozszerzacze
z długim stożkiem



Rozszerzacze
z powłoką hydrofilną

Zestawy rozszerzaczy
wewnątrznacyniowych





Rozszerzacze standardowe

Stać skuteczność. Kontrolowany dostęp.

Rozszerzacze standardowe zostały opracowane, aby wspomagać bezpieczne, niezawodne rozszerzanie podczas szerokiego zakresu zabiegów.

Atraumatyczna konstrukcja. Charakteryzująca się łagodnie zwężającym stożkiem konstrukcja rozszerzaczy standardowych ułatwia kontrolowane rozszerzanie i atraumatyczne wprowadzanie do naczyń, co pomaga zmniejszać urazy tkanek, dyskomfort w trakcie stosowania wyrobu oraz ryzyko bólu i krwawienia w miejscu dostępu.


Skuteczność i kontrola. Rozszerzacze standardowe umożliwiają skuteczne, kontrolowane rozszerzanie powięzi i naczyń, aby wspomagać płynne wprowadzanie wyrobów interwencyjnych, a optymalna długość rozszerzacza i końcówka stożkowa poprawiają łatwość użycia, kontrolę i precyzję podczas zabiegu. Cieniodajny materiał ułatwia wyraźną wizualizację.

Wytrzymałość i niezawodność. Wykonane z trwałych materiałów rozszerzacze standardowe zapewniają stałą skuteczność i niezawodne działanie. Ich giętkość i odporność na załamania ułatwiają wprowadzanie do trudnych struktur naczyniowych i wspomagają bezpieczny, niezawodny dostęp naczyniowy przed umieszczeniem introduktora.

Wszechstronność w różnych zabiegach. Rozszerzacze standardowe są skuteczne w poszerzaniu zwężających i złożonych naczyń, wspomagając skuteczne wprowadzenie wyrobu, a jednocześnie zapewniając kontrolowany i bezpieczny sposób poszerzania kanału przezskórnego w zabiegach z dostępem na potrzeby podawania lub usuwania płynów. Bardzo szeroki zakres rozmiarów Fr, dostępny tylko w firmie Cook.

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Fr	Akceptowana średnica przewodnika inch	Długość cm
G02577	JCD3.0-18-10	3,0	0,018	10
G00972	JCD5.0-35-20	5,0	0,035	20
G00983	JCD5.0-38-20	5,0	0,038	20
G00868	JCD6.0-35-20	6,0	0,035	20
G00944	JCD6.0-38-15	6,0	0,038	15
G00937	JCD6.0-38-20	6,0	0,038	20
G00892	JCD7.0-35-20	7,0	0,035	20
G00973	JCD7.0-38-20	7,0	0,038	20
G00984	JCD8.0-35-20	8,0	0,035	20
G00999	JCD8.0-38-15	8,0	0,038	15
G00980	JCD8.0-38-20	8,0	0,038	20
G00992	JCD9.0-38-20	9,0	0,038	20
G00993	JCD10.0-38-20	10,0	0,038	20
G00994	JCD11.0-38-20	11,0	0,038	20
G00995	JCD12.0-38-20	12,0	0,038	20
G00996	JCD14.0-38-20	14,0	0,038	20
G01212	JCD16.0-38-20	16,0	0,038	20
G01328	JCD18.0-38-20	18,0	0,038	20
G01471	JCD20.0-38-20	20,0	0,038	20
G01472	JCD22.0-38-20	22,0	0,038	20
G01884	JCD24.0-38-20	24,0	0,038	20

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji przedstawiających czynności do wykonania krok po kroku z uwzględnieniem ryzyka, informacji technicznych, nazwy wyrobu i jego przeznaczenia podanych w instrukcji użycia (IFU) dostępnej pod adresem cookmedical.eu. Należy mieć na uwadze, że niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Cook.



Rozszerzacze z długim stożkiem

**Mniej kroków. Płynniejsze rozszerzanie.
Większa skuteczność.**

Rozszerzacze z długim stożkiem mają konstrukcję optymalną do zapewniania stopniowego, ciągłego poszerzania, co zmniejsza potrzebę wielokrotnej wymiany wyrobów i wspomaga efektywny przepływ pracy podczas zabiegu.


Minimalizacja wymiany wyrobów. Rozszerzacze z długim stożkiem zostały opracowane tak, aby zmniejszyć potrzebę wieloetapowego poszerzania, co pozwala ograniczyć do minimum wymianę wyrobów. Stopniowo zwężany stożek pomaga zmniejszyć ryzyko bólu podczas uzyskiwania dostępu.

Skuteczność podczas zabiegu. Rozszerzacz z długim stożkiem jest odpowiedni do stosowania podczas implantacji kardiostymulatora i został opracowany tak, aby skrócić czas zabiegu w porównaniu z rozszerzaczami standardowymi, co zwiększa skuteczność zabiegu i obniża jego koszty.

Stopniowe, kontrolowane poszerzanie. Rozszerzacze z długim stożkiem ułatwiają stopniowe, kontrolowane poszerzanie, co pomaga zminimalizować dyskomfort i zmniejszyć ryzyko wystąpienia bólu podczas stosowania wyrobu oraz umożliwia jego płynne wprowadzenie i skuteczne poszerzenie tkanek za pierwszym razem.

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Fr	Akceptowana średnica przewodnika inch	Długość cm
G61006	JCD6.0-38-20-LTD	6,0	0,038	20
G61012	JCD8.0-38-20-LTD	8,0	0,038	20
G61011	JCD10.0-38-20-LTD	10,0	0,038	20
G61010	JCD12.0-38-20-LTD	12,0	0,038	20
G61009	JCD14.0-38-20-LTD	14,0	0,038	20
G61008	JCD16.0-38-20-LTD	16,0	0,038	20
G61007	JCD18.0-38-20-LTD	18,0	0,038	20
G60995	JCD20.0-38-20-LTD	20,0	0,038	20
G60994	JCD22.0-38-20-LTD	22,0	0,038	20

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji przedstawiających czynności do wykonania krok po kroku z uwzględnieniem ryzyka, informacji technicznych, nazwy wyrobu i jego przeznaczenia podanych w instrukcji użycia (IFU) dostępnej pod adresem cookmedical.eu. Należy mieć na uwadze, że niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Cook.



Rozszerzacze z powłoką hydrofilną

Zmniejszone tarcie. Płynniejszy dostęp.

Rozszerzacze z powłoką hydrofilną mają powierzchnię zmniejszającą tarcie, co ułatwia płynne prowadzenie przez tkanki, minimalizując opór i wspomagając kontrolowane wprowadzanie.

Zmniejszony opór podczas wprowadzania. Rozszerzacz ma gładką, zmniejszającą tarcie powierzchnię z powłoką hydrofilną, co ułatwia prowadzenie przez tkanki, minimalizując opór podczas wprowadzania.


Lepsza przesuwalność. Gładka, zmniejszająca tarcie powierzchnia wspomaga łatwiejsze prowadzenie przez tkanki, poprawiając przesuwalność i minimalizując opór.

Wspomaganie tworzenia jednolitego kanału.

Rozszerzacz z powłoką hydrofilną został opracowany tak, aby umożliwić tworzenie kanału o jednolitych rozmiarach, co pomaga zapewnić dokładne dopasowanie i skuteczne działanie cewnika do drenażu.

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Fr	Akceptowana średnica prowadnika inch	Długość cm
G10283	JCD5.0-38-20-HC	5,0	0,038	20
G10284	JCD6.0-35-20-HC	6,0	0,035	20
G10285	JCD6.0-38-20-HC	6,0	0,038	20
G10208	JCD7.0-38-20-HC	7,0	0,038	20
G10290	JCD9.0-38-20-HC	9,0	0,038	20
G10207	JCD10.0-38-20-HC	10,0	0,038	20
G10292	JCD12.0-38-20-HC	12,0	0,038	20
G10293	JCD14.0-38-20-HC	14,0	0,038	20
G10206	JCD16.0-38-20-HC	16,0	0,038	20

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji przedstawiających czynności do wykonania krok po kroku z uwzględnieniem ryzyka, informacji technicznych, nazwy wyrobu i jego przeznaczenia podanych w instrukcji użycia (IFU) dostępnej pod adresem cookmedical.eu. Należy mieć na uwadze, że niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Cook.



Rozszerzacze wewnątrznacyniowe i zestawy rozszerzaczy wewnątrznacyniowych



**Konstrukcja ukierunkowana na zabieg.
Potwierdzona skuteczność kliniczna.**

Zoptymalizowane zestawy wspomagające skuteczny, niezawodny dostęp naczyniowy zostały opracowane tak, aby zmniejszać ilość odpadów, a jednocześnie zapewniać skuteczność kliniczną podczas zabiegów.

Atraumatyczny dostęp i bezpieczeństwo pacjentów.

Zestawy rozszerzaczy ułatwiają płynny, kontrolowany dostęp naczyniowy, a ich stożkowe końcówki zmniejszają częstość urazów naczyń. Atraumatyczna konstrukcja i materiały odporne na załamania pomagają utrzymać niskie ryzyko rozwarstwienia tkanek, krwaków i perforacji naczyń.

Wizualizacja i pewność podczas zabiegu. Materiały cieniodajne poprawiają wizualizację fluoroskopową, co zwiększa pewność stosowania podczas zabiegu.

Potwierdzona skuteczność w różnych zabiegach.

Skuteczność stosowania zestawów rozszerzaczy firmy Cook została potwierdzona zarówno podczas rutynowych, jak i skomplikowanych zabiegów wewnątrznacyniowych, z uwzględnieniem obwodowego dostępu tętniczego i żylnego, jak również jest poparta dekadami doświadczenia klinicznego, co sprawia, że są to niezawodne elementy do dostępu naczyniowego w różnych warunkach zabiegowych.

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Fr	Akceptowana średnica prowadnika inch	Długość cm
G52833	JCDS-14-EDS-HC	14,0	0,035	45
G52834	JCDS-1618-EDS-HC	16,0/18,0	0,035	45
G52835	JCDS-2022-EDS-HC	20,0/22,0	0,035	45
G13218	JCDS-2024-EDS-HC	20,0/24,0	0,035	30
G52836	JCDS-2426-EDS-HC	24,0/26,0	0,035	45

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji przedstawiających czynności do wykonania krok po kroku z uwzględnieniem ryzyka, informacji technicznych, nazwy wyrobu i jego przeznaczenia podanych w instrukcji użycia (IFU) dostępnej pod adresem cookmedical.eu. Należy mieć na uwadze, że niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Cook.



Skuteczność i dbałość o środowisko

Opracowane z myślą o skuteczności klinicznej i dbałości o środowisko rozszerzacze wewnątrznacyniowe i zestawy rozszerzaczy wewnątrznacyniowych firmy Cook obejmują jedynie dwa potrzebne rozszerzacze, co zmniejsza ilość odpadów medycznych i obniża koszty zabiegów w porównaniu z zestawami innych firm, które zawierają zbędne elementy.

Rozszerzacze z długim stożkiem mają konstrukcję optymalną do zapewniania stopniowego, ciągłego poszerzania, co zmniejsza potrzebę wielokrotnej wymiany wyrobów i wspomaga efektywny przepływ pracy podczas zabiegu.



Poznaj największą na rynku ofertę rozszerzaczy, którą zapewnia firma Cook Medical. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Cook lub odwiedź stronę:



Rozszerzacz



Zestawy rozszerzaczy
wewnętrznych

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji przedstawiających czynności do wykonania krok po kroku z uwzględnieniem ryzyka, informacji technicznych, nazwy wyrobu i jego przeznaczenia podanych w instrukcji użycia (IFU) dostępnej pod adresem cookmedical.eu. Należy mieć na uwadze, że niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Cook.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4