


Entwickelt für den präzisen Zugang unterhalb des Knies.

Reibungslose hydrophile Leistung, präzise Schaftführung und Sichtbarkeit im distalen Bereich – für die sichere Navigation durch gewundene periphere Gefäße.



Approach[®] Hydro ST

HYDROPHILIC MICRO WIRE GUIDE

Entwickelt für Führbarkeit in peripheren Gefäßen


Der kurze Konus und das hydrophile distale Segment sind für reibungslosen Vorschub optimiert, sodass Schubkraft und Führbarkeit in kleineren Gefäßen erhalten bleiben.

Sichtbarkeit für präzise Drahtführung

Das distale Platin-Microcoil verbessert die Sichtbarkeit der Spitze, sodass Ärzte bei komplexen peripheren Eingriffen die Position des Führungsdrahts sicher im Blick behalten und kontrollierte Bewegungen durchführen können.

Support, wenn dieser beim distalen Zugang erforderlich ist

Ein Support-Schaft aus Edelstahl sorgt für die nötige Stabilität zum reibungslosen Vorschub von Support-Kathetern durch periphere Gefäße – selbst in schwierigen anatomischen Strukturen unterhalb des Knies.



Approach® Hydro ST

HYDROPHILIC MICRO WIRE GUIDE

Der Approach Hydro ST hydrophile Mikro-Führungsdraht ermöglicht das Einbringen von Produkten in die peripheren Blutgefäße.

Bestellnummer	Referenznummer	Führungsdrahtdurchmesser Inch	Führungsdrahtlänge cm
G52937	HMW-14-135-ST	0,014	135
G52938	HMW-14-190-ST	0,014	190
G52939	HMW-14-300-ST	0,014	300

Sämtliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind genau zu befolgen, einschließlich Angaben zu Risiken, technischen Informationen, Produktnamen und Verwendungszweck, die in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu enthalten sind. Hinweis: Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie vom zuständigen Cook Mitarbeiter.

Die folgenden Produkte sind mit dem Approach Hydro ST kompatibel.

ACCESS

Micropuncture®
Einführschleusen-Set

Micropuncture
Pedal Zugangsset

TARGET

CXI®
Support-Katheter

Flexor® Ansel Führungsschleuse
mit High-Flex Dilatator

TREAT

Advance® 14LP
Low-Profile-PTA-
Ballondilatationskatheter

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4