


Diseñada para un acceso preciso por debajo de la rodilla

Con un funcionamiento hidrófilo suave, un control del portador de soporte y visibilidad distal, la guía está diseñada para ayudarle a navegar con confianza por una estructura anatómica periférica tortuosa.



Approach[®] Hydro ST

HYDROPHILIC MICRO WIRE GUIDE

Diseñada para una mayor maniobrabilidad periférica


El diseño de extremo cónico corto y el segmento distal hidrófilo están optimizados para facilitar el avance, lo que ayuda a mantener la capacidad de empuje y la maniobrabilidad en vasos periféricos más pequeños.

Visibilidad para un control preciso de la guía

La microespiral de platino distal ayuda a mejorar la visualización de la punta para que los médicos puedan seguir con confianza la posición de la guía y realizar movimientos controlados durante intervenciones periféricas complejas.

Soporte donde el acceso distal lo requiere

Un portador de soporte de acero inoxidable ayuda a proporcionar la estabilidad necesaria para facilitar el avance de catéteres de soporte a través de vasos periféricos, incluso en estructuras anatómicas complejas por debajo de la rodilla.



Approach® Hydro ST

HYDROPHILIC MICRO WIRE GUIDE

La microguía hidrófila Approach Hydro ST facilita la implantación de dispositivos en la vasculatura periférica.

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Longitud de la guía cm
G52937	HMW-14-135-ST	0,014	135
G52938	HMW-14-190-ST	0,014	190
G52939	HMW-14-300-ST	0,014	300

Siga atentamente todas las instrucciones paso a paso, incluida la información relativa a riesgos, datos técnicos, nombres de productos e indicaciones que se facilita en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu. Tenga en cuenta que es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante de Cook.

Los siguientes productos son compatibles con Approach Hydro ST.

ACCESS

Micropuncture®

Equipo introductor

Micropuncture

Equipo de acceso pedio

TARGET

CXI®

Catéter de soporte

Vaina guía Flexor® Ansel
con dilatador High-Flex

TREAT

Advance® 14LP

Catéter balón de dilatación
para ATP de perfil bajo

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4