


Große Auswahl für Ärzte - passende Lösungen für Patienten



PERKUTANE ABSZESS- UND
MEHRZWECK-DRAINAGEPRODUKTE

Das Angebot von Cook Medical umfasst eines der branchenweit umfangreichsten Sortimente an Drainageprodukten.

Dieser Katalog bietet Ihnen:

- die passende Auswahl an Mehrzweck-Drainagekathetern für das jeweilige Verfahren,
- innovative Technologien, die nur führende Unternehmen bieten, z. B. Ultrathane®, hydrophile Beschichtung für die einfache Einführung und röntgendichte Materialien für die präzise Positionierung,
- und die bewährten Eigenschaften und Merkmale, die Sie an unseren Produkten schätzen, z. B. Knickresistenz und konsistente Ansatzgrößen.

Dieser Katalog präsentiert unser Angebot an perkutanen Abszess- und Mehrzweck-Drainageprodukten.

Wenn Sie an unserem Gesamtangebot an perkutanen Drainageprodukten interessiert sind, fordern Sie bitte die folgenden zusätzlichen Kataloge über Ihren Cook Außendienstmitarbeiter an:

- **Produkte für die perkutane Gallengangintervention**
- **Produkte für die perkutane Urindrainage**
- **Produkte für den perkutanen Zugang und die Führung sowie entsprechendes Zubehör**

Setzen Sie beim jeweiligen Verfahren auf das passende Drainageprodukt.

Sie haben die Wahl.

Inhalt

Mehrzweck-Drainageprodukte ohne Arretierung

Drainagekatheter-Kanülen-Set	4
Gebogener Universal-Drainage-Katheter	5
Mehrzweck-Drainagekatheter	6

Mehrzweck-Drainageprodukte mit Arretierung

Dawson-Mueller Drainage-Katheter	7
Mehrzweck-Drainagekatheter-Set - Micropuncture Set	8
Mehrzweck-Drainagekatheter	9

Drainageprodukte mit großem Lumen

Mehrzweck-Drainagekatheter - Cook-Cope Sperrschlaufe	10
Thal-Quick Abszessdrainage-Set	11
Gordon großkalibriger Drainagekatheter	12

Drainage mit Doppellumen

Ring-McLean Abszessdrainage-Set - gerade	13
Ring-McLean Abszessdrainage-Set - gebogen	14
Ring-McLean Abszessdrainage-Set - Cook-Cope Sperrschlaufen-Pigtail	15






Drainagekatheter-Kanülen-Set

Für die perkutane externe Drainage bei einer Vielzahl von Drainageanwendungen (z. B. Nephrostomie, Abszessdrainage und sonstige Drainagen in der Bauchhöhle).

- Der Katheter verfügt über einen nicht arretierbaren Pigtail zur Fixierung.
- Das Trokar-Stilet passt in den Katheter und die Versteifungskanüle. Diese Komponentengruppe erleichtert den Zugang durch direkte Punktion.
- Der Katheter wird mit einem Pigtail-Strecker geliefert.

Komponenten



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Kanüle Trokar-Stilet Gauge
G56888	DUAN-5.0-19.5-15.0-6S-PIG	5	0,038	15	6	19,5
G56889	DUAN-5.0-19.5-25.0-6S-PIG	5	0,038	25	6	19,5
G56890	DUAN-6.0-19.5-25.0-6S-PIG	6	0,038	25	6	19,5
G56891	DUAN-7.0-19.5-25.0-8S-PIG	7	0,038	25	8	19,5
G56892	DUAN-8.3-18-25.0-8S-PIG	8,3	0,038	25	8	18

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.




Gebogener Universal-Drainage-Katheter

Für die perkutane Drainage bei einer Vielzahl von Drainageanwendungen (z. B. Nephrostomie, Gallengang- und Abszessdrainage) über direkte Punktion oder Zugang nach Seldinger-Technik.

- Die gebogene Spitze erleichtert die Drainage in kleinen Hohlräumen.
- Der Katheter besteht aus Ultrathane® Material.
- Die hydrophile Beschichtung wird bei Aktivierung sehr gleitfähig und reduziert die Reibung beim Einführen.

Komponenten



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Kanüle Trokar-Stilet Gauge
G10956	ULT6.0-35-25-P-3S-UCD-HC	6	0,035	25	3	19 UTW*
G10957	ULT7.0-38-25-P-3S-UCD-HC	7	0,038	25	3	18
G10958	ULT8.5-38-25-P-3S-UCD-HC	8,5	0,038	25	3	18
G10959	ULT10.2-38-25-P-3S-UCD-HC	10,2	0,038	25	3	18

* Ultrathin Wall, ultradünne Wand

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.




Mehrzweck-Drainagekatheter

Für die perkutane Drainage bei einer Vielzahl von Drainageanwendungen (z. B. Nephrostomie, Gallengang- und Abszessdrainage) über direkte Punktion oder Zugang nach Seldinger-Technik.

- Der Katheter verfügt über einen nicht arretierbaren Pigtail zur Fixierung.
- Der Katheter besteht aus Ultrathane® Material.
- Der Katheter kann durch eine direkte Punktion mit dem mitgelieferten Trokar-Stilet oder mithilfe des Zugangs nach Seldinger-Technik eingeführt werden.


Komponenten



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Kanüle Trokar-Stilet Gauge
G06483	ULT8.5-38-25-P-6S-MDC*	8,5	0,038	25	6	18
G06484	ULT10.2-38-25-P-6S-MDC	10,2	0,038	25	6	18
G06485	ULT12.0-38-25-P-6S-MDC	12	0,038	25	6	18
G06482	ULT14.0-38-25-P-6S-MDC	14	0,038	25	6	18

* Mit Intro-Tip™

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.



Dawson-Mueller Drainage-Katheter

Für die perkutane Drainage bei einer Vielzahl von Drainageanwendungen (z. B. Nephrostomie, Gallengang- und Abszessdrainage) über direkte Punktion oder Zugang nach Seldinger-Technik.

- Der 10-mm-Pigtail erleichtert die Drainage in kleinen Hohlräumen.
- Der Katheter besteht aus Ultrathane® Material.
- Der Mac-Loc® Sperrmechanismus fixiert zuverlässig den Pigtail.
- Die hydrophile Beschichtung wird bei Aktivierung sehr gleitfähig und reduziert die Reibung beim Einführen des Katheters.

Komponenten



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Kanüle Trokar-Stilett Gauge
Katheter mit Standardlänge						
G11018	ULT5.0-18-25-P-5S-CLDM-HC	5	0,018	25	5	23 UTW*
G51594	ULT6.3-35-15-P-5S-CLDM-HC	6,3	0,035	15	5	19 UTW*
G51595	ULT6.3-35-25-P-5S-CLDM-HC	6,3	0,035	25	5	19 UTW*
G11020	ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-HC	7	0,035	25	5	19 UTW*
G11386	ULT8.5-38-15-P-5S-CLDM-HC	8,5	0,038	15	5	18
G09705	ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC	8,5	0,038	25	5	18
G11387	ULT10.2-38-15-P-5S-CLDM-HC	10,2	0,038	15	5	18
G09706	ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-HC	10,2	0,038	25	5	18
G11720	ULT12.0-38-15-P-5S-CLDM-HC	12	0,038	15	5	18
G10435	ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-HC	12	0,038	25	5	18
G10436	ULT14.0-38-25-P-5S-CLDM-HC	14	0,038	25	5	18

* Ultrathin Wall, ultradünne Wand

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.




Mehrzweck-Drainagekatheter-Set - Micropuncture Set

Für die perkutane Drainage bei einer Vielzahl von Drainageanwendungen (z. B. Nephrostomie, Gallengang- und Abszessdrainage).

- Die Platzierung des Katheters erfolgt über Mikropunktion mit dem Neff perkutanen Punktions-Set, das im Lieferumfang enthalten ist.
- Der Katheter besteht aus Ultrathane® Material.
- Der Mac-Loc® Sperrmechanismus fixiert zuverlässig den 25-mm-Pigtail.
- Die röntgendichte Markierung dient zur Identifikation des proximalen Bereichs der Sperrschleife, in dem sich sechs große, ovale Seitenlöcher zur leichteren Drainage befinden.
- Die hydrophile Beschichtung wird bei Aktivierung sehr gleitfähig und reduziert die Reibung beim Einführen des Katheters.

Komponenten



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Dilatatore Fr
G10049	CLM-8.5-RH-NPAS-NT*	8,5	0,038	25	6	9
G10050	CLM-10.2-RH-NPAS-NT	10,2	0,038	25	6	8, 11
G10261	CLM-12.0-RH-NPAS-NT	12	0,038	25	6	10, 14

* Mit Intro-Tip™

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.




Mehrzweck-Drainagekatheter

Für die perkutane Drainage bei einer Vielzahl von Drainageanwendungen (z. B. Nephrostomie, Gallengang- und Abszessdrainage) über direkte Punktion oder Zugang nach Seldinger-Technik.

- Der Katheter besteht aus Ultrathane® Material.
- Der Mac-Loc® Sperrmechanismus fixiert zuverlässig den 25-mm-Pigtail.
- Die hydrophile Beschichtung wird bei Aktivierung sehr gleitfähig und reduziert die Reibung beim Einführen des Katheters.
- Die röntgendichte Markierung dient zur Identifikation des proximalen Bereichs der Sperrschleife, in dem sich sechs große, ovale Seitenlöcher zur leichteren Drainage befinden.

Komponenten



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Kanüle Trokar-Stilet Gauge
G11105	ULT8.5-38-15-P-6S-CLM-RH*	8,5	0,038	15	6	18
G09501	ULT8.5-38-25-P-6S-CLM-RH*	8,5	0,038	25	6	18
G09765	ULT8.5-38-45-P-6S-CLM-RH*	8,5	0,038	45	6	18
G11210	ULT8.5-38-60-P-6S-CLM-RH* **	8,5	0,038	60	6	18
G09502	ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH	10,2	0,038	25	6	18
G09766	ULT10.2-38-45-P-6S-CLM-RH	10,2	0,038	45	6	18
G28916	ULT10.2-38-60-P-6S-CLM-RH**	10,2	0,038	60	6	18
G09503	ULT12.0-38-25-P-6S-CLM-RH	12	0,038	25	6	18
G09767	ULT12.0-38-45-P-6S-CLM-RH	12	0,038	45	6	18
G09504	ULT14.0-38-25-P-6S-CLM-RH	14	0,038	25	6	18
G09768	ULT14.0-38-45-P-6S-CLM-RH**	14	0,038	45	6	18

* Mit Intro-Tip™

** Keine Lagerware

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.




Mehrzweck-Drainagekatheter - Cook-Cope Sperrschlaufe

Für die perkutane Drainage bei einer Vielzahl von Drainageanwendungen (z. B. Nephrostomie, Gallengang- und Abszessdrainage) über direkte Punktion oder Zugang nach Seldinger-Technik.

- Der großkalibrige Katheter verfügt über ein großes Lumen für höheren Durchfluss.
- Der Katheter besteht aus Ultrathane® Material.
- Der Sperrschlaufen-Pigtail unterstützt die Fixierung des Katheters.

Komponenten



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Kanüle Trokar-Stilet Gauge
G07774	ULT18.0-38-25-P-6S-LMCL*	18	0,038	25	6	18

* Keine Lagerware

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.




Thal-Quick Abszessdrainage-Set

Für die Abszessdrainage.

- Mehrere große, ovale Seitenlöcher erhöhen die Drainagekapazität.
- Der großkalibrige, transparente PVC-Katheter verfügt über einen röntgendichten Streifen, der die Sichtbarkeit des Katheters und der Seitenlöcher während der Platzierung unter Durchleuchtung verbessert.
- Die EchoTip® Kanüle verbessert die Sichtbarkeit unter Ultraschall.
- Der Heavy Duty Führungsdraht bietet eine verbesserte Abstützung und erleichtert so die Platzierung des Katheters.

Komponenten



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Dilatatore Fr	Kanüle Gauge/Länge cm
G06336	TQAS-1200-J	12	0,038	33	9	6, 10, 13	18/15
G08454	TQAS-1400-J	14	0,038	41	9	6, 10, 15	18/15
G06339	TQAS-1600-J	16	0,038	41	9	8, 12, 18	18/15
G06343	TQAS-1800-J	18	0,038	41	9	8, 14, 20	18/15
G06345	TQAS-2000-J	20	0,038	41	9	8, 14, 22	18/15
G06348	TQAS-2400-J	24	0,038	41	9	12, 18, 26	18/15
G06354	TQAS-2800-J	28	0,038	41	9	14, 20, 30	18/15

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.



Gordon großkalibriger Drainagekatheter

Für die Abszessdrainage.


- Der Katheter besteht aus Ultrathane® Material.
- Der Katheter ist für den Zugang nach Seldinger-Technik geeignet. Die Zugangskomponenten sind nicht im Lieferumfang des koaxialen Katheters (22,0 Fr) enthalten.
- Die hydrophile Beschichtung wird bei Aktivierung sehr gleitfähig und reduziert die Reibung beim Einführen des Katheters.

Komponenten

Komponenten Standardkatheter



Komponenten koaxiale Katheter



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Kanüle Trokar-Stilet Gauge
Standardkatheter						
G12509	ULT16.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	16	0,038	40	6	18
G12510	ULT18.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	18	0,038	40	6	18
G12511	ULT20.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	20	0,038	40	6	18
Koaxialer Katheter						
G12512	ULT22.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	22	0,038	40	6	-

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.




Ring-McLean Abszessdrainage-Set - gerade

Für die Abszessdrainage.

- Das Kollektorlumen erlaubt einen ungehinderten Luftstrom und ermöglicht, den Katheter durchzuspülen, während die Flüssigkeit durch das Drainagelumen abfließt.
- Die gerade Spitze erleichtert die Drainage in kleinen Hohlräumen.
- Der Katheter besteht aus Ultrathane® Material.
- Der Katheter kann durch eine direkte Punktion mit dem mitgelieferten Trokar-Stilett oder mithilfe des Zugangs nach Seldinger-Technik eingeführt werden.

Komponenten



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Kanüle Trokar-Stilett Gauge
G07505	RMSU-12-30	12	30	13	15
G07224	RMSU-14-30	14	30	13	15
G07504	RMSU-16-30	16	30	13	15

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.




Ring-McLean Abszessdrainage-Set - gebogen

Für die Abszessdrainage.

- Das Kollektorlumen erlaubt einen ungehinderten Luftstrom und ermöglicht, den Katheter durchzuspülen, während die Flüssigkeit durch das Drainagelumen abfließt.
- Die gebogene Spitze erleichtert die Drainage in kleinen Hohlräumen.
- Der Katheter besteht aus Ultrathane® Material.
- Der Katheter kann durch eine direkte Punktion mit dem mitgelieferten Trokar-Stilet oder mithilfe des Zugangs nach Seldinger-Technik eingeführt werden.

Komponenten



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Kanüle Trokar-Stilet Gauge
G07725	RMSU-12-30-MPB	12	30	5	15
G07726	RMSU-14-30-MPB	14	30	5	15
G07727	RMSU-16-30-MPB	16	30	5	15

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.




Ring-McLean Abszessdrainage-Set - Cook-Cope Sperrschlaufen-Pigtail

Für die Abszessdrainage.

- Das Kollektorlumen erlaubt einen ungehinderten Luftstrom und ermöglicht, den Katheter durchzuspülen, während die Flüssigkeit durch das Drainagelumen abfließt.
- Der Sperrschlaufen-Pigtail unterstützt die Fixierung des Katheters.
- Der Katheter besteht aus Ultrathane® Material.
- Der Katheter kann durch eine direkte Punktion mit dem mitgelieferten Trokar-Stilett oder mithilfe des Zugangs nach Seldinger-Technik eingeführt werden.

Komponenten



Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Katheterlänge cm	Katheter-Seitenlöcher	Kanüle Trokar-Stilett Gauge
G07768	RMSU-12-18-ACL	12	18	8	15
G07767	RMSU-14-18-ACL	14	18	8	15
G07771	RMSU-16-18-ACL	16	18	8	15

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com



USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

AI, ESC, IR, PI-A4