


Más opciones centradas en el paciente a disposición de los médicos



PRODUCTOS DE DRENAJE MULTIPROPÓSITO
Y DE DRENAJE PERCUTÁNEO DE ABSCESOS

Cook Medical ofrece una de las mayores selecciones disponibles de productos de drenaje.

En este catálogo encontrará lo siguiente:

- Catéteres de drenaje multipropósito adecuados para cada procedimiento.
- La tecnología que solo un líder puede ofrecer, como el material Ultrathane®, un revestimiento hidrófilo para facilitar la inserción y la radiopacidad para una colocación precisa.
- La calidad que ya conoce y espera en los productos, con características como la resistencia al acodamiento y tamaños de conectores congruentes.

Este catálogo se centra en nuestros productos de drenaje multipropósito y de drenaje percutáneo de abscesos.

Si desea conocer todos nuestros productos de drenaje percutáneo, solicite a su representante de Cook los siguientes catálogos adicionales:

- **Productos de intervención biliar percutánea**
- **Productos de drenaje urinario percutáneo**
- **Productos de acceso percutáneo, acceso selectivo y accesorios**

Asegúrese de que dispone de los dispositivos de drenaje adecuados para cada procedimiento.

Usted elige.

Índice

Drenaje multipropósito sin retención

Equipo de aguja catéter de drenaje	4
Catéter de drenaje curvado universal.....	5
Catéter de drenaje multipropósito	6

Drenaje multipropósito con retención

Catéter de drenaje Dawson-Mueller	7
Equipo de catéteres de drenaje multipropósito – Equipo de micropunción	8
Catéter de drenaje multipropósito	9

Drenaje de luz grande

Catéter de drenaje multipropósito – Lazo de retención Cook-Cope	10
Equipo de drenaje de abscesos Thal-Quick	11
Catéter de drenaje de gran calibre Gordon.....	12

Drenaje de luz doble

Equipo de drenaje colector Ring-McLean – Recto.....	13
Equipo de drenaje colector Ring-McLean – Curvado	14
Equipo de drenaje colector Ring-McLean – Pigtail de retención Cook-Cope	15






Equipo de aguja catéter de drenaje

Se utiliza para el drenaje percutáneo externo en diversas aplicaciones de drenaje (p. ej., de nefrostomía, drenaje de abscesos y otros procedimientos de drenaje de la cavidad abdominal).

- El catéter presenta un pigtail sin retención a modo de fijación.
- El estilete trocar se ajusta dentro del catéter y la cánula de refuerzo. Este conjunto facilita el acceso mediante punción directa.
- El catéter se suministra con un enderezador de pigtails.

Componentes



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Calibre de la aguja del estilete trocar
G56888	DUAN-5.0-19.5-15.0-6S-PIG	5	0,038	15	6	19,5
G56889	DUAN-5.0-19.5-25.0-6S-PIG	5	0,038	25	6	19,5
G56890	DUAN-6.0-19.5-25.0-6S-PIG	6	0,038	25	6	19,5
G56891	DUAN-7.0-19.5-25.0-8S-PIG	7	0,038	25	8	19,5
G56892	DUAN-8.3-18-25.0-8S-PIG	8,3	0,038	25	8	18

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.




Catéter de drenaje curvado universal

Se utiliza para el drenaje percutáneo en diversas aplicaciones de drenaje (p. ej., de nefrostomía, biliar y de abscesos) mediante la técnica de punción directa o la técnica de acceso de Seldinger.

- La configuración con punta curvada facilita el drenaje en las cavidades pequeñas.
- El catéter está hecho de material Ultrathane®.
- Una vez activado, el revestimiento hidrófilo se vuelve muy resbaladizo, lo que reduce la fricción durante la inserción.

Componentes



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Calibre de la aguja del estilete trocar
G10956	ULT6.0-35-25-P-3S-UCD-HC	6	0,035	25	3	19 UTW*
G10957	ULT7.0-38-25-P-3S-UCD-HC	7	0,038	25	3	18
G10958	ULT8.5-38-25-P-3S-UCD-HC	8,5	0,038	25	3	18
G10959	ULT10.2-38-25-P-3S-UCD-HC	10,2	0,038	25	3	18

* Ultrathin wall = Pared ultrafina

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.




Catéter de drenaje multipropósito

Se utiliza para el drenaje percutáneo en diversas aplicaciones de drenaje (p. ej., de nefrostomía, biliar y de abscesos) mediante la técnica de punción directa o la técnica de acceso de Seldinger.

- El catéter presenta un pigtail sin retención a modo de fijación.
- El catéter está hecho de material Ultrathane®.
- El catéter se puede insertar mediante punción directa con el estilete trocar incluido o mediante la técnica de acceso de Seldinger.


Componentes



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Calibre de la aguja del estilete trocar
G06483	ULT8.5-38-25-P-6S-MDC*	8,5	0,038	25	6	18
G06484	ULT10.2-38-25-P-6S-MDC	10,2	0,038	25	6	18
G06485	ULT12.0-38-25-P-6S-MDC	12	0,038	25	6	18
G06482	ULT14.0-38-25-P-6S-MDC	14	0,038	25	6	18

* Tiene diseño Intro-Tip™.

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.




Catéter de drenaje Dawson-Mueller

Se utiliza para el drenaje percutáneo en diversas aplicaciones de drenaje (p. ej., de nefrostomía, biliar y de abscesos) mediante la técnica de punción directa o la técnica de acceso de Seldinger.

- El pigtail de 10 mm facilita el drenaje en las cavidades pequeñas.
- El catéter está hecho de material Ultrathane®.
- El mecanismo de retención Mac-Loc® fija firmemente el pigtail.
- Una vez activado, el revestimiento hidrófilo se vuelve muy resbaladizo, lo que reduce la fricción durante la inserción del catéter.

Componentes



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Calibre de la aguja del estilete trocar
Longitud estándar del catéter						
G11018	ULT5.0-18-25-P-5S-CLDM-HC	5	0,018	25	5	23 UTW*
G51594	ULT6.3-35-15-P-5S-CLDM-HC	6,3	0,035	15	5	19 UTW*
G51595	ULT6.3-35-25-P-5S-CLDM-HC	6,3	0,035	25	5	19 UTW*
G11020	ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-HC	7	0,035	25	5	19 UTW*
G11386	ULT8.5-38-15-P-5S-CLDM-HC	8,5	0,038	15	5	18
G09705	ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC	8,5	0,038	25	5	18
G11387	ULT10.2-38-15-P-5S-CLDM-HC	10,2	0,038	15	5	18
G09706	ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-HC	10,2	0,038	25	5	18
G11720	ULT12.0-38-15-P-5S-CLDM-HC	12	0,038	15	5	18
G10435	ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-HC	12	0,038	25	5	18
G10436	ULT14.0-38-25-P-5S-CLDM-HC	14	0,038	25	5	18

* Ultrathin wall = Pared ultrafina

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.




Equipo de catéteres de drenaje multipropósito – Equipo de micropunción

Se utiliza para el drenaje percutáneo en diversas aplicaciones de drenaje (p. ej., de nefrostomía, biliar y de abscesos).

- La colocación del catéter se lleva a cabo mediante micropunción con el equipo de acceso percutáneo Neff, incluido para mayor comodidad.
- El catéter está hecho de material Ultrathane®.
- El mecanismo de retención Mac-Loc® fija firmemente el pigtail de 25 mm.
- La banda radiopaca identifica la zona proximal del lazo de retención, que contiene seis orificios laterales ovalados grandes para facilitar el drenaje.
- Una vez activado, el revestimiento hidrófilo se vuelve muy resbaladizo, lo que reduce la fricción durante la inserción del catéter.

Componentes



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Dilatadores Fr
G10049	CLM-8.5-RH-NPAS-NT*	8,5	0,038	25	6	9
G10050	CLM-10.2-RH-NPAS-NT	10,2	0,038	25	6	8, 11
G10261	CLM-12.0-RH-NPAS-NT	12	0,038	25	6	10, 14

* Tiene diseño Intro-Tip™.

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.




Catéter de drenaje multipropósito

Se utiliza para el drenaje percutáneo en diversas aplicaciones de drenaje (p. ej., de nefrostomía, biliar y de abscesos) mediante la técnica de punción directa o la técnica de acceso de Seldinger.

- El catéter está hecho de material Ultrathane®.
- El mecanismo de retención Mac-Loc® fija firmemente el pigtail de 25 mm.
- Una vez activado, el revestimiento hidrófilo se vuelve muy resbaladizo, lo que reduce la fricción durante la inserción del catéter.
- La banda radiopaca identifica la zona proximal del lazo de retención, que contiene seis orificios laterales grandes para facilitar el drenaje.

Componentes



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Calibre de la aguja del estilete trocar
G11105	ULT8.5-38-15-P-6S-CLM-RH*	8,5	0,038	15	6	18
G09501	ULT8.5-38-25-P-6S-CLM-RH*	8,5	0,038	25	6	18
G09765	ULT8.5-38-45-P-6S-CLM-RH*	8,5	0,038	45	6	18
G11210	ULT8.5-38-60-P-6S-CLM-RH* **	8,5	0,038	60	6	18
G09502	ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH	10,2	0,038	25	6	18
G09766	ULT10.2-38-45-P-6S-CLM-RH	10,2	0,038	45	6	18
G28916	ULT10.2-38-60-P-6S-CLM-RH**	10,2	0,038	60	6	18
G09503	ULT12.0-38-25-P-6S-CLM-RH	12	0,038	25	6	18
G09767	ULT12.0-38-45-P-6S-CLM-RH	12	0,038	45	6	18
G09504	ULT14.0-38-25-P-6S-CLM-RH	14	0,038	25	6	18
G09768	ULT14.0-38-45-P-6S-CLM-RH**	14	0,038	45	6	18

* Tiene diseño Intro-Tip™.

** Sin existencias

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.




Catéter de drenaje multipropósito – Lazo de retención Cook-Cope

Se utiliza para el drenaje percutáneo en diversas aplicaciones de drenaje (p. ej., de nefrostomía, biliar y de abscesos) mediante la técnica de punción directa o la técnica de acceso de Seldinger.

- El catéter de gran calibre presenta una luz grande para que el caudal sea mayor.
- El catéter está hecho de material Ultrathane®.
- El lazo de retención con diseño pigtail ayuda a fijar el catéter.

Componentes



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Calibre de la aguja del estilete trocar
G07774	ULT18.0-38-25-P-6S-LMCL*	18	0,038	25	6	18

* Sin existencias

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.




Equipo de drenaje de abscesos Thal-Quick

Se utiliza para el drenaje de abscesos.

- Varios orificios laterales ovalados grandes aumentan la capacidad de drenaje.
- El catéter de PVC transparente de gran calibre presenta una franja radiopaca que ayuda a visualizar el catéter y sus orificios laterales durante la colocación con ayuda de la fluoroscopia.
- La cánula con aguja EchoTip® aumenta la visibilidad en las ecografías.
- La guía de alta resistencia ofrece un soporte adicional que facilita la colocación del catéter.

Componentes



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Dilatadores Fr	Calibre/ Longitud de la aguja cm
G06336	TQAS-1200-J	12	0,038	33	9	6, 10, 13	18/15
G08454	TQAS-1400-J	14	0,038	41	9	6, 10, 15	18/15
G06339	TQAS-1600-J	16	0,038	41	9	8, 12, 18	18/15
G06343	TQAS-1800-J	18	0,038	41	9	8, 14, 20	18/15
G06345	TQAS-2000-J	20	0,038	41	9	8, 14, 22	18/15
G06348	TQAS-2400-J	24	0,038	41	9	12, 18, 26	18/15
G06354	TQAS-2800-J	28	0,038	41	9	14, 20, 30	18/15

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.



Catéter de drenaje de gran calibre Gordon

Se utiliza para el drenaje de abscesos.


- El catéter está hecho de material Ultrathane®.
- El catéter se puede insertar mediante la técnica de acceso de Seldinger. Los componentes de acceso no se suministran con el catéter coaxial de 22,0 Fr.
- Una vez activado, el revestimiento hidrófilo se vuelve muy resbaladizo, lo que reduce la fricción durante la inserción del catéter.

Componentes

Componentes del catéter estándar



Componentes del catéter coaxial



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Diámetro de la guía compatible inch	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Calibre de la aguja del estilete trocar
Catéter estándar						
G12509	ULT16.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	16	0,038	40	6	18
G12510	ULT18.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	18	0,038	40	6	18
G12511	ULT20.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	20	0,038	40	6	18
Catéter coaxial						
G12512	ULT22.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	22	0,038	40	6	-

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.




Equipo de drenaje colector Ring-McLean – Recto

Se utiliza para el drenaje de abscesos.

- La luz colectora permite el paso libre de aire y lavar el catéter mientras la luz de drenaje extrae líquido.
- La configuración con punta recta facilita el drenaje en las cavidades pequeñas.
- El catéter está hecho de material Ultrathane®.
- El catéter se puede insertar mediante punción directa con el estilete trocar incluido o mediante la técnica de acceso de Seldinger.

Componentes



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Calibre de la aguja del estilete trocar
G07505	RMSU-12-30	12	30	13	15
G07224	RMSU-14-30	14	30	13	15
G07504	RMSU-16-30	16	30	13	15

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.




Equipo de drenaje colector Ring-McLean – Curvado

Se utiliza para el drenaje de abscesos.

- La luz colectora permite el paso libre de aire y lavar el catéter mientras la luz de drenaje extrae líquido.
- La configuración con punta curvada facilita el drenaje en las cavidades pequeñas.
- El catéter está hecho de material Ultrathane®.
- El catéter se puede insertar mediante punción directa con el estilete trocar incluido o mediante la técnica de acceso de Seldinger.

Componentes



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Calibre de la aguja del estilete trocar
G07725	RMSU-12-30-MPB	12	30	5	15
G07726	RMSU-14-30-MPB	14	30	5	15
G07727	RMSU-16-30-MPB	16	30	5	15

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.




Equipo de drenaje colector Ring-McLean – Pigtail de retención Cook-Cope

Se utiliza para el drenaje de abscesos.

- La luz colectora permite el paso libre de aire y lavar el catéter mientras la luz de drenaje extrae líquido.
- El lazo de retención con diseño pigtail ayuda a fijar el catéter.
- El catéter está hecho de material Ultrathane®.
- El catéter se puede insertar mediante punción directa con el estilete trocar incluido o mediante la técnica de acceso de Seldinger.

Componentes



Referencia	Referencia de producto	Catéter Fr	Longitud del catéter cm	Orificios laterales del catéter	Calibre de la aguja del estilete trocar
G07768	RMSU-12-18-ACL	12	18	8	15
G07767	RMSU-14-18-ACL	14	18	8	15
G07771	RMSU-16-18-ACL	16	18	8	15

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com



USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

AI, ESC, IR, PI-A4