


Ideali per il medico, dedicati al paziente



**DISPOSITIVI AD ACCESSO PERCUTANEO
PER IL DRENAGGIO DI ASCESSI E MULTIUSO**

Cook Medical offre una delle più vaste gamme di dispositivi per il drenaggio disponibili sul mercato.

In questo catalogo troverete:

- la giusta selezione di cateteri di drenaggio multiuso adatti per ciascuna procedura
- tecnologie che solo un'azienda leader del settore è in grado di mettere a vostra disposizione, come il materiale Ultrathane®, il rivestimento idrofilo per un inserimento più agevole e la radiopacità per un posizionamento sempre preciso
- le qualità e le caratteristiche ormai consuete dei prodotti Cook, come la resistenza al piegamento e le dimensioni compatibili dei vari connettori

Il catalogo si concentra sui nostri dispositivi ad accesso percutaneo per il drenaggio di accessi e multiuso.

Per esaminare la nostra gamma completa di dispositivi ad accesso percutaneo per il drenaggio, richiedete questi cataloghi aggiuntivi al rappresentante Cook di zona:

- **dispositivi ad accesso percutaneo per interventi biliari**
- **dispositivi ad accesso percutaneo per il drenaggio delle vie urinarie**
- **prodotti per accesso percutaneo, di targeting e accessori**

Assicuratevi di avere il dispositivo per drenaggio più adatto a ogni procedura.

Basta saper scegliere.

Sommario

Drenaggio multiuso senza sistema di bloccaggio

Set con ago catetere di drenaggio	4
Catetere di drenaggio universale curvo	5
Catetere di drenaggio multiuso	6

Drenaggio multiuso con sistema di bloccaggio

Catetere di drenaggio Dawson-Mueller	7
Set con catetere di drenaggio multiuso - Set micropuntura	8
Catetere di drenaggio multiuso	9

Drenaggio ad ampio lume

Catetere di drenaggio multiuso - Sistema di bloccaggio Cook-Cope	10
Set per drenaggio di ascessi Thal-Quick	11
Catetere di drenaggio di grosso diametro Gordon	12

Drenaggio a doppio lume

Set per drenaggio con aspirazione Ring-McLean - Diritto	13
Set per drenaggio con aspirazione Ring-McLean - Curvo	14
Set per drenaggio con aspirazione Ring-McLean - Pigtail di bloccaggio Cook-Cope	15






Set con ago catetere di drenaggio

Usato per il drenaggio percutaneo esterno nel contesto di svariate applicazioni (ad esempio nefrostomie, drenaggio di ascessi e altre procedure di drenaggio a carico della cavità addominale).

- Il catetere presenta una punta pigtail senza sistema di bloccaggio per il fissaggio.
- Il mandrino per accesso trocar si sistema all'interno del catetere e dello stiletto di irrigidimento. Questo gruppo facilita l'accesso per puntura diretta.
- Il catetere è provvisto di un raddrizzatore di pigtail.

Componenti



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Calibro dell'ago con mandrino per accesso trocar
G56888	DUAN-5.0-19.5-15.0-6S-PIG	5	0,038	15	6	19,5
G56889	DUAN-5.0-19.5-25.0-6S-PIG	5	0,038	25	6	19,5
G56890	DUAN-6.0-19.5-25.0-6S-PIG	6	0,038	25	6	19,5
G56891	DUAN-7.0-19.5-25.0-8S-PIG	7	0,038	25	8	19,5
G56892	DUAN-8.3-18-25.0-8S-PIG	8,3	0,038	25	8	18

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.



Catetere di drenaggio universale curvo

Usato per il drenaggio percutaneo nel contesto di svariate applicazioni (ad esempio nefrostomie, drenaggio biliare e drenaggio di ascessi), con accesso mediante puntura diretta o tecnica di Seldinger.

- La configurazione della punta curva facilita il drenaggio in piccole cavità.
- Il catetere è realizzato in materiale Ultrathane®.
- Il rivestimento idrofilo, una volta attivato, diventa estremamente scivoloso e riduce l'attrito durante l'inserimento.


Componenti



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Calibro dell'ago con mandrino per accesso trocar
G10956	ULT6.0-35-25-P-3S-UCD-HC	6	0,035	25	3	19 UTW*
G10957	ULT7.0-38-25-P-3S-UCD-HC	7	0,038	25	3	18
G10958	ULT8.5-38-25-P-3S-UCD-HC	8,5	0,038	25	3	18
G10959	ULT10.2-38-25-P-3S-UCD-HC	10,2	0,038	25	3	18

*Parete ultra sottile

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.




Catetere di drenaggio multiuso

Usato per il drenaggio percutaneo nel contesto di svariate applicazioni (ad esempio nefrostomie, drenaggio biliare e drenaggio di ascessi), con accesso mediante puntura diretta o tecnica di Seldinger.

- Il catetere presenta una punta pigtail senza sistema di bloccaggio per il fissaggio.
- Il catetere è realizzato in materiale Ultrathane®.
- Il catetere può essere inserito per puntura diretta con il mandrino per accesso trocar incluso o tramite tecnica di accesso Seldinger.


Componenti



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Calibro dell'ago con mandrino per accesso trocar
G06483	ULT8.5-38-25-P-6S-MDC*	8,5	0,038	25	6	18
G06484	ULT10.2-38-25-P-6S-MDC	10,2	0,038	25	6	18
G06485	ULT12.0-38-25-P-6S-MDC	12	0,038	25	6	18
G06482	ULT14.0-38-25-P-6S-MDC	14	0,038	25	6	18

*Presenta design Intro-Tip™

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.




Catetere di drenaggio Dawson-Mueller

Usato per il drenaggio percutaneo nel contesto di svariate applicazioni (ad esempio nefrostomie, drenaggio biliare e drenaggio di ascessi), con accesso mediante puntura diretta o tecnica di Seldinger.

- Il pigtail da 10 mm agevola il drenaggio delle cavità di piccole dimensioni.
- Il catetere è realizzato in materiale Ultrathane®.
- Il sistema di bloccaggio Mac-Loc® permette un saldo fissaggio del pigtail.
- Il rivestimento idrofilo, una volta attivato, diventa estremamente scivoloso e riduce l'attrito durante l'inserimento.

Componenti



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Calibro dell'ago con mandrino per accesso trocar
Lunghezza del catetere standard						
G11018	ULT5.0-18-25-P-5S-CLDM-HC	5	0,018	25	5	23 UTW*
G51594	ULT6.3-35-15-P-5S-CLDM-HC	6,3	0,035	15	5	19 UTW*
G51595	ULT6.3-35-25-P-5S-CLDM-HC	6,3	0,035	25	5	19 UTW*
G11020	ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-HC	7	0,035	25	5	19 UTW*
G11386	ULT8.5-38-15-P-5S-CLDM-HC	8,5	0,038	15	5	18
G09705	ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC	8,5	0,038	25	5	18
G11387	ULT10.2-38-15-P-5S-CLDM-HC	10,2	0,038	15	5	18
G09706	ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-HC	10,2	0,038	25	5	18
G11720	ULT12.0-38-15-P-5S-CLDM-HC	12	0,038	15	5	18
G10435	ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-HC	12	0,038	25	5	18
G10436	ULT14.0-38-25-P-5S-CLDM-HC	14	0,038	25	5	18

*Parete ultra sottile

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.




Set con catetere di drenaggio multiuso - Set micropuntura

Usato per il drenaggio percutaneo nel contesto di svariate applicazioni (ad esempio nefrostomie, drenaggio biliare e drenaggio di ascessi).

- Il posizionamento del catetere avviene attraverso micropuntura praticata con il set per accesso percutaneo Neff accluso per praticità.
- Il catetere è realizzato in materiale Ultrathane®.
- Il sistema di bloccaggio Mac-Loc® permette un saldo fissaggio del pigtail da 25 mm.
- La banda radiopaca identifica l'area prossimale del sistema di bloccaggio, dotato a sua volta di sei grandi fori laterali ovali per agevolare il drenaggio.
- Il rivestimento idrofilo, una volta attivato, diventa estremamente scivoloso e riduce l'attrito durante l'inserimento.

Componenti



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Dilatatori Fr
G10049	CLM-8.5-RH-NPAS-NT*	8,5	0,038	25	6	9
G10050	CLM-10.2-RH-NPAS-NT	10,2	0,038	25	6	8, 11
G10261	CLM-12.0-RH-NPAS-NT	12	0,038	25	6	10, 14

*Presenta design Intro-Tip™

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.




Catetere di drenaggio multiuso

Usato per il drenaggio percutaneo nel contesto di svariate applicazioni (ad esempio nefrostomie, drenaggio biliare e drenaggio di ascessi), con accesso mediante puntura diretta o tecnica di Seldinger.

- Il catetere è realizzato in materiale Ultrathane®.
- Il sistema di bloccaggio Mac-Loc® permette un saldo fissaggio del pigtail da 25 mm.
- Il rivestimento idrofilo, una volta attivato, diventa estremamente scivoloso e riduce l'attrito durante l'inserimento.
- La banda radiopaca identifica l'area prossimale del sistema di bloccaggio, dotato a sua volta di sei grandi fori laterali ovali per agevolare il drenaggio.

Componenti



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Calibro dell'ago con mandrino per accesso trocar
G11105	ULT8.5-38-15-P-6S-CLM-RH*	8,5	0,038	15	6	18
G09501	ULT8.5-38-25-P-6S-CLM-RH*	8,5	0,038	25	6	18
G09765	ULT8.5-38-45-P-6S-CLM-RH*	8,5	0,038	45	6	18
G11210	ULT8.5-38-60-P-6S-CLM-RH** **	8,5	0,038	60	6	18
G09502	ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH	10,2	0,038	25	6	18
G09766	ULT10.2-38-45-P-6S-CLM-RH	10,2	0,038	45	6	18
G28916	ULT10.2-38-60-P-6S-CLM-RH**	10,2	0,038	60	6	18
G09503	ULT12.0-38-25-P-6S-CLM-RH	12	0,038	25	6	18
G09767	ULT12.0-38-45-P-6S-CLM-RH	12	0,038	45	6	18
G09504	ULT14.0-38-25-P-6S-CLM-RH	14	0,038	25	6	18
G09768	ULT14.0-38-45-P-6S-CLM-RH**	14	0,038	45	6	18

*Presenta design Intro-Tip™

**Non stock

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.




Catetere di drenaggio multiuso - Sistema di bloccaggio Cook-Cope

Usato per il drenaggio percutaneo nel contesto di svariate applicazioni (ad esempio nefrostomie, drenaggio biliare e drenaggio di ascessi), con accesso mediante puntura diretta o tecnica di Seldinger.

- Il catetere di grosso diametro presenta un lume ampio per consentire un flusso più elevato.
- Il catetere è realizzato in materiale Ultrathane®.
- Il sistema di bloccaggio a pigtail aiuta a fissare il catetere.

Componenti



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Calibro dell'ago con mandrino per accesso trocar
G07774	ULT18.0-38-25-P-6S-LMCL*	18	0,038	25	6	18

*Non stock

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.




Set per drenaggio di ascessi Thal-Quick

Usato per il drenaggio di ascessi.

- Diversi grandi fori laterali ovali aumentano la capacità di drenaggio.
- Il catetere di grosso diametro in polivinilcloruro trasparente presenta una banda radiopaca per permettere la visualizzazione del catetere e i fori laterali durante il posizionamento in fluoroscopia.
- L'agocannula EchoTip® garantisce una maggiore visibilità in ambito ecografico.
- La guida heavy duty offre maggiore supporto per agevolare il posizionamento del catetere.

Componenti



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Dilatatori Fr	Calibro/ Lunghezza dell'ago cm
G06336	TQAS-1200-J	12	0,038	33	9	6, 10, 13	18/15
G08454	TQAS-1400-J	14	0,038	41	9	6, 10, 15	18/15
G06339	TQAS-1600-J	16	0,038	41	9	8, 12, 18	18/15
G06343	TQAS-1800-J	18	0,038	41	9	8, 14, 20	18/15
G06345	TQAS-2000-J	20	0,038	41	9	8, 14, 22	18/15
G06348	TQAS-2400-J	24	0,038	41	9	12, 18, 26	18/15
G06354	TQAS-2800-J	28	0,038	41	9	14, 20, 30	18/15

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.



Catetere di drenaggio di grosso diametro Gordon

Usato per il drenaggio di ascessi.

- Il catetere è realizzato in materiale Ultrathane®.
- Il catetere può essere inserito mediante tecnica di accesso di Seldinger. I componenti di accesso non sono forniti con il catetere coassiale da 22,0 Fr.
- Il rivestimento idrofilo, una volta attivato, diventa estremamente scivoloso e riduce l'attrito durante l'inserimento.

Componenti

Componenti del catetere standard



Componenti del catetere coassiale



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Calibro dell'ago con mandrino per accesso trocar
Catetere standard						
G12509	ULT16.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	16	0,038	40	6	18
G12510	ULT18.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	18	0,038	40	6	18
G12511	ULT20.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	20	0,038	40	6	18
Catetere coassiale						
G12512	ULT22.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	22	0,038	40	6	-

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.




Set per drenaggio con aspirazione Ring-McLean - Diritto

Usato per il drenaggio di ascessi.

- Il lume di aspirazione consente il flusso libero dell'aria e l'irrigazione del catetere, mentre i fluidi vengono drenati attraverso il lume di drenaggio.
- La configurazione della punta diritta facilita il drenaggio in piccole cavità.
- Il catetere è realizzato in materiale Ultrathane®.
- Il catetere può essere inserito per puntura diretta con il mandrino per accesso trocar incluso o tramite tecnica di accesso Seldinger.

Componenti



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Calibro dell'ago con mandrino per accesso trocar
G07505	RMSU-12-30	12	30	13	15
G07224	RMSU-14-30	14	30	13	15
G07504	RMSU-16-30	16	30	13	15

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.




Set per drenaggio con aspirazione Ring-McLean - Curvo

Usato per il drenaggio di ascessi.

- Il lume di aspirazione consente il flusso libero dell'aria e l'irrigazione del catetere, mentre i fluidi vengono drenati attraverso il lume di drenaggio.
- La configurazione della punta curva facilita il drenaggio in piccole cavità.
- Il catetere è realizzato in materiale Ultrathane®.
- Il catetere può essere inserito per puntura diretta con il mandrino per accesso trocar incluso o tramite tecnica di accesso Seldinger.

Componenti



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Calibro dell'ago con mandrino per accesso trocar
G07725	RMSU-12-30-MPB	12	30	5	15
G07726	RMSU-14-30-MPB	14	30	5	15
G07727	RMSU-16-30-MPB	16	30	5	15

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.




Set per drenaggio con aspirazione Ring-McLean - Pigtail di bloccaggio Cook-Cope

Usato per il drenaggio di ascessi.

- Il lume di aspirazione consente il flusso libero dell'aria e l'irrigazione del catetere, mentre i fluidi vengono drenati attraverso il lume di drenaggio.
- Il sistema di bloccaggio a pigtail aiuta a fissare il catetere.
- Il catetere è realizzato in materiale Ultrathane®.
- Il catetere può essere inserito per puntura diretta con il mandrino per accesso trocar incluso o tramite tecnica di accesso Seldinger.

Componenti



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Lunghezza del catetere cm	Fori laterali del catetere	Calibro dell'ago con mandrino per accesso trocar
G07768	RMSU-12-18-ACL	12	18	8	15
G07767	RMSU-14-18-ACL	14	18	8	15
G07771	RMSU-16-18-ACL	16	18	8	15

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com



USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

AI, ESC, IR, PI-A4