



SICHTBARKEIT | DREHSTABILITÄT | FÜHRBARKEIT

Spürbare Kontrolle. Zuverlässige Navigation.



Beacon[®] Tip
ANGIOGRAPHIC CATHETER




Sichtbarkeit

Gut sichtbar unter
Durchleuchtung



Drehstabilität

Kontrollierte Gefäßwahl



Führbarkeit

Navigation in gewundenen
Gefäßen

Sichtbarkeit

Röntgengedichtete Spitze für
gute Sichtbarkeit bei der
Kathetermanipulation

Drehstabilität

Drehstabilität von
praktisch 1:1 zur
einfachen Wahl
des Zielgefäßes

Führbarkeit

Nylonkonstruktion mit
Edelstahlarmierung
im Schaft für die
problemlose Navigation
in gewundenen Gefäßen

Für Schutz entwickelt

Die Folienverpackung gewährleistet die Unversehrtheit des Kathetermaterials.

- Gemäß Tests ist bei diesen Kathetern die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Spitze ablöst, geringer als bei Produkten von Wettbewerbern.
- Die Folienverpackung mindert Risiken durch Umweltfaktoren wie Licht, Feuchtigkeit und vaporisiertes Wasserstoffperoxid (VHP, Vaporized Hydrogen Peroxide) deutlich.


Haltbarkeit:
2 Jahre



Schutz vor
Beschädigung durch
Licht und Feuchtigkeit

Fr	Katheterlänge cm	Flussrate mL/s	kg/cm ²	psi
		MAXIMALE FLUSSRATE	MAXIMALER EMPFOHLENER DRUCK	
5,0	40	13	82	1.200
5,0	65	11	82	1.200
5,0	80	9	82	1.200
5,0	100	9	82	1.200
5,0	125	7	82	1.200

0,066 Inch
1,68 mm



5 Fr

Häufig verwendete Katheterbiegungen

VISZERAL/AORTA



C1



C2



CHG2.5



CHG-B



JB1



KMP



LEV 1



MIK



MPA



RC1



RDC



RIM



RLG



SHK1.0



SIM1



SIM2



VANSCHIE 1



VANSCHIE 2



VANSCHIE 3



VANSCHIE 4



VANSCHIE 5



VS



VS1



VS2



VS3

BIFURKATION/PELVIS



RIM



VS1



VS2



C1



C2



RBT

MEHRZWECK



KMP



TEGT

Gefäß (durchschnittlicher Durchmesser)

CEREBRAL


- A. carotis externa (5-6 mm)
- A. vertebralis (3-5 mm)
- A. carotis interna (5-6 mm)
- A. carotis communis (5-8 mm)
- Truncus brachiocephalicus
(A. innominata) (8-10 mm)

VISZERAL/AORTA


- Truncus coeliacus (5-7 mm)
- A. mesenterica superior (6-8 mm)
- A. renalis (5-7 mm)
- Aorta descendens (16-18 mm)

BIFURKATION/PELVIS

- A. iliaca communis (7-10 mm)
- A. iliaca interna (5-6 mm)
- A. iliaca externa (6-8 mm)
- A. femoralis communis (6-8 mm)
- A. femoralis superficialis (4-6 mm)












ERLÄUTERUNG DER REFERENZNUMMER FÜR DIE BESTELLUNG



Bestellnummer	Referenznummer (RPN)	Fr	Passender Führungsdrahtdurchmesser Inch	Länge cm	Spitzenkonfiguration	
G08441	HNBR5.0-35-65-P-NS-C1	5,0	0,035	65	C1	
G08446	HNBR5.0-38-65-P-NS-C1	5,0	0,038	65		
G08442	HNBR5.0-35-65-P-NS-C2	5,0	0,035	65	C2	
G08447	HNBR5.0-38-65-P-NS-C2	5,0	0,038	65		
G08586	HNBR5.0-38-80-P-NS-C2	5,0	0,038	80		
G08796	HNBR5.0-35-100-P-NS-C2	5,0	0,035	100		
G11430	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG2.5	5,0	0,038	80	CHG2.5	
G13560	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-B	5,0	0,038	80	CHG-B	
G09751	HNBR5.0-35-40-P-NS-KMP	5,0	0,035	40	KMP	
G09548	HNBR5.0-38-40-P-NS-KMP	5,0	0,038	40		
G11458	HNBR5.0-35-65-P-NS-KMP	5,0	0,035	65		
G09469	HNBR5.0-38-65-P-NS-KMP	5,0	0,038	65		
G11457	HNBR5.0-38-100-P-NS-KMP	5,0	0,038	100		
G11194	HNBR5.0-38-65-P-NS-LEV1	5,0	0,038	65	LEV1	
G09312	HNBR5.0-38-80-P-NS-MIK	5,0	0,038	80	MIK	
G11195	HNBR5.0-38-65-P-NS-MPA	5,0	0,038	65	MPA	
G11205	HNBR5.0-38-100-P-NS-MPA	5,0	0,038	100		
G12154	HNBR5.0-38-125-P-NS-MPA	5,0	0,038	125		
G57015	HNBR5.0-35-65-P-NS-RBT	5,0	0,035	65	RBT	
G57017	HNBR5.0-35-90-P-NS-RBT	5,0	0,035	90		

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Bestell- nummer	Referenznummer (RPN)	Fr	Passender Führungsdraht- durchmesser Inch	Länge cm	Spitzenkonfiguration	
G08641	HNBR5.0-38-65-P-NS-RC1	5,0	0,038	65	RC1	
G08578	HNBR5.0-38-65-P-NS-RDC	5,0	0,038	65	RDC	
G08444	HNBR5.0-35-65-P-NS-RIM	5,0	0,035	65	RIM	
G10082	HNBR5.0-38-65-P-NS-RIM	5,0	0,038	65		
G12870	HNBR5.0-38-100-P-NS-RIM	5,0	0,038	100		
G11476	HNBR5.0-38-65-P-NS-SHK1.0	5,0	0,038	65	SHK1.0	
G11377	HNBR5.0-38-65-P-NS-TEGT	5,0	0,038	65	TEGT	
G11193	HNBR5.0-38-100-P-NS-TEGT	5,0	0,038	100		
G31410	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	40	VANSCHIE1	
G13795	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	65		
G35733	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	125		
G31409	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	40	VANSCHIE2	
G13794	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	65		
G35734	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	125		
G31408	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	40	VANSCHIE3	
G13792	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	65		
G35735	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	125		
G13783	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE4	5,0	0,035	65	VANSCHIE4	
G35736	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE4	5,0	0,035	125		
G13793	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE5	5,0	0,035	65	VANSCHIE5	
G35737	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE5	5,0	0,035	125		
G11209	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS	5,0	0,038	80	VS	
G11189	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS1	5,0	0,038	80	VS1	
G35974	HNBR5.0-35-125-P-NS-VS1	5,0	0,035	125		
G11190	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS2	5,0	0,038	80	VS2	
G11191	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS3	5,0	0,038	80	VS3	

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Katheter: Entwicklungsverlauf bei Cook

1960er

1963: Aufnahme der Produktion

Cook entwickelt Katheter mit röntgendichten Polyethylenschläuchen und beginnt mit der Fertigung. Ab diesem Zeitpunkt konnten Ärzte Katheter für interventionelle Verfahren verformen.

1966: Wunschiegungen

Ab Mitte der 1960er Jahre bietet Cook Ärzten Katheter mit den für spezifische Eingriffe erforderlichen Größen, Längen und Biegungen an. Bill Cook, der Gründer unseres Unternehmens, fragte Ärzte nach den von ihnen gewünschten Biegungen. Die Antworten bestanden mitunter aus Zeichnungen auf Papier.

1990er

1990: Royal Flush® Plus Katheter mit Beacon-Spitze

Diese Nylonkatheter zeichnen sich durch verbesserte röntgendichte Spitzen und kontinuierlich hohe Flussraten mit Stabilität während der Injektion aus.

1990: Torcon NB® Advantage-Katheter

Der Torcon ist mit einer weichen, atraumatischen Spitze ausgestattet und zeichnet sich durch höhere Drehstabilität aus.

2000er

Angiographiekatheter mit Beacon-Spitze und Slip-Cath® hydrophile Angiographiekatheter

Die Edelstahllarmierung und die Nylonschläuche erhöhen die Drehstabilität. Die röntgendichte Beacon-Spitze sorgt für eine bessere Sichtbarkeit der Spitze.

Heute

Die Entwicklung geht weiter

Diese grundlegende Technologie wurde im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Heute bieten wir zahlreiche Katheterproduktreihen mit einem breiten Spektrum an Größen, Längen und Biegungen an.

1964 führte Bill Cook auf einer medizinischen Fachmesse die Fertigung von Kathetern aus Kunststoffschläuchen mit einem Bunsenbrenner vor. Ein Mann fragte ihn am Ende des Messtages, ob er sich die Ausrüstung ausleihen könne.

Der Mann war Dr. Charles T. Dotter, der Erfinder der Angioplastie, des Verfahrens zur mechanischen Aufdehnung verschlossener Blutgefäße. Am nächsten Morgen kehrte er mit 15 Kathetern von herausragender Qualität zurück, die Bill Cook unmittelbar für 10 USD pro Stück verkaufen konnte. Hieraus entwickelte sich eine langjährige, für beide Seiten fruchtbare Partnerschaft.

Martin D. Bill Cook, medical device maker, dies at 80. Website der New York Times. <https://www.nytimes.com/2011/04/26/business/26cook.html>. Veröffentlicht am 25. April 2011. Abgerufen am 12. Juli 2023.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4