



WIDOCZNOŚĆ | SKRĘTNOŚĆ | PRZESUWALNOŚĆ

Odczuwalna kontrola. Niezawodna nawigacja.



Beacon[®] Tip
ANGIOGRAPHIC CATHETER




Widoczność

Świetnie się sprawdza
podczas fluoroskopii



Skrętność

Kontrolowany
wybór naczynia



Przesuwalność

Nawigacja w krętych strukturach
anatomicznych

Widoczność

Technologia
cieniodajnych końcówek
zapewnia widoczność
podczas manipulowania
cewnikiem

Skrętność

Reagowanie na skręt
w stopniu prawie
1:1 ułatwia wybór
odpowiedniego naczynia

Przesuwalność

Nylonowa konstrukcja
trzonu z opłotem ze stali
nierdzewnej usprawnia
przeprowadzanie cewnika
przez kręte struktury
anatomiczne

Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie

Cewniki są zapakowane w folię chroniącą integralność materiału,
z którego są wykonane.

- Według badań takie cewniki są mniej podatne na ryzyko oddzielenia się końcówki w porównaniu do konkurencyjnych produktów.
- Foliowe opakowanie znacząco ogranicza wpływ czynników środowiskowych, w tym światła, wilgoci i oparów nadtlenu wodoru (VHP).


Dwuletni
okres
trwałości



Ochrona przed
uszkodzeniami
spowodowanymi
przez światło i wilgoć

Fr	Długość cewnika cm	Prędkość przepływu mL/s	kg/cm ²	psi
		MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU	MAKSYMALNE ZALECANE CIŚNIENIE	
5,0	40	13	82	1200
5,0	65	11	82	1200
5,0	80	9	82	1200
5,0	100	9	82	1200
5,0	125	7	82	1200


0,066 inch
1,68 mm




5 Fr

Popularne krzywizny cewnika


GAŁĘZIE TRZEWNE / AORTA



ROZWIŁDLONE / MIEDNICA



UNIWERSALNE



Naczynie (przeciętna średnica)

MÓZGOWE


- Zewnętrzne szyjne (5-6 mm)
- Kręgowie (3-5 mm)
- Wewnętrzne szyjne (5-6 mm)
- Wspólne szyjne (5-8 mm)
- Ramienno-głowe (bezymienne) (8-10 mm)

GAŁĘZIE TRZEWNE / AORTA


- Pnia trzewnego (5-7 mm)
- Tętnica kręzkowa górna (6-8 mm)
- Nerkowe (5-7 mm)
- Aorta zstępująca (16-18 mm)

ROZWIDLONE / MIEDNICA

- Biodrowe wspólne (7-10 mm)
- Wewnętrzne biodrowe (5-6 mm)
- Zewnętrzne biodrowe (6-8 mm)
- Wspólne udowe (6-8 mm)
- Powierzchniowe udowe (4-6 mm)
















KLUCZ OZNACZEŃ TYPU W KODZIE RPN NA POTRZEBY ZAMAWIANIA



Numer katalogowy	Numer referencyjny części (RPN)	Fr	Zgodny z przewadnikiem o średnicy inch	Długość cm	Konfiguracja końcówki	
G08441	HNBR5.0-35-65-P-NS-C1	5,0	0,035	65	C1	
G08446	HNBR5.0-38-65-P-NS-C1	5,0	0,038	65		
G08442	HNBR5.0-35-65-P-NS-C2	5,0	0,035	65	C2	
G08447	HNBR5.0-38-65-P-NS-C2	5,0	0,038	65		
G08586	HNBR5.0-38-80-P-NS-C2	5,0	0,038	80		
G08796	HNBR5.0-35-100-P-NS-C2	5,0	0,035	100		
G11430	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG2.5	5,0	0,038	80	CHG2.5	
G13560	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-B	5,0	0,038	80	CHG-B	
G09751	HNBR5.0-35-40-P-NS-KMP	5,0	0,035	40	KMP	
G09548	HNBR5.0-38-40-P-NS-KMP	5,0	0,038	40		
G11458	HNBR5.0-35-65-P-NS-KMP	5,0	0,035	65		
G09469	HNBR5.0-38-65-P-NS-KMP	5,0	0,038	65		
G11457	HNBR5.0-38-100-P-NS-KMP	5,0	0,038	100		
G11194	HNBR5.0-38-65-P-NS-LEV1	5,0	0,038	65	LEV1	
G09312	HNBR5.0-38-80-P-NS-MIK	5,0	0,038	80	MIK	
G11195	HNBR5.0-38-65-P-NS-MPA	5,0	0,038	65	MPA	
G11205	HNBR5.0-38-100-P-NS-MPA	5,0	0,038	100		
G12154	HNBR5.0-38-125-P-NS-MPA	5,0	0,038	125		
G57015	HNBR5.0-35-65-P-NS-RBT	5,0	0,035	65	RBT	
G57017	HNBR5.0-35-90-P-NS-RBT	5,0	0,035	90		

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook lub w dziale obsługi klienta i dystrybucji. Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji użycia dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Numer katalogowy	Numer referencyjny części (RPN)	Zgodny z przewodnikiem		Długość cm	Konfiguracja końcówki	
		Fr	o średnicy inch			
G08641	HNBR5.0-38-65-P-NS-RC1	5,0	0,038	65	RC1	
G08578	HNBR5.0-38-65-P-NS-RDC	5,0	0,038	65	RDC	
G08444	HNBR5.0-35-65-P-NS-RIM	5,0	0,035	65	RIM	
G10082	HNBR5.0-38-65-P-NS-RIM	5,0	0,038	65		
G12870	HNBR5.0-38-100-P-NS-RIM	5,0	0,038	100		
G11476	HNBR5.0-38-65-P-NS-SHK1.0	5,0	0,038	65	SHK1.0	
G11377	HNBR5.0-38-65-P-NS-TEGT	5,0	0,038	65	TEGT	
G11193	HNBR5.0-38-100-P-NS-TEGT	5,0	0,038	100		
G31410	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	40	VANSCHIE1	
G13795	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	65		
G35733	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	125		
G31409	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	40	VANSCHIE2	
G13794	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	65		
G35734	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	125		
G31408	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	40	VANSCHIE3	
G13792	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	65		
G35735	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	125		
G13783	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE4	5,0	0,035	65	VANSCHIE4	
G35736	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE4	5,0	0,035	125		
G13793	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE5	5,0	0,035	65	VANSCHIE5	
G35737	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE5	5,0	0,035	125		
G11209	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS	5,0	0,038	80	VS	
G11189	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS1	5,0	0,038	80	VS1	
G35974	HNBR5.0-35-125-P-NS-VS1	5,0	0,035	125		
G11190	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS2	5,0	0,038	80	VS2	
G11191	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS3	5,0	0,038	80	VS3	

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook lub w dziale obsługi klienta i dystrybucji. Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji użycia dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Cewniki: dziedzictwo, które rozwijamy

Po
1960
roku

1963: jak to wszystko się zaczęło

Firma Cook opracowała i zaczęła produkować cewniki z cieniodajnym, polietylenowym drenem, dzięki któremu lekarz mógł wstępnie uformować cewnik zgodnie z wymogami danego zabiegu interwencyjnego.

1966: jakich krzywizn potrzeba?

W połowie lat 60-tych firma Cook zaczęła wprowadzać do oferty cewniki o rozmiarach, długościach i krzywiznach wymaganych w konkretnych zabiegach. Nasz założyciel, Bill Cook, pytał, jakich krzywizn potrzeba, a zdarzało się, że lekarze rysowali na kartce niezbędne krzywizny.

Po
1990
roku

Po 1990 roku: cewniki Cook Royal Flush® Plus z końcówką Beacon

Te nylonowe cewniki były wyposażone we wzmocnione, cieniodajne końcówki i oferowały ciągłe duże natężenie przepływu oraz stabilność podczas iniekcji.

Po 1990 roku: cewniki Torcon NB® Advantage

Cewniki Torcon mają miękkie, atraumatyczne końcówki i umożliwiają skuteczniejsze sterowanie skręcaniem.

Po
2000
roku

Cewniki angiograficzne z końcówką Beacon i hydrofilne cewniki angiograficzne Slip-Cath®

Oplot ze stali nierdzewnej i nylonowy dren umożliwiają skuteczną kontrolę obrotu, a technologia cieniodajnej końcówki Beacon zapewnia lepszą widoczność końcówki.

Dziś

Ewolucja trwa

W miarę upływu czasu ta podstawowa technologia ewoluowała. Obecnie oferujemy różne rodziny cewników, które obejmują szeroki zakres opcji rozmiarów, długości i krzywizn.

Podczas targów medycznych w 1964 roku Cook prezentował sposób wytwarzania cewników z drenów z tworzywa sztucznego, posługując się palnikiem Bunsena, gdy ktoś zapytał go o możliwość pożyczenia tego sprzętu (pokazy w tym dniu właśnie się kończyły).

Był to dr Charles T. Dotter, twórca angioplastyki – techniki mechanicznego poszerzania niedrożnych naczyń krwionośnych. Rano powrócił z 15 precyzyjnie wykonanymi cewnikami, które Cook niezwłocznie od niego odkupił, płacąc po 10 USD za sztukę. Panowie współpracowali później przez lata przy wielu projektach, z korzyścią dla obu stron.”

Martin D. Bill Cook, medical device maker, dies at 80. Witryna internetowa gazety New York Times. <https://www.nytimes.com/2011/04/26/business/26cook.html>. Data publikacji: 25 kwietnia 2011 r. Data dostępu: 12 lipca 2023 r.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4