

**La scelta più intelligente:
Minori tempi di occlusione^{1,2}
e meno costi³ con le nostre spirali
a spinta in fibra.**



Nester®
EMBOLIZATION COIL

COOK®
MEDICAL

► PIÙ
INFORMAZIONI.



Descrizione del dispositivo

Le spirali e le microspiraliper embolizzazione Nester sono realizzate in platino e sono dotate di fibre sintetiche distanziate; vengono inoltre fornite precaricate in un dispositivo di caricamento. Vengono introdotte nel vaso target con l'ausilio di una guida rettilinea morbida, attraverso un catetere angiografico standard.

Uso previsto

Le spirali e le microspiraliper embolizzazione Nester sono previste per l'embolizzazione di arterie e vene del sistema vascolare periferico.

- La gamma più ampia di diametri e lunghezze nel portafoglio di spirali per embolizzazione Cook
- Progettate per formare una massa occlusiva aderente
- Realizzate in platino morbido per la massima compattezza
- Numerose fibre per la massima trombogenicità
- Facilmente visibili in fluoroscopia
- A compatibilità RM condizionata sicura a 3 T e 1,5 T
- Possono essere usate da sole o insieme ad altre spirali per embolizzazione a spinta o a rilascio controllato

Super potere a basso costo

Se la procedura richiede una spirale a rilascio controllato iniziale per i vasi più impegnativi, si può considerare l'impaccatura con spirali a spinta con fibre per ottenere un maggiore valore economico.³

Le nostre spirali a elevata trombogenicità permettono di raggiungere obiettivi, soddisfare le preferenze e rispondere a esigenze di prezzo. [Maggiori informazioni sui vantaggi economici con l'analisi del valore Nester.](#)



Introduzione delle microspiral Cook tramite Cantata®

I microcateteri con diametro interno di 0,021 inch e di 0,025 inch sono progettati per l'inserimento di microspiral con diametro di 0,018 inch e di altri agenti embolici di dimensioni appropriate. Il microcatetere ad alto flusso con diametro interno di 0,027 inch consente l'inserimento nelle strutture anatomiche target di una gamma più vasta di agenti embolizzanti.

C'è poco da dire: la fibra vince su tutto

Tutte le spirali hanno lo stesso obiettivo: occludere il flusso sanguigno. Gli studi dimostrano che una maggiore presenza di fibre e una minore presenza di metalli assicurano un'occlusione più rapida.^{1,2} Con le spirali con fibre, la procedura di embolizzazione richiede meno dispositivi per raggiungere l'occlusione rispetto alle spirali senza fibre. Quando ogni secondo conta, le spirali con fibre rappresentano la scelta più intelligente.



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro interno e diametro del foro terminale del catetere consigliati inch	Lunghezza dell'embolo esteso cm	Diametro dell'embolo spiralato mm	Numero approssimativo di loop
Microspirali dal diametro di 0,018 inch					
G47344	MWCE-18-2-2-NESTER-01	0,018	2	2	3,2
G47331	MWCE-18-3-2-NESTER-01	0,018	3	2	4,8
G47332	MWCE-18-3-3-NESTER-01	0,018	3	3	3,2
G47333	MWCE-18-5-2-NESTER-01	0,018	5	2	8,0
G47334	MWCE-18-5-3-NESTER-01	0,018	5	3	5,3
G47335	MWCE-18-5-5-NESTER-01	0,018	5	5	3,2
G47337	MWCE-18-7-2-NESTER-01	0,018	7	2	11,1
G47338	MWCE-18-7-3-NESTER-01	0,018	7	3	7,4
G47339	MWCE-18-7-4-NESTER-01	0,018	7	4	5,6
G47340	MWCE-18-7-5-NESTER-01	0,018	7	5	4,5
G47341	MWCE-18-7-6-NESTER-01	0,018	7	6	3,7
G47342	MWCE-18-7-8-NESTER-01	0,018	7	8	2,8
G47326	MWCE-18-14-3-NESTER-01	0,018	14	3	14,9
G47327	MWCE-18-14-4-NESTER-01	0,018	14	4	11,1
G47328	MWCE-18-14-5-NESTER-01	0,018	14	5	8,9
G47329	MWCE-18-14-6-NESTER-01	0,018	14	6	7,4
G47330	MWCE-18-14-8-NESTER-01	0,018	14	8	5,6
G47325	MWCE-18-14-10-NESTER-01	0,018	14	10	4,5

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

1. Trerotola SO, Pressler GA, Premanandan C. Nylon fibered versus non-fibered embolization coils: comparison in a swine model. *J Vasc Interv Radiol.* 2019;30(6):949-955.
2. White SB, Wissing ER, Van Alstine WG, et al. Comparison of fibered versus nonfibered coils for venous embolization in an ovine model. *J Vasc Interv Radiol.* 2023;34(5):888-895.
3. Nester Value Analysis. View the full list of references in the document section of CookMedical.eu/Nester

Per dettagli sull'uso del sistema, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU) aggiornate. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro interno e diametro del foro terminale del catetere consigliati inch	Lunghezza dell'embolo esteso cm	Diametro dell'embolo spiralato mm	Numero approssimativo di loop
Microspirali dal diametro di 0,035 inch					
G47371	MWCE-35-7-3-NESTER-01	0,035	7	3	7,4
G47372	MWCE-35-7-4-NESTER-01	0,035	7	4	5,6
G47373	MWCE-35-7-5-NESTER-01	0,035	7	5	4,5
G47374	MWCE-35-7-6-NESTER-01	0,035	7	6	3,7
G47375	MWCE-35-7-8-NESTER-01	0,035	7	8	2,8
G47365	MWCE-35-7-10-NESTER-01	0,035	7	10	2,2
G47352	MWCE-35-14-4-NESTER-01	0,035	14	4	11,1
G47353	MWCE-35-14-5-NESTER-01	0,035	14	5	8,9
G47354	MWCE-35-14-6-NESTER-01	0,035	14	6	7,4
G47355	MWCE-35-14-8-NESTER-01	0,035	14	8	5,6
G47345	MWCE-35-14-10-NESTER-01	0,035	14	10	4,5
G47346	MWCE-35-14-12-NESTER-01	0,035	14	12	3,7
G47347	MWCE-35-14-14-NESTER-01	0,035	14	14	3,2
G47348	MWCE-35-14-16-NESTER-01	0,035	14	16	2,8
G47349	MWCE-35-14-18-NESTER-01	0,035	14	18	2,5
G47350	MWCE-35-14-20-NESTER-01	0,035	14	20	2,2
G47362	MWCE-35-20-5-NESTER-01	0,035	20	5	12,7
G47363	MWCE-35-20-6-NESTER-01	0,035	20	6	10,6
G47364	MWCE-35-20-8-NESTER-01	0,035	20	8	8,0
G47356	MWCE-35-20-10-NESTER-01	0,035	20	10	6,4
G47357	MWCE-35-20-12-NESTER-01	0,035	20	12	5,3
G47358	MWCE-35-20-14-NESTER-01	0,035	20	14	4,5
G47359	MWCE-35-20-16-NESTER-01	0,035	20	16	4,0
G47360	MWCE-35-20-18-NESTER-01	0,035	20	18	3,5
G47361	MWCE-35-20-20-NESTER-01	0,035	20	20	3,2

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4