

Dank der Konstruktion mit Spiralen in verschiedenen Durchmessern zum Verschluss einer Vielzahl von Gefäßgrößen geeignet.



► MEHR ERFAHREN

Unter „jvir.org“ erfahren Sie anhand von Experten begutachteten, statistisch signifikanten präklinischen In-vivo-Daten mehr über die Wirkung der Fasern.^{1,2}

VENÖS



ARTERIELL



Tornado® EMBOLIZATION COIL

Packung mit hochgradig thrombogenen Spiralen

Packung mit weichen Platin-Spiralen mit einer Vielzahl von Fasern für einen effektiven Verschluss.

Geringere Kosten

Geringere Kosten durch den Einsatz von wenigen, verschiebbaren und faserbesetzten Spiralen.^{1,2}

Einzeln oder in Kombination verwendbar

Zur Verwendung mit Retracta® ablösbarer Embolisierungsspirale oder anderen Spiralen von Cook.



1. Trerotola SO, Pressler GA, Premanandan C. Nylon fibered versus non-fibered embolization coils: comparison in a swine model. *J Vasc Interv Radiol.* 2019;30(6):949-955.
2. White SB, Wissing ER, Van Alstine WG, et al. Comparison of fibered versus nonfibered coils for venous embolization in an ovine model. *J Vasc Interv Radiol.* 2023;34(5):888-895.

Tornado®

EMBOLIZATION COIL

Tornado Embolisationsspiralen und Microcoils bestehen aus Platin mit in regelmäßigen Abständen angeordneten Synthetikfasern und werden vorgeladen in einer Ladekartusche geliefert. Sie werden mithilfe eines weichen, geraden Führungsdrahts durch einen normalen Angiographiekatheter in das Zielgefäß eingebracht.

Tornado Embolisationsspiralen und Microcoils sind für die Embolisierung von Arterien und Venen im peripheren Gefäßsystem bestimmt.

- Spiralen mit einer Vielzahl von Durchmessern
- Für einen effektiven Verschluss
- Weiches Platin für eine dichte Packung
- Fasern zur Unterstützung der Thrombogenität
- Spiralen unter Durchleuchtung leicht sichtbar
- Bedingt MR-sicher bei 3 T und 1,5 T
- Kann einzeln oder in Verbindung mit anderen verschiebbaren und ablösbaren Embolisationsspiralen eingesetzt werden

Bestellnummer	Referenznummer	Empfohlener Innen-Ø des Katheters und Durchmesser der distalen Öffnung Inch	Länge der gestreckten Spirale cm	Durchmesser der aufgerollten Spirale mm
Microcoils mit einem Durchmesser von 0,018 Inch				
G47416	MWCE-18S-3/2-TORNADO-01	0,018	2	3-2
G47417	MWCE-18S-4/2-TORNADO-01	0,018	4	4-2
G47418	MWCE-18S-5/2-TORNADO-01	0,018	5	5-2
G47419	MWCE-18S-6/2-TORNADO-01	0,018	7	6-2
G47420	MWCE-18S-7/3-TORNADO-01	0,018	9	7-3
G47421	MWCE-18S-8/4-TORNADO-01	0,018	9,5	8-4
G47415	MWCE-18S-10/4-TORNADO-01	0,018	14,2	10-4
Spiralen mit einem Durchmesser von 0,035 Inch				
G47519	MWCE-35-4/3-TORNADO-01	0,035	2,6	4-3
G47520	MWCE-35-5/3-TORNADO-01	0,035	4,1	5-3
G47521	MWCE-35-6/3-TORNADO-01	0,035	5,8	6-3
G47522	MWCE-35-7/3-TORNADO-01	0,035	8	7-3
G47523	MWCE-35-8/4-TORNADO-01	0,035	8	8-4
G47518	MWCE-35-10/5-TORNADO-01	0,035	12,5	10-5

Manche Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4