

Occlusione di vasi di svariate dimensioni con spirali dal design multidiametro.



► SCOPRI DI PIÙ.

Maggiori informazioni sull'impatto delle fibre sono disponibili in articoli specializzati basati su dati preclinici in vivo^{1,2}, statisticamente significativi, all'indirizzo jvir.org.

VENOSA



ARTERIOSA



Tornado® EMBOLIZATION COIL

Kit con spirali altamente trombogeniche

Kit con spirali in platino, morbide, con molte fibre, per creare una massa occlusiva aderente.

Costi contenuti

Costi controllati grazie all'utilizzo di un numero minore di spirali a spinta con fibre.^{1,2}

Utilizzo singolo o combinato

Possibilità di utilizzo in combinazione con la spirale per embolizzazione a rilascio controllato Retracta® o con altre spirali Cook.



1. Trerotola SO, Pressler GA, Premanandan C. Nylon fibered versus non-fibered embolization coils: comparison in a swine model. *J Vasc Interv Radiol.* 2019;30(6):949-955.
2. White SB, Wissing ER, Van Alstine WG, et al. Comparison of fibered versus nonfibered coils for venous embolization in an ovine model. *J Vasc Interv Radiol.* 2023;34(5):888-895.

Tornado®

EMBOLIZATION COIL

Le spirali e microspirali per embolizzazione Tornado sono realizzate in platino e sono dotate di fibre sintetiche distanziate; vengono inoltre fornite precaricate in un dispositivo di caricamento. Vengono introdotte nel vaso target con l'ausilio di una guida rettilinea morbida, attraverso un catetere angiografico standard.

Le spirali e microspirali per embolizzazione Tornado sono destinate all'embolizzazione arteriosa e venosa nell'albero vascolare periferico.

- Spirali di vari diametri
- Progettate per formare una massa occlusiva aderente
- Realizzate in platino morbido per la massima compattezza
- Alto numero di fibre per la massima trombogenicità
- Facilmente visibili in fluoroscopia
- Possono essere sottoposte a RM in presenza di condizioni specifiche; sicure a 3 T e 1,5 T
- Possono essere usate da sole o insieme ad altre spirali per embolizzazione a spinta e a rilascio controllato

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro interno e diametro del foro terminale del catetere consigliati inch	Lunghezza dell'embolo esteso cm	Diametro dell'embolo spiralato mm
Microspirali di diametro 0,018 inch				
G47416	MWCE-18S-3/2-TORNADO-01	0,018	2	3-2
G47417	MWCE-18S-4/2-TORNADO-01	0,018	4	4-2
G47418	MWCE-18S-5/2-TORNADO-01	0,018	5	5-2
G47419	MWCE-18S-6/2-TORNADO-01	0,018	7	6-2
G47420	MWCE-18S-7/3-TORNADO-01	0,018	9	7-3
G47421	MWCE-18S-8/4-TORNADO-01	0,018	9,5	8-4
G47415	MWCE-18S-10/4-TORNADO-01	0,018	14,2	10-4
Spirali di diametro 0,035 inch				
G47519	MWCE-35-4/3-TORNADO-01	0,035	2,6	4-3
G47520	MWCE-35-5/3-TORNADO-01	0,035	4,1	5-3
G47521	MWCE-35-6/3-TORNADO-01	0,035	5,8	6-3
G47522	MWCE-35-7/3-TORNADO-01	0,035	8	7-3
G47523	MWCE-35-8/4-TORNADO-01	0,035	8	8-4
G47518	MWCE-35-10/5-TORNADO-01	0,035	12,5	10-5

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4