

Hallinnan säilyttäminen



Pin Vise Polymer
on yhteensopiva käytettäväksi
Byrd-laajenninholkkisarjan kanssa.

Pin Vise Polymer

Pin Vise Polymer on istukkamainen laite, jonka voi viedä lukitusmandriinien päälle. Kun pyörimismekanismia kiristetään sen proksimaalisesta päästä, kiristystuppilo sulkeutuu sisäänpäin ja tarttuu minkä tahansa holkin ulkohalkaisijaan, mikä helpottaa käsittelyä.





Pin Vise Polymer

Tämä laite on tarkoitettu helpottamaan laajenninholkin kiinnittymistä holkin proksimaaliseen päähän.

Tilausnumero Osan viitenumero

G58341 LR-PVP001

Joitakin tuotteita tai osanumeroita ei välttämättä ole saatavissa kaikilla markkina-alueilla. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikalliseen Cook-edustajaan tai asiakastukeen ja jakeluun.

Byrd-laajenninholkit - teleskooppista polypropeenä

Tilausnumero	Osan viitenumero	Sisäholkin sisähalk./ ulkohalk. Fr	Ulkoholkin sisähalk./ ulkohalk. Fr	Sisäpituus/ ulkopituus cm
Tavallinen				
G26562	LR-PPLBES-7.0	7,0/9,3	10,0/12,3	38/33
G19893	LR-PPLBES-8.5	8,5/10,7	11,6/13,9	38/33
G19859	LR-PPLBES-10.0	10,0/12,1	13,1/15,2	38/33
G19860	LR-PPLBES-11.5	11,5/13,6	14,1/16,3	38/33
G26514	LR-PPLBES-13.0	13,0/15,3	16,0/18,1	38/33
Erikoispitkä				
G26563	LR-PPLBES-7.0-XL	7,0/9,3	10,0/12,3	46/41
G20534	LR-PPLBES-8.5-XL	8,5/10,7	11,6/13,9	46/41
G20535	LR-PPLBES-10.0-XL	10,0/12,1	13,1/15,2	46/41
G20525	LR-PPLBES-11.5-XL	11,5/13,6	14,1/16,3	46/41
G20526	LR-PPLBES-13.0-XL	13,0/15,3	16,0/18,1	46/41

Joitakin tuotteita tai osanumeroita ei välttämättä ole saatavissa kaikilla markkina-alueilla. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikalliseen Cook-edustajaan tai asiakastukeen ja jakeluun.

Katso tuotteen riskitiedot käyttöoppaasta osoitteesta cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4