


Grande praticità, riparazione sicura.¹



Illustrazioni di Lisa Clark.

Biodesign[®] DURAPLASTY GRAFT

Chiusura ottimale

L'innesto per plastica durale Biodesign si rimodella completamente nel tessuto ospite naturale, con un tasso di perdita post-operatorio pari a solo l'1,7%.¹

Eccellente maneggevolezza

Il materiale Biodesign è facile da manipolare, non si rigonfia con l'idratazione né si ripiega su se stesso.²

Fissaggio con sutura/senza sutura

L'innesto per plastica durale Biodesign può essere fissato in posizione con o senza suture, in base alle preferenze del medico.

Biodesign®


DURAPLASTY GRAFT

Suggerimenti per ottenere i migliori risultati possibili:

- Assicurare un adeguato ritorno del sangue.
- Tagliare l'innesto in modo che i bordi si sovrappongano al tessuto esistente.
- Idratare l'innesto per almeno due minuti prima del posizionamento.

Misure dei prodotti disponibili

Le dimensioni mostrate sono quelle effettive.



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Dimensioni cm	Spessore nominale mm
Innesto per plastica durale Biodesign			
G57553	ENT-CBD-1X2-2	1 x 2	0,25
G57554	ENT-CBD-2.5X2.5-2	2.5 x 2.5	0,25
G57555	ENT-CBD-5X5-2	5 x 5	0,25
G57556	ENT-CBD-7X8.5-2	7 x 8.5	0,25

È possibile che alcuni prodotti o codici prodotto non siano disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al Servizio clienti.

Bibliografia

1. Bejjani GK, Zabramski J; Durasis Study Group. Safety and efficacy of the porcine small intestinal submucosa dural substitute: results of a prospective multicenter study and literature review. J Neurosurg. 2007;106(6):1028-1033.
2. Illing E, Chaaban MR, Riley KO, Woodworth BA. Porcine small intestine submucosal graft for endoscopic skull base reconstruction. Int Forum Allergy Rhinol. 2013;3(11):928-932.

Per saperne di più, visitate il sito cookmedical.com/otolaryngology.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, IS.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4