

Behandlung obstruktiver Erkrankungen der Speicheldrüsen




Illustration: Lisa Clark

SialoCath™

SALIVARY DUCT CATHETER

Irrigation ohne Endoskop


Der Katheter ermöglicht die Irrigation als ambulante Primärbehandlung, ohne dass hierfür ein Endoskop erforderlich ist.

Atraumatisches Design

Der flexible Katheter mit weicher Spitze gewährleistet eine gewebeschonende Behandlung (ambulant und stationär).

Für die Speicheldrüsengänge

Der Katheter ist speziell für die Irrigation der Speicheldrüsengänge indiziert.



SialoCath™


SALIVARY DUCT CATHETER

Zur Verwendung als Hilfsmittel bei der Entfernung und Behandlung von Speichelsteinen sowie anderen Erkrankungen der Speicheldrüsengänge mittels Irrigation und / oder Durchspülung bestimmt.

Der flexible, einlumige Katheter kann über einen Führungsdraht oder durch eine Einführschleuse geeigneter Größe in den Speicheldrüsengang eingeführt werden.

Bestell-nummer	Referenz-nummer	Außen-Ø des Katheters mm/Inch	Innen-Ø des Katheters mm/Inch	Passender Führungsdraht-durchmesser Inch	Passende Katheterlänge cm	Konfiguration der Spitze
G35166	SDC-2.2-20	0,74/0,029	0,53/0,021	0,018	15	Gerade


Zugehörige Produkte



Kolenda Einführset für den Zugang zum Speicheldrüsengang

Zur Einführung von diagnostischen oder interventionellen Instrumenten in den Ductus submandibularis bestimmt.

Bestell-nummer	Referenz-nummer	Innen-Ø der Einführschleuse mm/Inch	Führungsdraht-durchmesser Inch	Schleusenlänge cm
G24129	SDAS-6.0-18	2,2/0,087	0,018	5,5
G24132	SDAS-5.0-18	1,9/0,074	0,018	5,5



Führungsdrähte

Zur Anlage und Aufrechterhaltung eines Zugangs zum Speicheldrüsengang.

Bestell-nummer	Referenz-nummer	Führungsdraht-durchmesser Inch	Führungsdraht-länge Inch	Konfiguration der Spitze
G02274	C-SF-15-50	0,015	50	Gerade
G02255	C-SF-18-40	0,018	40	Gerade

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Medical Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Medical Kundenservice.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4