Trate las afecciones obstructivas de las glándulas salivales.




Ilustración de Lisa Clark

SialoCath SALIVARY DUCT CATHETER

Irrigación sin endoscopio

El catéter permite irrigar sin necesidad de un endoscopio como método de tratamiento de primera línea en la consulta.

Diseño atraumático

El catéter flexible de punta redondeada constituye una opción de tratamiento poco invasiva tanto para procedimientos quirúrgicos realizados en la consulta como para aquellos realizados en el centro médico.

Destinado para los conductos salivales

El catéter está específicamente indicado para irrigar los conductos salivales.





SialoCath[™]

SALIVARY DUCT CATHETER

El catéter está diseñado para facilitar la extracción y el tratamiento de sialolitos y de otras afecciones de los conductos salivales mediante la irrigación o el lavado de dichos conductos.

Este catéter flexible de una sola luz puede introducirse en el conducto salival sobre una guía o a través de una vaina introductora del tamaño adecuado.

Referencia	Referencia de producto	DE del catéter mm/inch	DI del catéter mm/inch	Diámetro de la guía compatible inch	del catéter compatible cm	Configuración de la punta
G35166	SDC-2.2-20	0,74/0,029	0,53/0,021	0,018	15	Recta


Productos relacionados



Equipo introductor para acceso salival Kolenda

Para la introducción de dispositivos diagnósticos o intervencionistas en el conducto salival submandibular.

Referencia	Referencia de producto	DI del introductor mm/inch	Diámetro de la guía inch	Longitud de la vaina cm
G24129	SDAS-6.0-18	2,2/0,087	0,018	5,5
G24132	SDAS-5.0-18	1,9/0,074	0,018	5,5



Guías

Empleado para acceder y mantener el acceso al conducto salival.

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Longitud de la guía inch	Configuración de la punta
G02274	C-SF-15-50	0,015	50	Recta
G02255	C-SF-18-40	0,018	40	Recta

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de Atención al Cliente de Cook Medical.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com lceland: +354 800 7615, IS.orders@cookmedical.com lreland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com ltaly: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com USA Website: cookmedical.com EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335 E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



