

Trattamento delle malattie ostruttive delle ghiandole salivari




Illustrazione di Lisa Clark

SialoCath™

SALIVARY DUCT CATHETER

Irrigazione senza endoscopia


Il catetere consente l'irrigazione senza l'utilizzo di un endoscopio come approccio di trattamento ambulatoriale di prima linea.

Design atraumatico

Il catetere con punta morbida e flessibile offre un'opzione di trattamento delicata per le procedure ambulatoriali e per quelle chirurgiche ospedaliere.

Utilizzo nell'ambito del dotto salivare

Il catetere è indicato in modo specifico per l'irrigazione del dotto salivare.



SialoCath™

SALIVARY DUCT CATHETER

Utilizzabile come ausilio nell'estrazione e nel trattamento dei calcoli del dotto salivare e di altre malattie ostruttive mediante il lavaggio e/o l'irrigazione con liquidi.

Questo catetere flessibile a lume singolo può essere introdotto nel dotto salivare su una guida o mediante una guaina della misura idonea.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diam. esterno del catetere mm/inch	Diam. interno del catetere mm/inch	Diametro della guida compatibile inch	Lunghezza del catetere compatibile cm	Configurazione della punta
G35166	SDC-2.2-20	0,74/0,029	0,53/0,021	0,018	15	Diritta


Prodotti correlati



Set con introduttori per l'accesso al dotto salivare Kolenda

Utilizzabile per l'inserimento di dispositivi diagnostici o interventistici nel dotto salivare sottomandibolare.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diam. interno dell'introduttore mm/inch	Diametro della guida inch	Lunghezza della guaina cm
G24129	SDAS-6.0-18	2,2/0,087	0,018	5,5
G24132	SDAS-5.0-18	1,9/0,074	0,018	5,5



Guide

Utilizzabili per ottenere e mantenere l'accesso al dotto salivare.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della guida inch	Lunghezza della guida inch	Configurazione della punta
G02274	C-SF-15-50	0,015	50	Diritta
G02255	C-SF-18-40	0,018	40	Diritta

È possibile che alcuni prodotti o codici prodotto non siano disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante di vendita Cook Medical di zona o al Servizio clienti.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, IS.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4