

Estrazione dei calcoli salivari.




Illustrazione di Lisa Clark

NCircle®

TIPLESS SALIVARY STONE EXTRACTOR

Design atraumatico


Il design senza punta riduce al minimo i traumi al dotto e limita il rischio di perforazione della parete del dotto.

Ergonomico

L'impugnatura è di facile utilizzo e consente di maneggiare l'estrattore di calcoli con una sola mano.

Durevole

L'estrattore di calcoli è realizzato in nitinol: flessibile e resistente agli attorcigliamenti.




NCircle®

TIPLESS SALIVARY STONE EXTRACTOR

Usato per la manipolazione, l'intrappolamento e l'estrazione di calcoli e altri corpi estranei dai dotti salivari e per ridurre al minimo lo spostamento dei calcoli salivari durante gli interventi.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Lunghezza del catetere cm	Diametro del cestello mm
G23797	SSEB-1.5-115-10	1,5	115	10


Prodotti correlati



Set con introduttori per l'accesso al dotto salivare Kolenda

Utilizzabile per l'inserimento di dispositivi diagnostici o interventistici nel dotto salivare sottomandibolare.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diam. interno dell'introduttore mm/inch	Diametro della guida inch	Lunghezza della guaina cm
G24129	SDAS-6.0-18	2,2/0,087	0,018	5,5
G24132	SDAS-5.0-18	1,9/0,074	0,018	5,5



Guide

Utilizzabili per ottenere e mantenere l'accesso al dotto salivare.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della guida inch	Lunghezza della guida cm	Configurazione della punta
G02274	C-SF-15-50	0,015	50	Dritta
G02255	C-SF-18-40	0,018	40	Dritta

Alcuni prodotti o numeri di parti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per conoscere i dettagli, contattare il rappresentante di vendita Cook Medical locale o il servizio clienti.

Verdere le informazioni sui rischi relativi ai prodotti nelle istruzioni per l'uso su cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4