

# Extraktion von Speichelsteinen.




Illustration: Lisa Clark

## NGage<sup>®</sup> SALIVARY STONE EXTRACTOR

### Doppelt leistungsfähig

Dieser Steinextraktor kann Speichelsteine wie ein Körbchen aufnehmen und wie eine Greifzange loslassen. Speichelsteine lassen sich sicher fassen und Sie behalten während des gesamten Verfahrens die optimale Kontrolle.

### Ergonomisch

Der anwenderfreundliche Griff ermöglicht die einhändige Bedienung dieses Steinextraktors.

### Robust

Dieser Steinextraktor wird aus flexiblem und knickbeständigem Nitinol hergestellt.




# NGage®

## SALIVARY STONE EXTRACTOR

Verwendbar zur Manipulation, Erfassung und Entfernung von Speichelsteinen und Fremdkörpern in den Speicheldrüsengängen sowie zur Begrenzung der Migration von Speichelsteinen im Rahmen von interventionellen Verfahren.

Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Katheterlänge cm	Durchmesser des Körbchens mm
G23798	SSEB-1.7-115-8	1,7	115	8


## Zugehörige Produkte



### Kolenda Einführset für den Zugang zum Speicheldrüsengang

Zur Einführung von diagnostischen oder interventionellen Instrumenten in den Submandibularspeicheldrüsengang bestimmt.

Bestellnummer	Referenznummer	Innen-Ø der Einführschleuse mm/Inch	Führungsdraht Durchmesser Inch	Schleusenlänge cm
G24129	SDAS-6.0-18	2,2/0,087	0,018	5,5
G24132	SDAS-5.0-18	1,9/0,074	0,018	5,5



### Führungsdrähte

Zur Anlage und Aufrechterhaltung eines Zugangs zum Speicheldrüsengang.

Bestellnummer	Referenznummer	Führungsdraht Durchmesser Inch	Führungsdrahtlänge cm	Konfiguration der Spitze
G02274	C-SF-15-50	0,015	50	Gerade
G02255	C-SF-18-40	0,018	40	Gerade

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Medical Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Medical Kundenservice.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

## Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
 EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)  
**Americas:**  
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)  
**Australia:**  
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4