

Dilatation von Strikturen der Speicheldrüsendgänge.




Illustration: Lisa Clark

Advance[®] SALIVARY DUCT BALLOON CATHETER SET

Hohe Festigkeit

Das hochfeste, minimal elastische Material ermöglicht die komplette Dilatation der Strikturen.

Minimalinvasiv

Das flexible Low-Profile-Design unterstützt minimalinvasive Interventionen durch zirkuläre Dilatation.

Multimodale Visualisierung

Der Katheter lässt sich, je nach Präferenz des Arztes, direkt endoskopisch oder mittels Ultraschall visualisieren.



Advance®

SALIVARY DUCT BALLOON CATHETER SET

Zur Dilatation von Strikturen in den Submandibular- und Parotisspeicheldrüsengängen.

Der Ballon wird aus einem besonders dünnwandigen, hochfesten, minimal elastischen Material gefertigt und ist zur Anwendung bei der Sialendoskopie der Submandibularspeicheldrüsengänge bzw. unter Ultraschallsicht bei der Behandlung der Parotis- oder Submandibularspeicheldrüsengänge bestimmt.

Komponenten

- Advance Ballonkatheter für den Speicheldrüsengang
- Führungsdraht

Bestellnummer	Referenznummer	Führungsdraht- durchmesser Inch	Durchmesser des inflatierten Ballons mm	Ballonlänge cm	Durchmesser des vorinflatierten Ballons mm
G34991	SDBS-14-30-1.5-2	0,014	1,5	2	1
G34992	SDBS-14-30-2.0-2	0,014	2,0	2	1
G34993	SDBS-14-30-2.5-2	0,014	2,5	2	1
G34994	SDBS-14-30-3.0-2	0,014	3,0	2	1

Zugehörige Produkte



Cook Sphere® Inflationsgerät

Bestellnummer	Referenznummer	Fassungsvermögen mL	Maximaler Druck atm
G34903	CID-60-15	60	15

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Medical Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Medical Kundenservice.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, IS.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4