

Dilata las estenosis del conducto salival




Ilustración de Lisa Clark

Advance[®] SALIVARY DUCT BALLOON CATHETER SET

Alta resistencia

El material de alta resistencia y mínimamente distensible permite la dilatación total de la estenosis.

Mínimamente invasivo

El diseño flexible, de perfil bajo, permite realizar intervenciones mínimamente invasivas mediante dilatación radial.

Visualización multimodal

El catéter es compatible con la visualización endoscópica directa o por ecografía, según prefiera el médico.



Advance®

SALIVARY DUCT BALLOON CATHETER SET

Se utiliza para dilatar estenosis en los conductos salivales submandibulares y parotídeos.

El balón se fabrica con un material de pared extrafina y alta resistencia, mínimamente distensible, indicado para utilizarse con visualización sialoendoscópica en los conductos salivales submandibulares, o con imágenes ecográficas en los conductos salivales parotídeos o submandibulares.

Componentes

- Catéter balón para conductos salivales Advance
- Guía

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Diámetro del balón hinchado mm	Longitud del balón cm	Diámetro del balón prehinchado mm
G34991	SDBS-14-30-1.5-2	0,014	1,5	2	1
G34992	SDBS-14-30-2.0-2	0,014	2,0	2	1
G34993	SDBS-14-30-2.5-2	0,014	2,5	2	1
G34994	SDBS-14-30-3.0-2	0,014	3,0	2	1

Productos relacionados



Dispositivo de hinchado Cook Sphere®

Referencia	Referencia de producto	Capacidad de líquido mL	Presión máxima atm
G34903	CID-60-15	60	15

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con el agente comercial local o con el centro de atención al cliente de Cook Medical para obtener más información.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, IS.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4