


Zugang zu neuen Möglichkeiten^{1,2}

Entwickelt, um den Zugang zu und die Passage von Gefäßverschlüssen zu unterstützen^{1,2,3}



In vier Konfigurationen und zwei Längen verfügbar

TriForce[®]

PERIPHERAL CROSSING SET

Erkrankungs- und anatomiespezifisch


Entwickelt, um den Zugang zu und die Passage von Gefäßverschlüssen zu unterstützen.^{1,2,3}

Stabilität und Kontrolle

Ermöglicht dank der Kombination aus der Knickfestigkeit der Flexor[®] Schleuse und dem Edelstahlgeflecht des CXI[®] Crossing-Katheters einen kontinuierlichen Vorschub.

Verbesserte Schubkraft und Führbarkeit

Spitze mit hydrophiler und Wolfram-Beschichtung zur einfacheren Durchquerung von Verschlüssen.



TriForce®

PERIPHERAL CROSSING SET

- Das TriForce Crossing Set enthält eine Flexor Außenschleuse (5,0 Fr), einen CXI Support-Katheter (4,0 Fr) und eine Peel-Away® Schleuse.
- An der Spitze verjüngt sich die Flexor Außenschleuse auf einen Innendurchmesser von 4,0 Fr, um einen reibungslosen Übergang zum CXI Support-Katheter zu gewährleisten.
- Die Flexor Außenschleuse verfügt über eine röntgendichte Spitze und ist hydrophil beschichtet.
- TriForce ist geeignet für Führungsdrähte mit einem Durchmesser von 0,035 Inch.

Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr/Länge cm	Schleusenlänge cm	Schleusenspitze Fr	Passender Führungsdraht- Durchmesser Inch
Set aus Schleuse mit gerader Spitze und Katheter mit gerader Spitze					
G56412	KCXS-5.0-35-65-RB-0/0-HC	4,0/65	55	4,0	0,035
G56416	KCXS-5.0-35-100-RB-0/0-HC	4,0/100	90	4,0	0,035
Set aus Schleuse mit gerader Spitze und Katheter mit gebogener Spitze					
G56413	KCXS-5.0-35-65-RB-0/DAV-HC	4,0/65	55	4,0	0,035
G56417	KCXS-5.0-35-100-RB-0/DAV-HC	4,0/100	90	4,0	0,035
Set aus Schleuse mit gebogener Spitze und Katheter mit gerader Spitze					
G56414	KCXS-5.0-35-65-RB-MPB/0-HC	4,0/65	55	4,0	0,035
G56418	KCXS-5.0-35-100-RB-MPB/0-HC	4,0/100	90	4,0	0,035
Set aus Schleuse mit gebogener Spitze und Katheter mit gebogener Spitze					
G56415	KCXS-5.0-35-65-RB-MPB/DAV-HC	4,0/65	55	4,0	0,035
G56419	KCXS-5.0-35-100-RB-MPB/DAV-HC	4,0/100	90	4,0	0,035

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

1. Hofmann L. What's new and what's needed in chronic venous occlusion therapy. Endovascular Today Web site. <https://evtoday.com/articles/2015-oct/whats-new-and-whats-needed-in-chronic-venous-occlusion-therapy>. Veröffentlicht im Oktober 2015. Aufgerufen am 20. Dezember 2021.
2. Fallstudie: Erbacher G. Case study: Crossing a difficult venous occlusion with the TriForce® Peripheral Crossing Set, Oklahoma State University Medical Center, PI-D64062-EN. https://www.cookmedical.com/data/resources/PI-D52143-EN-F_M3_1576703674956.pdf
3. Lu T, Schwein A, Bechara C, Bismuth J. Improved percutaneous Central venous recanalization: rates with novel telescoping catheter system. JVS 2016;63(6) (suppl):132S-133S. [https://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214\(16\)00539-5/fulltext](https://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(16)00539-5/fulltext)

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4