


Su balón de ATP de perfil bajo de 0,035 inch, fiable y para uso diario



Advance® 35LP

LOW-PROFILE PTA BALLOON DILATATION CATHETER

Diseñado para reinserción


Los hombros Starcast del balón facilitan la inserción de la vaina.

Textura de superficie Pliaform

La textura patentada del balón ayuda a atravesar mejor las lesiones.¹

Maniobrabilidad

Su punta flexible mejora la capacidad de moverse por la vasculatura complicada.²



Luz en forma de D para inflar
y desinflar el balón


1. Burton D, Lysgaard T, Aggerholm S, et al. Balloon catheter and method for making same. United States patent Pub No. US20100036314A1, published 11 February 2010.

2. Animal evaluation 07-19-2012 (Purdue University / MED Institute): Advance 35LP line ext. PTA catheter. DV1-072512AC (2012).

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Clave de la referencia de producto

PTA5-35-80-3-2.0



Número de pedido	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Diámetro del balón inflado mm	Longitud del balón cm	Introduccion recomendado Fr	Presión nominal atm	Presión máxima de hinchado atm
Guía de diámetro 0,035 inch - Portador de 80 cm							
G52325	PTA5-35-80-3-2.0	0,035	3	2	5,0	10	15
G52326	PTA5-35-80-3-4.0	0,035	3	4	5,0	10	15
G52327	PTA5-35-80-3-8.0	0,035	3	8	5,0	10	15
G52328	PTA5-35-80-3-10.0	0,035	3	10	5,0	10	15
G34350	PTA5-35-80-3-20.0	0,035	3	20	5,0	10	15
G52331	PTA5-35-80-4-2.0	0,035	4	2	5,0	10	15
G52332	PTA5-35-80-4-4.0	0,035	4	4	5,0	10	15
G52333	PTA5-35-80-4-8.0	0,035	4	8	5,0	10	15
G52334	PTA5-35-80-4-10.0	0,035	4	10	5,0	10	15
G52336	PTA5-35-80-4-14.0	0,035	4	14	5,0	10	15
G34354	PTA5-35-80-4-20.0	0,035	4	20	5,0	10	15
G52337	PTA5-35-80-5-2.0	0,035	5	2	5,0	10	15
G52338	PTA5-35-80-5-4.0	0,035	5	4	5,0	10	15
G52339	PTA5-35-80-5-6.0	0,035	5	6	5,0	10	15
G52340	PTA5-35-80-5-8.0	0,035	5	8	5,0	10	15
G52341	PTA5-35-80-5-10.0	0,035	5	10	5,0	10	15
G52343	PTA5-35-80-5-14.0	0,035	5	14	5,0	10	15
G34359	PTA5-35-80-5-20.0	0,035	5	20	5,0	10	15
G52344	PTA5-35-80-6-2.0	0,035	6	2	5,0	10	15
G52345	PTA5-35-80-6-4.0	0,035	6	4	5,0	10	15
G52346	PTA5-35-80-6-6.0	0,035	6	6	5,0	10	15
G52347	PTA5-35-80-6-8.0	0,035	6	8	5,0	10	15
G52348	PTA5-35-80-6-10.0	0,035	6	10	5,0	10	15
G52350	PTA5-35-80-6-14.0	0,035	6	14	5,0	10	15
G34363	PTA5-35-80-6-20.0	0,035	6	20	5,0	10	15
G52352	PTA5-35-80-7-4.0	0,035	7	4	5,0	8	12
G52353	PTA5-35-80-7-6.0	0,035	7	6	5,0	8	12
G52354	PTA5-35-80-7-8.0	0,035	7	8	5,0	8	12
G52355	PTA5-35-80-7-10.0	0,035	7	10	6,0	8	12
G52357	PTA5-35-80-7-14.0	0,035	7	14	6,0	8	12
G52358	PTA5-35-80-8-2.0	0,035	8	2	6,0	8	11
G52359	PTA5-35-80-8-4.0	0,035	8	4	6,0	8	11
G52360	PTA5-35-80-8-6.0	0,035	8	6	6,0	8	11
G52361	PTA5-35-80-8-8.0	0,035	8	8	6,0	8	11
G52362	PTA5-35-80-8-10.0	0,035	8	10	6,0	8	11

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local de Cook o con Atención al cliente y Distribución para obtener más información. Encontrará información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Continúa en la página siguiente

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Número de pedido	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Diámetro del balón inflado mm	Longitud del balón cm	Introduccion recomendado Fr	Presión nominal atm	Presión máxima de hinchado atm
Guía de diámetro 0,035 inch - Portador de 80 cm							
G52364	PTA5-35-80-8-14.0	0,035	8	14	6,0	8	11
G34372	PTA5-35-80-9-2.0	0,035	9	2	6,0	8	11
G52366	PTA5-35-80-9-4.0	0,035	9	4	6,0	8	11
G52367	PTA5-35-80-9-6.0	0,035	9	6	6,0	8	11
G52368	PTA5-35-80-9-8.0	0,035	9	8	6,0	8	11
G52369	PTA5-35-80-9-10.0	0,035	9	10	6,0	8	11
G34373	PTA5-35-80-10-2.0	0,035	10	2	6,0	8	11
G52372	PTA5-35-80-10-3.0	0,035	10	3	6,0	8	11
G52373	PTA5-35-80-10-4.0	0,035	10	4	6,0	8	11
G52374	PTA5-35-80-10-6.0	0,035	10	6	6,0	8	11
G52375	PTA5-35-80-10-8.0	0,035	10	8	6,0	8	11
G52376	PTA5-35-80-10-10.0	0,035	10	10	7,0	8	11
G52378	PTA5-35-80-10-14.0	0,035	10	14	7,0	8	11
G34374	PTA5-35-80-12-2.0	0,035	12	2	7,0	5	8
G52379	PTA5-35-80-12-4.0	0,035	12	4	7,0	5	8
G52380	PTA5-35-80-12-8.0	0,035	12	8	7,0	5	8
G52381	PTA5-35-80-12-10.0	0,035	12	10	7,0	5	8
G52383	PTA5-35-80-12-14.0	0,035	12	14	7,0	5	8

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local de Cook o con Atención al cliente y Distribución para obtener más información. Encontrará información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Número de pedido	Referencia de producto	Acepta diámetros de guía en inch	Diámetro del balón inflado mm	Longitud del balón cm	Vaina compatible Fr	Presión nominal atm	Presión máxima de hinchado atm
Guía de diámetro 0,035 inch - Portador de 135 cm							
G52245	PTA5-35-135-3-2.0	0,035	3	2	5,0	10	15
G52246	PTA5-35-135-3-4.0	0,035	3	4	5,0	10	15
G34375	PTA5-35-135-3-6.0	0,035	3	6	5,0	10	15
G52247	PTA5-35-135-3-8.0	0,035	3	8	5,0	10	15
G52248	PTA5-35-135-3-10.0	0,035	3	10	5,0	10	15
G52250	PTA5-35-135-3-14.0	0,035	3	14	5,0	10	15
G34377	PTA5-35-135-3-20.0	0,035	3	20	5,0	10	15
G52251	PTA5-35-135-4-2.0	0,035	4	2	5,0	10	15
G52252	PTA5-35-135-4-4.0	0,035	4	4	5,0	10	15
G35528	PTA5-35-135-4-6.0	0,035	4	6	5,0	10	15
G52253	PTA5-35-135-4-8.0	0,035	4	8	5,0	10	15
G52254	PTA5-35-135-4-10.0	0,035	4	10	5,0	10	15
G52256	PTA5-35-135-4-14.0	0,035	4	14	5,0	10	15
G35527	PTA5-35-135-4-20.0	0,035	4	20	5,0	10	15
G52257	PTA5-35-135-5-2.0	0,035	5	2	5,0	10	15
G52258	PTA5-35-135-5-4.0	0,035	5	4	5,0	10	15
G52259	PTA5-35-135-5-6.0	0,035	5	6	5,0	10	15
G52260	PTA5-35-135-5-8.0	0,035	5	8	5,0	10	15
G52261	PTA5-35-135-5-10.0	0,035	5	10	5,0	10	15
G52263	PTA5-35-135-5-14.0	0,035	5	14	5,0	10	15
G35532	PTA5-35-135-5-20.0	0,035	5	20	5,0	10	15
G52264	PTA5-35-135-6-2.0	0,035	6	2	5,0	10	15
G52265	PTA5-35-135-6-4.0	0,035	6	4	5,0	10	15
G52266	PTA5-35-135-6-6.0	0,035	6	6	5,0	10	15
G52267	PTA5-35-135-6-8.0	0,035	6	8	5,0	10	15
G52268	PTA5-35-135-6-10.0	0,035	6	10	5,0	10	15
G52270	PTA5-35-135-6-14.0	0,035	6	14	5,0	10	15
G35536	PTA5-35-135-6-20.0	0,035	6	20	5,0	10	15
G52271	PTA5-35-135-7-2.0	0,035	7	2	5,0	8	12
G52272	PTA5-35-135-7-4.0	0,035	7	4	5,0	8	12
G52273	PTA5-35-135-7-6.0	0,035	7	6	5,0	8	12
G52274	PTA5-35-135-7-8.0	0,035	7	8	5,0	8	12
G52275	PTA5-35-135-7-10.0	0,035	7	10	6,0	8	12
G52277	PTA5-35-135-7-14.0	0,035	7	14	6,0	8	12
G52278	PTA5-35-135-8-2.0	0,035	8	2	6,0	8	11
G52279	PTA5-35-135-8-4.0	0,035	8	4	6,0	8	11
G52280	PTA5-35-135-8-6.0	0,035	8	6	6,0	8	11
G52281	PTA5-35-135-8-8.0	0,035	8	8	6,0	8	11
G52282	PTA5-35-135-8-10.0	0,035	8	10	6,0	8	11
G35545	PTA5-35-135-9-2.0	0,035	9	2	6,0	8	11
G52286	PTA5-35-135-9-4.0	0,035	9	4	6,0	8	11
G52288	PTA5-35-135-9-8.0	0,035	9	8	6,0	8	11
G52289	PTA5-35-135-9-10.0	0,035	9	10	6,0	8	11

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local de Cook o con Atención al cliente y Distribución para obtener más información. Encontrará información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Continúa en la página siguiente

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Número de pedido	Referencia de producto	Acepta diámetros de guía en inch	Diámetro del balón inflado mm	Longitud del balón cm	Vaina compatible Fr	Presión nominal atm	Presión máxima de hinchado atm
Guía de diámetro 0,035 inch - Portador de 135 cm							
G35546	PTA5-35-135-10-2.0	0,035	10	2	6,0	8	11
G52293	PTA5-35-135-10-4.0	0,035	10	4	6,0	8	11
G52294	PTA5-35-135-10-6.0	0,035	10	6	6,0	8	11
G52295	PTA5-35-135-10-8.0	0,035	10	8	6,0	8	11
G52296	PTA5-35-135-10-10.0	0,035	10	10	7,0	8	11
G52298	PTA5-35-135-10-14.0	0,035	10	14	7,0	8	11
G35547	PTA5-35-135-12-2.0	0,035	12	2	7,0	5	8
G52299	PTA5-35-135-12-4.0	0,035	12	4	7,0	5	8
G52300	PTA5-35-135-12-8.0	0,035	12	8	7,0	5	8
G52301	PTA5-35-135-12-10.0	0,035	12	10	7,0	5	8
G52303	PTA5-35-135-12-14.0	0,035	12	14	7,0	5	8

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local de Cook o con Atención al cliente y Distribución para obtener más información. Encontrará información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

		Diámetro del balón (mm)								
		3	4	5	6	7	8	9	10	12
Presión (bares) (atm)	4	2,64	3,49	4,28	5,26	6,31	7,17	8,08	9,11	11,62
	5	2,69	3,58	4,40	5,39	6,52	7,42	8,37	9,40	12,00
	6	2,75	3,67	4,54	5,55	6,72	7,66	8,62	9,65	12,32
	7	2,82	3,77	4,67	5,68	6,88	7,85	8,84	9,84	12,58
	8	2,87	3,86	4,79	5,80	7,00	8,00	9,00	10,00	12,84
	9	2,95	3,93	4,90	5,90	7,12	8,15	9,15	10,16	
	10	3,00	4,00	5,00	6,00	7,23	8,27	9,33	10,29	
	11	3,05	4,06	5,09	6,09	7,34	8,41	9,49	10,47	
	12	3,10	4,12	5,19	6,17	7,46				
	13	3,15	4,18	5,28	6,26					
	14	3,20	4,24	5,37	6,34					
	15	3,25	4,31	5,47	6,44					








Presión nominal del balón

Presión máxima de hinchado (RBP)

Presión nominal del balón

Presión máxima de hinchado (RBP)

Ayuda en el procedimiento exactamente donde se necesita.

ACCEDER	DIRIGIR	ATRAVESAR	TRATAR
Equipo introductor Micropuncture® 	Guía de soporte Amplatz 	Catéter de soporte CXI® 	Catéter balón de dilatación de perfil bajo para ATP Advance® 35LP 
Introductor Check-Flo Performer® 	Guía hidrofílica Roadrunner® UniGlide® 		Catéter balón de dilatación hidrofílico para ATP Advance Serenity®  Disponible en plataformas de guía de 0,014 y 0,018 inch
Guía Bentson 	Catéteres de punta Beacon® 		Stent periférico liberador de fármaco Zilver® PTX® 
	Introductor Flexor® / Vaina guía Flexor® 		



Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4