

Läsionen einfacher passieren.¹

Der 0,014-Inch- und der 0,018-Inch-PTA-Ballon für infrapopliteale und femoropopliteale Verfahren



Hydrophile Beschichtung der nächsten Generation

Gewährleistet Gleitfähigkeit für die Bewegung mit niedriger Reibung.



Lasergeformte Spitze

Gewährleistet Führbarkeit und sanfte Übergänge.¹



Koaxialer Schaft

Ausgeglichenes Verhältnis von Steifigkeit und Flexibilität sorgt für Schubkraft.¹



Faltballon

Lässt sich problemlos zusammenfalten.



Hydrophile Beschichtung der nächsten Generation

Bietet einzigartige Gleitfähigkeit für die Bewegung in erkrankten Gefäßen mit niedriger Reibung.



Lasergeformte Spitze

Sorgt für Führbarkeit und sanfte Übergänge vom Draht zur Spitze, sodass auch komplexe Läsionen passiert werden können.¹

Transparenter Schaft

Bestätigung des Gefäßzugangs anhand der sichtbaren Rückblutung.¹



Koaxialer Schaft

Ausgeglichenes Verhältnis von Steifigkeit und Flexibilität sorgt für Schubkraft zum Passieren distaler Läsionen.¹




Faltballon


Ermöglicht einfaches Zusammenfallen zum einfacheren Zurückziehen durch die Schleuse.

Unerreichte Passierfähigkeit

Labortest: Passieren einer synthetischen 0,4-Inch-Läsion Advance Serenity 14 im Vergleich zu anderen 0,014-Inch-PTA-Ballonkathetern²




Labortest: Passieren einer synthetischen 0,9-Inch-Läsion Advance Serenity 18 im Vergleich zu anderen 0,018-Inch-PTA-Ballonkathetern³



Im Vergleich zu Produkten führender Wettbewerber zeichnen sich der Advance Serenity 14 und der Advance Serenity 18 durch herausragende Passierfähigkeit bei minimalem Kraftaufwand aus. Mit der **lasergeformten Spitze** und der **hydrophilen Beschichtung der nächsten Generation** konnten der Advance Serenity 14 und der Advance Serenity 18 bei einer synthetischen Läsion eine überragende Passierfähigkeit unter Beweis stellen. Der **koaxiale Schaft** gewährleistet ein ausgeglichenes Verhältnis von Steifigkeit und Flexibilität, das für Schubkraft zum Passieren distaler Läsionen sorgt. Der **Faltballon** und die zahlreichen erhältlichen Durchmesser ermöglichen Behandlungen der gesamten Extremität und können Zeit sparen.¹

1. Advance Serenity. Dok.-Nr. 20155, rev 00 (10. MÄRZ 2020). Surmodics, Inc.
 2. Advance Serenity. Testbericht RD2016-09. (25. APRIL 2016). Surmodics, Inc.
 3. Advance Serenity. Testbericht CD2019-106. (27. DEZEMBER 2019). Surmodics, Inc.



Advance Serenity® 14


HYDROPHILIC PTA BALLOON DILATATION CATHETER

Der Advance Serenity 14 hydrophile PTA-Balldilatationskatheter ist für die Dilatation bei der perkutanen transluminalen Angioplastie (PTA) peripherer vaskulärer Stenosen der iliakalen, femoralen, iliofemoralen, poplitealen, infrapoplitealen und renalen Arterien sowie die Behandlung obstruktiver Läsionen nativer oder synthetischer arteriovenöser Dialyseshuntis indiziert.

- Alle Ballongrößen sind mit Schleusen der Größe 4 Fr kompatibel.
- Ballonlängen von bis zu 220 mm ermöglichen die Behandlung längerer Läsionen mit weniger Inflationen/Deflationen.

Advance Serenity 14 - Infrapopliteal

Katheter-Plattform	Over-the-Wire (OTW)
Empfohlener Führungsdraht	0,014 Inch
Schleusenkompatibilität	4 Fr (alle Größen)
Katheter-Arbeitslänge	120 cm und 150 cm (alle Größen)
Ballondurchmesser	2-4 mm (in Schritten von 0,5 mm)
Ballonlängen	20-220 mm
Nenndruck	6 atm (alle Größen)
Nenn-Berstdruck	16 atm (alle Größen)



Advance Serenity® 18

HYDROPHILIC PTA BALLOON DILATATION CATHETER

Der Advance Serenity 18 hydrophile PTA-Balldilatationskatheter ist für die Dilatation bei der perkutanen transluminalen Angioplastie (PTA) peripherer vaskulärer Stenosen der iliakalen, femoralen, poplitealen, infrapoplitealen und renalen Arterien sowie die Behandlung obstruktiver Läsionen nativer oder synthetischer arteriovenöser Dialyseshuntis indiziert.

Advance Serenity 18 - Femoropopliteal

Katheter-Plattform	Over-the-Wire (OTW)
Empfohlener Führungsdraht	0,018 Inch
Schleusenkompatibilität	4 und 5 Fr
Katheter-Arbeitslänge	90 cm und 135 cm (alle Größen)
Ballondurchmesser	5-10 mm
Ballonlängen	20-150 mm
Nenndruck	8 atm (alle Größen)
Nenn-Berstdruck	10-16 atm

Advance Serenity 18 - Infrapopliteal

Katheter-Plattform	Over-the-Wire (OTW)
Empfohlener Führungsdraht	0,018 Inch
Schleusenkompatibilität	4 Fr (alle Größen)
Katheter-Arbeitslänge	120 cm und 150 cm (alle Größen)
Ballondurchmesser	2-4 mm (in Schritten von 0,5 mm)
Ballonlängen	20-220 mm
Nenndruck	8 atm (alle Größen)
Nenn-Berstdruck	16 atm (alle Größen)

Bestell- nummer	Referenznummer	Führungsdraht Durchmesser Inch	Inflatierter Ballon Durchmesser mm	Ballon- länge cm	Empfohlenes Einführsystem Fr	Exakter Katheter- durchmesser Fr	Nenn- druck atm	Nenn- Berstdruck atm
Führungsdraht 0,014 Inch – OTW-Schaft (120 cm lang)								
G57848	SER14-120-20-20	0,014	2	2	4	3,9	6	16
G57850	SER14-120-20-40	0,014	2	4	4	3,9	6	16
G57849	SER14-120-20-60	0,014	2	6	4	3,9	6	16
G57851	SER14-120-20-80	0,014	2	8	4	3,9	6	16
G57852	SER14-120-20-100	0,014	2	10	4	3,9	6	16
G57853	SER14-120-20-150	0,014	2	15	4	3,9	6	16
G57854	SER14-120-20-220	0,014	2	22	4	3,9	6	16
G57855	SER14-120-25-20	0,014	2,5	2	4	3,9	6	16
G57856	SER14-120-25-40	0,014	2,5	4	4	3,9	6	16
G57857	SER14-120-25-60	0,014	2,5	6	4	3,9	6	16
G57858	SER14-120-25-80	0,014	2,5	8	4	3,9	6	16
G57859	SER14-120-25-100	0,014	2,5	10	4	3,9	6	16
G57860	SER14-120-25-150	0,014	2,5	15	4	3,9	6	16
G57861	SER14-120-25-220	0,014	2,5	22	4	3,9	6	16
G57862	SER14-120-30-20	0,014	3	2	4	3,9	6	16
G57863	SER14-120-30-40	0,014	3	4	4	3,9	6	16
G57864	SER14-120-30-60	0,014	3	6	4	3,9	6	16
G57865	SER14-120-30-80	0,014	3	8	4	3,9	6	16
G57866	SER14-120-30-100	0,014	3	10	4	3,9	6	16
G57867	SER14-120-30-150	0,014	3	15	4	3,9	6	16
G57868	SER14-120-30-220	0,014	3	22	4	3,9	6	16
G57869	SER14-120-35-20	0,014	3,5	2	4	3,9	6	16
G57870	SER14-120-35-40	0,014	3,5	4	4	3,9	6	16
G57871	SER14-120-35-60	0,014	3,5	6	4	3,9	6	16
G57872	SER14-120-35-80	0,014	3,5	8	4	3,9	6	16
G57873	SER14-120-35-100	0,014	3,5	10	4	3,9	6	16
G57874	SER14-120-35-150	0,014	3,5	15	4	3,9	6	16
G57875	SER14-120-35-220	0,014	3,5	22	4	3,9	6	16
G57876	SER14-120-40-20	0,014	4	2	4	3,9	6	16
G57877	SER14-120-40-40	0,014	4	4	4	3,9	6	16
G57878	SER14-120-40-60	0,014	4	6	4	3,9	6	16
G57879	SER14-120-40-80	0,014	4	8	4	3,9	6	16
G57880	SER14-120-40-100	0,014	4	10	4	3,9	6	16
G57881	SER14-120-40-150	0,014	4	15	4	3,9	6	16
G57882	SER14-120-40-220	0,014	4	22	4	3,9	6	16

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Bestell- nummer	Referenznummer	Führungsdraht Durchmesser Inch	Inflatie- Ballon Durchmesser mm	Ballon- länge cm	Empfohlenes Einführsystem Fr	Exakter Katheter- durchmesser Fr	Nenn- druck atm	Nenn- Berstdruck atm
Führungsdraht 0,014 Inch – OTW-Schaft (150 cm lang)								
G57883	SER14-150-20-20	0,014	2	2	4	3,9	6	16
G57884	SER14-150-20-40	0,014	2	4	4	3,9	6	16
G57885	SER14-150-20-60	0,014	2	6	4	3,9	6	16
G57886	SER14-150-20-80	0,014	2	8	4	3,9	6	16
G57887	SER14-150-20-100	0,014	2	10	4	3,9	6	16
G57888	SER14-150-20-150	0,014	2	15	4	3,9	6	16
G57889	SER14-150-20-220	0,014	2	22	4	3,9	6	16
G57890	SER14-150-25-20	0,014	2,5	2	4	3,9	6	16
G57891	SER14-150-25-40	0,014	2,5	4	4	3,9	6	16
G57892	SER14-150-25-60	0,014	2,5	6	4	3,9	6	16
G57893	SER14-150-25-80	0,014	2,5	8	4	3,9	6	16
G57894	SER14-150-25-100	0,014	2,5	10	4	3,9	6	16
G57895	SER14-150-25-150	0,014	2,5	15	4	3,9	6	16
G57896	SER14-150-25-220	0,014	2,5	22	4	3,9	6	16
G57897	SER14-150-30-20	0,014	3	2	4	3,9	6	16
G57898	SER14-150-30-40	0,014	3	4	4	3,9	6	16
G57899	SER14-150-30-60	0,014	3	6	4	3,9	6	16
G57900	SER14-150-30-80	0,014	3	8	4	3,9	6	16
G57901	SER14-150-30-100	0,014	3	10	4	3,9	6	16
G57902	SER14-150-30-150	0,014	3	15	4	3,9	6	16
G57903	SER14-150-30-220	0,014	3	22	4	3,9	6	16
G57904	SER14-150-35-20	0,014	3,5	2	4	3,9	6	16
G57905	SER14-150-35-40	0,014	3,5	4	4	3,9	6	16
G57906	SER14-150-35-60	0,014	3,5	6	4	3,9	6	16
G57907	SER14-150-35-80	0,014	3,5	8	4	3,9	6	16
G57908	SER14-150-35-100	0,014	3,5	10	4	3,9	6	16
G57909	SER14-150-35-150	0,014	3,5	15	4	3,9	6	16
G57910	SER14-150-35-220	0,014	3,5	22	4	3,9	6	16
G57911	SER14-150-40-20	0,014	4	2	4	3,9	6	16
G57912	SER14-150-40-40	0,014	4	4	4	3,9	6	16
G57913	SER14-150-40-60	0,014	4	6	4	3,9	6	16
G57914	SER14-150-40-80	0,014	4	8	4	3,9	6	16
G57915	SER14-150-40-100	0,014	4	10	4	3,9	6	16
G57916	SER14-150-40-150	0,014	4	15	4	3,9	6	16
G57917	SER14-150-40-220	0,014	4	22	4	3,9	6	16

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Bestell- nummer	Referenznummer	Führungsdraht Durchmesser Inch	Inflatierter Ballon Durchmesser mm	Ballon- länge cm	Empfohlenes Einführsystem Fr	Exakter Katheter- durchmesser Fr	Nenn- druck atm	Nenn- Berstdruck atm
Führungsdraht 0,018 Inch – OTW-Schaft (120 cm)								
G58934	SER18-120-20-20	0,018	2	2	4	3,6	8	16
G58935	SER18-120-20-40	0,018	2	4	4	3,6	8	16
G58936	SER18-120-20-60	0,018	2	6	4	3,6	8	16
G58937	SER18-120-20-80	0,018	2	8	4	3,6	8	16
G58938	SER18-120-20-100	0,018	2	10	4	3,6	8	16
G58969	SER18-120-20-150	0,018	2	15	4	3,6	8	16
G58940	SER18-120-20-220	0,018	2	22	4	3,6	8	16
G58941	SER18-120-25-20	0,018	2,5	2	4	3,6	8	16
G58942	SER18-120-25-40	0,018	2,5	4	4	3,6	8	16
G58943	SER18-120-25-60	0,018	2,5	6	4	3,6	8	16
G58944	SER18-120-25-80	0,018	2,5	8	4	3,6	8	16
G58945	SER18-120-25-100	0,018	2,5	10	4	3,6	8	16
G58946	SER18-120-25-150	0,018	2,5	15	4	3,6	8	16
G58947	SER18-120-25-220	0,018	2,5	22	4	3,6	8	16
G58939	SER18-120-30-20	0,018	3	2	4	3,6	8	16
G58948	SER18-120-30-40	0,018	3	4	4	3,6	8	16
G58949	SER18-120-30-60	0,018	3	6	4	3,6	8	16
G58950	SER18-120-30-80	0,018	3	8	4	3,6	8	16
G58951	SER18-120-30-100	0,018	3	10	4	3,6	8	16
G58952	SER18-120-30-150	0,018	3	15	4	3,6	8	16
G58953	SER18-120-30-220	0,018	3	22	4	3,6	8	16
G58954	SER18-120-35-20	0,018	3,5	2	4	3,6	8	16
G58955	SER18-120-35-40	0,018	3,5	4	4	3,6	8	16
G58956	SER18-120-35-60	0,018	3,5	6	4	3,6	8	16
G58957	SER18-120-35-80	0,018	3,5	8	4	3,6	8	16
G58958	SER18-120-35-100	0,018	3,5	10	4	3,6	8	16
G58959	SER18-120-35-150	0,018	3,5	15	4	3,6	8	16
G58960	SER18-120-35-220	0,018	3,5	22	4	3,6	8	16
G58961	SER18-120-40-20	0,018	4	2	4	3,6	8	16
G58962	SER18-120-40-40	0,018	4	4	4	3,6	8	16
G58963	SER18-120-40-60	0,018	4	6	4	3,6	8	16
G58964	SER18-120-40-80	0,018	4	8	4	3,6	8	16
G58965	SER18-120-40-100	0,018	4	10	4	3,6	8	16
G58966	SER18-120-40-150	0,018	4	15	4	3,6	8	16
G58967	SER18-120-40-220	0,018	4	22	4	3,6	8	16

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Bestell- nummer	Referenznummer	Führungsdraht Durchmesser Inch	Inflatierter Ballon Durchmesser mm	Ballon- länge cm	Empfohlenes Einführsystem Fr	Exakter Katheter- durchmesser Fr	Nenn- druck atm	Nenn- Berstdruck atm
Führungsdraht 0,018 Inch – OTW-Schaft 150 cm								
G57918	SER18-150-20-20	0,018	2	2	4	3,6	8	16
G57919	SER18-150-20-40	0,018	2	4	4	3,6	8	16
G57920	SER18-150-20-60	0,018	2	6	4	3,6	8	16
G57921	SER18-150-20-80	0,018	2	8	4	3,6	8	16
G57922	SER18-150-20-100	0,018	2	10	4	3,6	8	16
G57923	SER18-150-20-150	0,018	2	15	4	3,6	8	16
G57924	SER18-150-20-220	0,018	2	22	4	3,6	8	16
G57945	SER18-150-25-20	0,018	2,5	2	4	3,6	8	16
G57946	SER18-150-25-40	0,018	2,5	4	4	3,6	8	16
G57947	SER18-150-25-60	0,018	2,5	6	4	3,6	8	16
G57948	SER18-150-25-80	0,018	2,5	8	4	3,6	8	16
G57949	SER18-150-25-100	0,018	2,5	10	4	3,6	8	16
G57950	SER18-150-25-150	0,018	2,5	15	4	3,6	8	16
G57951	SER18-150-25-220	0,018	2,5	22	4	3,6	8	16
G57925	SER18-150-30-20	0,018	3	2	4	3,6	8	16
G57926	SER18-150-30-40	0,018	3	4	4	3,6	8	16
G57927	SER18-150-30-60	0,018	3	6	4	3,6	8	16
G57928	SER18-150-30-80	0,018	3	8	4	3,6	8	16
G57929	SER18-150-30-100	0,018	3	10	4	3,6	8	16
G57952	SER18-150-30-150	0,018	3	15	4	3,6	8	16
G57930	SER18-150-30-220	0,018	3	22	4	3,6	8	16
G57931	SER18-150-35-20	0,018	3,5	2	4	3,6	8	16
G57932	SER18-150-35-40	0,018	3,5	4	4	3,6	8	16
G57933	SER18-150-35-60	0,018	3,5	6	4	3,6	8	16
G57934	SER18-150-35-80	0,018	3,5	8	4	3,6	8	16
G57935	SER18-150-35-100	0,018	3,5	10	4	3,6	8	16
G57936	SER18-150-35-150	0,018	3,5	15	4	3,6	8	16
G57937	SER18-150-35-220	0,018	3,5	22	4	3,6	8	16
G57938	SER18-150-40-20	0,018	4	2	4	3,6	8	16
G57939	SER18-150-40-40	0,018	4	4	4	3,6	8	16
G57944	SER18-150-40-60	0,018	4	6	4	3,6	8	16
G57940	SER18-150-40-80	0,018	4	8	4	3,6	8	16
G57941	SER18-150-40-100	0,018	4	10	4	3,6	8	16
G57942	SER18-150-40-150	0,018	4	15	4	3,6	8	16
G57943	SER18-150-40-220	0,018	4	22	4	3,6	8	16

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

ADVANCE SERENITY 18 FEMOROPLOTEAL

Bestell- nummer	Referenznummer	Führungsdraht Durchmesser Inch	Inflattierter Ballon Durchmesser mm	Ballon- länge cm	Empfohlenes Einführsystem Fr	Exakter Katheter- durchmesser Fr	Nennndruck atm	Nenn- Berstdruck atm
Führungsdraht 0,018 Inch – OTW-Schaft (90 cm lang)								
G59753	SER18-90-50-20	0,018	5	2	4	3,6	8	16
G59754	SER18-90-50-40	0,018	5	4	4	3,6	8	16
G59755	SER18-90-50-60	0,018	5	6	4	3,6	8	16
G59756	SER18-90-50-80	0,018	5	8	4	3,6	8	16
G59757	SER18-90-50-100	0,018	5	10	4	3,6	8	16
G59758	SER18-90-50-120	0,018	5	12	4	3,6	8	16
G59759	SER18-90-50-150	0,018	5	15	4	3,6	8	16
G59760	SER18-90-60-20	0,018	6	2	4	3,6	8	16
G59761	SER18-90-60-40	0,018	6	4	4	3,6	8	16
G59762	SER18-90-60-60	0,018	6	6	4	3,6	8	16
G59763	SER18-90-60-80	0,018	6	8	4	3,6	8	16
G59764	SER18-90-60-100	0,018	6	10	4	3,6	8	16
G59765	SER18-90-60-120	0,018	6	12	4	3,6	8	16
G59766	SER18-90-60-150	0,018	6	15	4	3,6	8	16
G59767	SER18-90-70-20	0,018	7	2	4	3,6	8	14
G59768	SER18-90-70-40	0,018	7	4	4	3,6	8	14
G59769	SER18-90-70-60	0,018	7	6	4	3,6	8	14
G59770	SER18-90-70-80	0,018	7	8	5	4,6	8	14
G59771	SER18-90-70-100	0,018	7	10	5	4,6	8	14
G59772	SER18-90-70-120	0,018	7	12	5	4,6	8	14
G59773	SER18-90-70-150	0,018	7	15	5	4,6	8	14
G59774	SER18-90-80-20	0,018	8	2	5	3,6	8	12
G59775	SER18-90-80-40	0,018	8	4	5	3,6	8	12
G59776	SER18-90-80-60	0,018	8	6	5	3,6	8	12
G59777	SER18-90-80-80	0,018	8	8	5	4,6	8	12
G59778	SER18-90-90-20	0,018	9	2	5	4,6	8	10
G59779	SER18-90-90-40	0,018	9	4	5	4,6	8	10
G59780	SER18-90-90-60	0,018	9	6	5	4,6	8	10
G59781	SER18-90-90-80	0,018	9	8	5	4,6	8	10
G59782	SER18-90-10-20	0,018	10	2	5	4,6	8	10
G59783	SER18-90-10-40	0,018	10	4	5	4,6	8	10
G59784	SER18-90-10-60	0,018	10	6	5	4,6	8	10
G59785	SER18-90-10-80	0,018	10	8	5	4,6	8	10

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.


ADVANCE SERENITY 18 FEMOROPLOTEAL

Bestell- nummer	Referenznummer	Führungsdraht Durchmesser Inch	Inflatie- Ballon Durchmesser mm	Ballon- länge cm	Empfohlenes Einführsystem Fr	Exakter Katheter- durchmesser Fr	Nenn- druck atm	Nenn- Berstdruck atm
Führungsdraht 0,018 Inch – OTW-Schaft (135 cm lang)								
G59786	SER18-135-50-20	0,018	5	2	4	3,6	8	16
G59787	SER18-135-50-40	0,018	5	4	4	3,6	8	16
G59788	SER18-135-50-60	0,018	5	6	4	3,6	8	16
G59789	SER18-135-50-80	0,018	5	8	4	3,6	8	16
G59790	SER18-135-50-100	0,018	5	10	4	3,6	8	16
G59791	SER18-135-50-120	0,018	5	12	4	3,6	8	16
G59792	SER18-135-50-150	0,018	5	15	4	3,6	8	16
G59793	SER18-135-60-20	0,018	6	2	4	3,6	8	16
G59794	SER18-135-60-40	0,018	6	4	4	3,6	8	16
G59795	SER18-135-60-60	0,018	6	6	4	3,6	8	16
G59796	SER18-135-60-80	0,018	6	8	4	3,6	8	16
G59797	SER18-135-60-100	0,018	6	10	4	3,6	8	16
G59798	SER18-135-60-120	0,018	6	12	4	3,6	8	16
G59799	SER18-135-60-150	0,018	6	15	4	3,6	8	16
G59800	SER18-135-70-20	0,018	7	2	4	3,6	8	14
G59801	SER18-135-70-40	0,018	7	4	4	3,6	8	14
G59802	SER18-135-70-60	0,018	7	6	4	3,6	8	14
G59803	SER18-135-70-80	0,018	7	8	5	4,6	8	14
G59804	SER18-135-70-100	0,018	7	10	5	4,6	8	14
G59805	SER18-135-70-120	0,018	7	12	5	4,6	8	14
G59820	SER18-135-70-150	0,018	7	15	5	4,6	8	14
G59806	SER18-135-80-20	0,018	8	2	5	4,6	8	12
G59807	SER18-135-80-40	0,018	8	4	5	4,6	8	12
G59808	SER18-135-80-60	0,018	8	6	5	4,6	8	12
G59810	SER18-135-80-80	0,018	8	8	5	4,6	8	12
G59809	SER18-135-90-20	0,018	9	2	5	4,6	8	10
G59811	SER18-135-90-40	0,018	9	4	5	4,6	8	10
G59812	SER18-135-90-60	0,018	9	6	5	4,6	8	10
G59813	SER18-135-90-80	0,018	9	8	5	4,6	8	10
G59814	SER18-135-10-20	0,018	10	2	5	4,6	8	10
G59815	SER18-135-10-40	0,018	10	4	5	4,6	8	10
G59816	SER18-135-10-60	0,018	10	6	5	4,6	8	10
G59817	SER18-135-10-80	0,018	10	8	5	4,6	8	10


Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Nutzen Sie unser komplettes Toolkit für Verfahren an den unteren Extremitäten.

ZUGANG




Micropuncture®
Einführschleusen-Set



Micropuncture®
Pedal Zugangsset

TARGET



Flexor® Shuttle®
Führungsschleuse




Flexor®
Führungsschleuse


PASSIEREN



Approach® CTO
Microwire-Führungsdraht




Approach® Hydro ST
Microwire-Führungsdraht




CXI®
Support-Katheter


BEHANDELN




Advance Micro® 14
Ultra Low-Profile
PTA-Ballondilatationskatheter




Advance® 14LP
Low-Profile
PTA-Ballondilatationskatheter



Advance Serenity® 14 und 18
Hydrophiler
PTA-Ballondilatationskatheter



Advance® 35LP
Low-Profile
PTA-Ballondilatationskatheter



Zilver® PTX®
Medikamentenbeschichteter
peripherer Stent

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4