

Un crossing più semplice¹

Il palloncino per PTA da 0,014 inch e 0,018 inch per interventi infra-poplitei e femoro-poplitei



Rivestimento idrofilo di nuova generazione

Fornisce la scorrevolezza necessaria per muoversi con un basso attrito.



Punta formata a laser

Crea trackability e transizioni senza intoppi.¹



Forma coassiale del corpo

Bilancia rigidità e flessibilità per garantire la capacità di spinta.¹



Palloncino pieghettato

Facilita il riavvolgimento.



Rivestimento idrofilo di nuova generazione

Garantisce scorrevolezza senza precedenti, si sposta tra i vasi interessati dalla patologia con una minima frizione.



Punta formata a laser

Crea trackability e transizioni senza intoppi da guida a punta, consentendo il crossing di lesioni complesse.¹

Corpo traslucido

La visibilità del reflusso di sangue conferma l'accesso luminale.¹



Forma coassiale del corpo

Bilancia rigidità e flessibilità per garantire capacità di spinta per il crossing di lesioni distali.¹




Palloncino pieghettato

Facilita il riavvolgimento per una retrazione più semplice attraverso l'introduttore.

Ineguagliabile capacità di crossing


Test da tavolo per il crossing di una lesione sintetica da 0,4 inch

Advance Serenity 14 a confronto con altri cateteri a palloncino per PTA da 0,014 inch²



Test da tavolo per il crossing di una lesione sintetica da 0,9 inch

Advance Serenity 18 a confronto con altri cateteri a palloncino per PTA da 0,018 inch³




Rispetto ai principali concorrenti, Advance Serenity 14 e 18 hanno dimostrato un'eccellente capacità di crossing con una forza minima. Grazie alla **progettazione della punta laser** e al **rivestimento idrofilo di nuova generazione**, Advance Serenity 14 e 18 hanno dimostrato una capacità di crossing superiore in una lesione sintetica. La **forma coassiale del corpo** bilancia rigidità e flessibilità per garantire capacità di spinta per il crossing di lesioni distali. La **progettazione del palloncino pieghettato** e la nostra ampia gamma di diametri consentono di trattare l'intero arto e possono contribuire a risparmiare tempo.¹

1. Advance Serenity. Doc #20155, rev 00 (10 MAR 2020). Surmodics, Inc.

2. Advance Serenity. Report del test RD2016-09. (25 APR 2016). Surmodics, Inc.

3. Advance Serenity. Report del test CD2019-106. (27 DIC 2019). Surmodics, Inc.



Advance Serenity® 14


HYDROPHILIC PTA BALLOON DILATATION CATHETER

Il catetere a palloncino per PTA idrofilo Advance Serenity 14 è indicato per la dilatazione angioplastica transluminale percutanea (PTA) della stenosi vascolare periferica nelle arterie iliaca, femorale, ilio-femorale, poplitea, infra-poplitea e renale e per il trattamento delle lesioni ostruttive delle fistole native o sintetiche arterovenose da dialisi.

- Tutti i cateteri a palloncino, indipendentemente dalle dimensioni, sono compatibili con introduttori da 4 Fr.
- La lunghezza del catetere a palloncino, fino a 220 mm, consente il trattamento delle lesioni più lunghe con un numero minore di gonfiaggi e sgonfiaggi.

Advance Serenity 14 - Infra-popliteo

Piattaforma del catetere	Over-the-wire (OTW)
Guida consigliata	0,014 inch
Compatibilità con l'introduttore	4 Fr (tutte le misure)
Lunghezza utile del catetere	120 cm e 150 cm (tutte le misure)
Diametri del palloncino	2-4 mm (incrementi da 0,5 mm)
Lunghezze del palloncino	20-220 mm
Pressione nominale	6 atm (tutte le misure)
Pressione nominale di rottura	16 atm (tutte le misure)



Advance Serenity® 18

HYDROPHILIC PTA BALLOON DILATATION CATHETER

Il catetere a palloncino per PTA idrofilo Advance Serenity 18 è indicato per la dilatazione angioplastica transluminale percutanea (PTA) della stenosi vascolare periferica nelle arterie iliaca, femorale, poplitea, infra-poplitea e renale e per il trattamento delle lesioni ostruttive delle fistole native o sintetiche arterovenose da dialisi.

Advance Serenity 18 - Femoro-popliteo

Piattaforma del catetere	Over-the-wire (OTW)
Guida consigliata	0,018 inch
Compatibilità con l'introduttore	4 e 5 Fr
Lunghezza utile del catetere	90 cm e 135 cm (tutte le misure)
Diametri del palloncino	5-10 mm
Lunghezze del palloncino	20-150 mm
Pressione nominale	8 atm (tutte le misure)
Pressione nominale di rottura	10-16 atm

Advance Serenity 18 - Infra-popliteo

Piattaforma del catetere	Over-the-wire (OTW)
Guida consigliata	0,018 inch
Compatibilità con l'introduttore	4 Fr (tutte le misure)
Lunghezza utile del catetere	120 cm e 150 cm (tutte le misure)
Diametri del palloncino	2-4 mm (incrementi da 0,5 mm)
Lunghezze del palloncino	20-220 mm
Pressione nominale	8 atm (tutte le misure)
Pressione nominale di rottura	16 atm (tutte le misure)

ADVANCE SERENITY 14 INFRA-POPLITEO

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della guida inch	Diametro del palloncino gonfio mm	Lunghezza del palloncino cm	Introduttore consigliato Fr	Diametro esatto del catetere Fr	Pressione nominale atm	Pressione nominale di rottura atm
Guida di diametro 0,014 inch – Corpo OTW da 120 cm								
G57848	SER14-120-20-20	0,014	2	2	4	3,9	6	16
G57850	SER14-120-20-40	0,014	2	4	4	3,9	6	16
G57849	SER14-120-20-60	0,014	2	6	4	3,9	6	16
G57851	SER14-120-20-80	0,014	2	8	4	3,9	6	16
G57852	SER14-120-20-100	0,014	2	10	4	3,9	6	16
G57853	SER14-120-20-150	0,014	2	15	4	3,9	6	16
G57854	SER14-120-20-220	0,014	2	22	4	3,9	6	16
G57855	SER14-120-25-20	0,014	2,5	2	4	3,9	6	16
G57856	SER14-120-25-40	0,014	2,5	4	4	3,9	6	16
G57857	SER14-120-25-60	0,014	2,5	6	4	3,9	6	16
G57858	SER14-120-25-80	0,014	2,5	8	4	3,9	6	16
G57859	SER14-120-25-100	0,014	2,5	10	4	3,9	6	16
G57860	SER14-120-25-150	0,014	2,5	15	4	3,9	6	16
G57861	SER14-120-25-220	0,014	2,5	22	4	3,9	6	16
G57862	SER14-120-30-20	0,014	3	2	4	3,9	6	16
G57863	SER14-120-30-40	0,014	3	4	4	3,9	6	16
G57864	SER14-120-30-60	0,014	3	6	4	3,9	6	16
G57865	SER14-120-30-80	0,014	3	8	4	3,9	6	16
G57866	SER14-120-30-100	0,014	3	10	4	3,9	6	16
G57867	SER14-120-30-150	0,014	3	15	4	3,9	6	16
G57868	SER14-120-30-220	0,014	3	22	4	3,9	6	16
G57869	SER14-120-35-20	0,014	3,5	2	4	3,9	6	16
G57870	SER14-120-35-40	0,014	3,5	4	4	3,9	6	16
G57871	SER14-120-35-60	0,014	3,5	6	4	3,9	6	16
G57872	SER14-120-35-80	0,014	3,5	8	4	3,9	6	16
G57873	SER14-120-35-100	0,014	3,5	10	4	3,9	6	16
G57874	SER14-120-35-150	0,014	3,5	15	4	3,9	6	16
G57875	SER14-120-35-220	0,014	3,5	22	4	3,9	6	16
G57876	SER14-120-40-20	0,014	4	2	4	3,9	6	16
G57877	SER14-120-40-40	0,014	4	4	4	3,9	6	16
G57878	SER14-120-40-60	0,014	4	6	4	3,9	6	16
G57879	SER14-120-40-80	0,014	4	8	4	3,9	6	16
G57880	SER14-120-40-100	0,014	4	10	4	3,9	6	16
G57881	SER14-120-40-150	0,014	4	15	4	3,9	6	16
G57882	SER14-120-40-220	0,014	4	22	4	3,9	6	16

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

ADVANCE SERENITY 14 INFRA-POPLITEO

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della guida inch	Diametro del palloncino gonfio mm	Lunghezza del palloncino cm	Introduttore consigliato Fr	Diametro esatto del catetere Fr	Pressione nominale atm	Pressione nominale di rottura atm
Guida di diametro 0,014 inch – Corpo OTW da 150 cm								
G57883	SER14-150-20-20	0,014	2	2	4	3,9	6	16
G57884	SER14-150-20-40	0,014	2	4	4	3,9	6	16
G57885	SER14-150-20-60	0,014	2	6	4	3,9	6	16
G57886	SER14-150-20-80	0,014	2	8	4	3,9	6	16
G57887	SER14-150-20-100	0,014	2	10	4	3,9	6	16
G57888	SER14-150-20-150	0,014	2	15	4	3,9	6	16
G57889	SER14-150-20-220	0,014	2	22	4	3,9	6	16
G57890	SER14-150-25-20	0,014	2,5	2	4	3,9	6	16
G57891	SER14-150-25-40	0,014	2,5	4	4	3,9	6	16
G57892	SER14-150-25-60	0,014	2,5	6	4	3,9	6	16
G57893	SER14-150-25-80	0,014	2,5	8	4	3,9	6	16
G57894	SER14-150-25-100	0,014	2,5	10	4	3,9	6	16
G57895	SER14-150-25-150	0,014	2,5	15	4	3,9	6	16
G57896	SER14-150-25-220	0,014	2,5	22	4	3,9	6	16
G57897	SER14-150-30-20	0,014	3	2	4	3,9	6	16
G57898	SER14-150-30-40	0,014	3	4	4	3,9	6	16
G57899	SER14-150-30-60	0,014	3	6	4	3,9	6	16
G57900	SER14-150-30-80	0,014	3	8	4	3,9	6	16
G57901	SER14-150-30-100	0,014	3	10	4	3,9	6	16
G57902	SER14-150-30-150	0,014	3	15	4	3,9	6	16
G57903	SER14-150-30-220	0,014	3	22	4	3,9	6	16
G57904	SER14-150-35-20	0,014	3,5	2	4	3,9	6	16
G57905	SER14-150-35-40	0,014	3,5	4	4	3,9	6	16
G57906	SER14-150-35-60	0,014	3,5	6	4	3,9	6	16
G57907	SER14-150-35-80	0,014	3,5	8	4	3,9	6	16
G57908	SER14-150-35-100	0,014	3,5	10	4	3,9	6	16
G57909	SER14-150-35-150	0,014	3,5	15	4	3,9	6	16
G57910	SER14-150-35-220	0,014	3,5	22	4	3,9	6	16
G57911	SER14-150-40-20	0,014	4	2	4	3,9	6	16
G57912	SER14-150-40-40	0,014	4	4	4	3,9	6	16
G57913	SER14-150-40-60	0,014	4	6	4	3,9	6	16
G57914	SER14-150-40-80	0,014	4	8	4	3,9	6	16
G57915	SER14-150-40-100	0,014	4	10	4	3,9	6	16
G57916	SER14-150-40-150	0,014	4	15	4	3,9	6	16
G57917	SER14-150-40-220	0,014	4	22	4	3,9	6	16

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

ADVANCE SERENITY 18 INFRA-POPLITEO

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della guida inch	Diametro del palloncino gonfio mm	Lunghezza del palloncino cm	Introduttore consigliato Fr	Diametro esatto del catetere Fr	Pressione nominale atm	Pressione nominale di rottura atm
Guida di diametro 0,018 inch – Corpo OTW da 120 cm								
G58934	SER18-120-20-20	0,018	2	2	4	3,6	8	16
G58935	SER18-120-20-40	0,018	2	4	4	3,6	8	16
G58936	SER18-120-20-60	0,018	2	6	4	3,6	8	16
G58937	SER18-120-20-80	0,018	2	8	4	3,6	8	16
G58938	SER18-120-20-100	0,018	2	10	4	3,6	8	16
G58969	SER18-120-20-150	0,018	2	15	4	3,6	8	16
G58940	SER18-120-20-220	0,018	2	22	4	3,6	8	16
G58941	SER18-120-25-20	0,018	2,5	2	4	3,6	8	16
G58942	SER18-120-25-40	0,018	2,5	4	4	3,6	8	16
G58943	SER18-120-25-60	0,018	2,5	6	4	3,6	8	16
G58944	SER18-120-25-80	0,018	2,5	8	4	3,6	8	16
G58945	SER18-120-25-100	0,018	2,5	10	4	3,6	8	16
G58946	SER18-120-25-150	0,018	2,5	15	4	3,6	8	16
G58947	SER18-120-25-220	0,018	2,5	22	4	3,6	8	16
G58939	SER18-120-30-20	0,018	3	2	4	3,6	8	16
G58948	SER18-120-30-40	0,018	3	4	4	3,6	8	16
G58949	SER18-120-30-60	0,018	3	6	4	3,6	8	16
G58950	SER18-120-30-80	0,018	3	8	4	3,6	8	16
G58951	SER18-120-30-100	0,018	3	10	4	3,6	8	16
G58952	SER18-120-30-150	0,018	3	15	4	3,6	8	16
G58953	SER18-120-30-220	0,018	3	22	4	3,6	8	16
G58954	SER18-120-35-20	0,018	3,5	2	4	3,6	8	16
G58955	SER18-120-35-40	0,018	3,5	4	4	3,6	8	16
G58956	SER18-120-35-60	0,018	3,5	6	4	3,6	8	16
G58957	SER18-120-35-80	0,018	3,5	8	4	3,6	8	16
G58958	SER18-120-35-100	0,018	3,5	10	4	3,6	8	16
G58959	SER18-120-35-150	0,018	3,5	15	4	3,6	8	16
G58960	SER18-120-35-220	0,018	3,5	22	4	3,6	8	16
G58961	SER18-120-40-20	0,018	4	2	4	3,6	8	16
G58962	SER18-120-40-40	0,018	4	4	4	3,6	8	16
G58963	SER18-120-40-60	0,018	4	6	4	3,6	8	16
G58964	SER18-120-40-80	0,018	4	8	4	3,6	8	16
G58965	SER18-120-40-100	0,018	4	10	4	3,6	8	16
G58966	SER18-120-40-150	0,018	4	15	4	3,6	8	16
G58967	SER18-120-40-220	0,018	4	22	4	3,6	8	16

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

ADVANCE SERENITY 18 INFRA-POPLITEO

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della guida inch	Diametro del palloncino gonfio mm	Lunghezza del palloncino cm	Introduttore consigliato Fr	Diametro esatto del catetere Fr	Pressione nominale atm	Pressione nominale di rottura atm
Guida di diametro 0,018 inch – Corpo OTW da 150 cm								
G57918	SER18-150-20-20	0,018	2	2	4	3,6	8	16
G57919	SER18-150-20-40	0,018	2	4	4	3,6	8	16
G57920	SER18-150-20-60	0,018	2	6	4	3,6	8	16
G57921	SER18-150-20-80	0,018	2	8	4	3,6	8	16
G57922	SER18-150-20-100	0,018	2	10	4	3,6	8	16
G57923	SER18-150-20-150	0,018	2	15	4	3,6	8	16
G57924	SER18-150-20-220	0,018	2	22	4	3,6	8	16
G57945	SER18-150-25-20	0,018	2,5	2	4	3,6	8	16
G57946	SER18-150-25-40	0,018	2,5	4	4	3,6	8	16
G57947	SER18-150-25-60	0,018	2,5	6	4	3,6	8	16
G57948	SER18-150-25-80	0,018	2,5	8	4	3,6	8	16
G57949	SER18-150-25-100	0,018	2,5	10	4	3,6	8	16
G57950	SER18-150-25-150	0,018	2,5	15	4	3,6	8	16
G57951	SER18-150-25-220	0,018	2,5	22	4	3,6	8	16
G57925	SER18-150-30-20	0,018	3	2	4	3,6	8	16
G57926	SER18-150-30-40	0,018	3	4	4	3,6	8	16
G57927	SER18-150-30-60	0,018	3	6	4	3,6	8	16
G57928	SER18-150-30-80	0,018	3	8	4	3,6	8	16
G57929	SER18-150-30-100	0,018	3	10	4	3,6	8	16
G57952	SER18-150-30-150	0,018	3	15	4	3,6	8	16
G57930	SER18-150-30-220	0,018	3	22	4	3,6	8	16
G57931	SER18-150-35-20	0,018	3,5	2	4	3,6	8	16
G57932	SER18-150-35-40	0,018	3,5	4	4	3,6	8	16
G57933	SER18-150-35-60	0,018	3,5	6	4	3,6	8	16
G57934	SER18-150-35-80	0,018	3,5	8	4	3,6	8	16
G57935	SER18-150-35-100	0,018	3,5	10	4	3,6	8	16
G57936	SER18-150-35-150	0,018	3,5	15	4	3,6	8	16
G57937	SER18-150-35-220	0,018	3,5	22	4	3,6	8	16
G57938	SER18-150-40-20	0,018	4	2	4	3,6	8	16
G57939	SER18-150-40-40	0,018	4	4	4	3,6	8	16
G57944	SER18-150-40-60	0,018	4	6	4	3,6	8	16
G57940	SER18-150-40-80	0,018	4	8	4	3,6	8	16
G57941	SER18-150-40-100	0,018	4	10	4	3,6	8	16
G57942	SER18-150-40-150	0,018	4	15	4	3,6	8	16
G57943	SER18-150-40-220	0,018	4	22	4	3,6	8	16

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

ADVANCE SERENITY 18 FEMORO-POPLITEO

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della guida inch	Diametro del palloncino gonfio mm	Lunghezza del palloncino cm	Introduttore consigliato Fr	Diametro esatto del catetere Fr	Pressione nominale atm	Pressione nominale di rottura atm
Guida di diametro 0,018 inch – Corpo OTW da 90 cm								
G59753	SER18-90-50-20	0,018	5	2	4	3,6	8	16
G59754	SER18-90-50-40	0,018	5	4	4	3,6	8	16
G59755	SER18-90-50-60	0,018	5	6	4	3,6	8	16
G59756	SER18-90-50-80	0,018	5	8	4	3,6	8	16
G59757	SER18-90-50-100	0,018	5	10	4	3,6	8	16
G59758	SER18-90-50-120	0,018	5	12	4	3,6	8	16
G59759	SER18-90-50-150	0,018	5	15	4	3,6	8	16
G59760	SER18-90-60-20	0,018	6	2	4	3,6	8	16
G59761	SER18-90-60-40	0,018	6	4	4	3,6	8	16
G59762	SER18-90-60-60	0,018	6	6	4	3,6	8	16
G59763	SER18-90-60-80	0,018	6	8	4	3,6	8	16
G59764	SER18-90-60-100	0,018	6	10	4	3,6	8	16
G59765	SER18-90-60-120	0,018	6	12	4	3,6	8	16
G59766	SER18-90-60-150	0,018	6	15	4	3,6	8	16
G59767	SER18-90-70-20	0,018	7	2	4	3,6	8	14
G59768	SER18-90-70-40	0,018	7	4	4	3,6	8	14
G59769	SER18-90-70-60	0,018	7	6	4	3,6	8	14
G59770	SER18-90-70-80	0,018	7	8	5	4,6	8	14
G59771	SER18-90-70-100	0,018	7	10	5	4,6	8	14
G59772	SER18-90-70-120	0,018	7	12	5	4,6	8	14
G59773	SER18-90-70-150	0,018	7	15	5	4,6	8	14
G59774	SER18-90-80-20	0,018	8	2	5	3,6	8	12
G59775	SER18-90-80-40	0,018	8	4	5	3,6	8	12
G59776	SER18-90-80-60	0,018	8	6	5	3,6	8	12
G59777	SER18-90-80-80	0,018	8	8	5	4,6	8	12
G59778	SER18-90-90-20	0,018	9	2	5	4,6	8	10
G59779	SER18-90-90-40	0,018	9	4	5	4,6	8	10
G59780	SER18-90-90-60	0,018	9	6	5	4,6	8	10
G59781	SER18-90-90-80	0,018	9	8	5	4,6	8	10
G59782	SER18-90-10-20	0,018	10	2	5	4,6	8	10
G59783	SER18-90-10-40	0,018	10	4	5	4,6	8	10
G59784	SER18-90-10-60	0,018	10	6	5	4,6	8	10
G59785	SER18-90-10-80	0,018	10	8	5	4,6	8	10

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.


ADVANCE SERENITY 18 FEMORO-POPLITEO

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della guida inch	Diametro del palloncino gonfio mm	Lunghezza del palloncino cm	Introduttore consigliato Fr	Diametro esatto del catetere Fr	Pressione nominale atm	Pressione nominale di rottura atm
Guida di diametro 0,018 inch – Corpo OTW da 135 cm								
G59786	SER18-135-50-20	0,018	5	2	4	3,6	8	16
G59787	SER18-135-50-40	0,018	5	4	4	3,6	8	16
G59788	SER18-135-50-60	0,018	5	6	4	3,6	8	16
G59789	SER18-135-50-80	0,018	5	8	4	3,6	8	16
G59790	SER18-135-50-100	0,018	5	10	4	3,6	8	16
G59791	SER18-135-50-120	0,018	5	12	4	3,6	8	16
G59792	SER18-135-50-150	0,018	5	15	4	3,6	8	16
G59793	SER18-135-60-20	0,018	6	2	4	3,6	8	16
G59794	SER18-135-60-40	0,018	6	4	4	3,6	8	16
G59795	SER18-135-60-60	0,018	6	6	4	3,6	8	16
G59796	SER18-135-60-80	0,018	6	8	4	3,6	8	16
G59797	SER18-135-60-100	0,018	6	10	4	3,6	8	16
G59798	SER18-135-60-120	0,018	6	12	4	3,6	8	16
G59799	SER18-135-60-150	0,018	6	15	4	3,6	8	16
G59800	SER18-135-70-20	0,018	7	2	4	3,6	8	14
G59801	SER18-135-70-40	0,018	7	4	4	3,6	8	14
G59802	SER18-135-70-60	0,018	7	6	4	3,6	8	14
G59803	SER18-135-70-80	0,018	7	8	5	4,6	8	14
G59804	SER18-135-70-100	0,018	7	10	5	4,6	8	14
G59805	SER18-135-70-120	0,018	7	12	5	4,6	8	14
G59820	SER18-135-70-150	0,018	7	15	5	4,6	8	14
G59806	SER18-135-80-20	0,018	8	2	5	4,6	8	12
G59807	SER18-135-80-40	0,018	8	4	5	4,6	8	12
G59808	SER18-135-80-60	0,018	8	6	5	4,6	8	12
G59810	SER18-135-80-80	0,018	8	8	5	4,6	8	12
G59809	SER18-135-90-20	0,018	9	2	5	4,6	8	10
G59811	SER18-135-90-40	0,018	9	4	5	4,6	8	10
G59812	SER18-135-90-60	0,018	9	6	5	4,6	8	10
G59813	SER18-135-90-80	0,018	9	8	5	4,6	8	10
G59814	SER18-135-10-20	0,018	10	2	5	4,6	8	10
G59815	SER18-135-10-40	0,018	10	4	5	4,6	8	10
G59816	SER18-135-10-60	0,018	10	6	5	4,6	8	10
G59817	SER18-135-10-80	0,018	10	8	5	4,6	8	10


Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Interventi più semplici con i nostri strumenti per gli arti inferiori.

ACCESSO



Micropuncture®
Set con introduttore



Micropuncture®
Set di accesso pedidio

TARGET



Flexor® Shuttle®
Guaina di introduzione




Flexor®
Guaina di introduzione


CROSSING



Approach® CTO
Microguida




Approach® Hydro ST
Microguida




CXI®
Catetere di supporto


TRATTAMENTO




Advance Micro® 14
Catetere a palloncino per PTA
a profilo ultra ridotto




Advance® 14LP
Catetere a palloncino per PTA
a profilo ridotto



Advance Serenity® 14 e 18
Catetere a palloncino per PTA
idrofilo



Advance® 35LP
Catetere a palloncino per PTA
a profilo ridotto



Zilver® PTX®
Stent periferico a eluizione
di farmaco

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4