


Prevención fiable de la EP con Celect Platinum^{®1,2}

1,55%
Tasa de EP
recurrente^{1,2}

Eficaz para prevenir la EP y, al mismo tiempo, altamente recuperable.¹



Marcador de platino



Celect Platinum[®]

VENA CAVA FILTER

Diseño clínicamente satisfactorio

Los cuatro marcadores radiopacos de platino pueden verificar la precisión de la colocación.³ Los anclajes y marcadores de platino en los pies del filtro permiten una fijación segura a la cava.⁴

Despliegue preciso y controlado

El sistema de introducción NavAlign™ ayuda a desplegar el filtro con precisión y facilita el control con un despliegue preciso.⁵

Fabricado con un material exclusivo

Los filtros Cook están fabricados con una aleación Conichrome[®] duradera.^{1,6}



Celect Platinum®

VENA CAVA FILTER

El implante de filtro Cook Celect Platinum está indicado para la prevención de la embolia pulmonar sintomática (EP) mediante la captura de los coágulos sanguíneos que se desplazan por la VCI infrarrenal en los siguientes casos clínicos:

- Pacientes con evidencia de EP o trombosis venosa profunda (TVP) en la VCI o en las venas de las extremidades inferiores y contraindicación absoluta o relativa para la anticoagulación, fracaso de la anticoagulación o alto riesgo de complicaciones derivadas de la anticoagulación
- Pacientes en el entorno perioperatorio con antecedentes de EP o TVP en los que debe interrumpirse la anticoagulación
- Pacientes con alto riesgo de TVP o EP pero considerados no aptos para recibir anticoagulación debido a un alto riesgo de complicaciones

El implante del filtro Cook Celect Platinum puede recuperarse si está clínicamente indicado; consulte el apartado "Recuperación opcional del filtro" de las instrucciones de uso para obtener más información.

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la vaina Fr	Diámetro máx. de la cava indicado para la colocación del filtro mm	Longitud del filtro mm	Longitud de trabajo de la vaina cm
Equipo de filtro de vena cava Celect Platinum® para acceso por vena femoral					
G34501	IGTCFS-65-2-FEM-CELECT-PT	7	30	49	65
Equipo de filtro de vena cava Celect Platinum® para acceso por vena yugular					
G34310	IGTCFS-65-2-JUG-CELECT-PT	7	30	49	65
Equipo de filtro de vena cava Celect Platinum® para acceso por venas femoral y yugular					
G34504	IGTCFS-65-2-UNI-CELECT-PT	7	30	49	65

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el departamento de atención al cliente y distribución. Consulte la información sobre los riesgos del producto en las instrucciones de uso en cookmedical.eu.

1. Lyon SM, Riojas GE, Uberoi R, et al. Short- and long-term retrievability of the Celect vena cava filter: results from a multi-institutional registry. *J Vasc Interv Radiol.* 2009;20(11):1441-1448.
2. Prospective study of the Cook Celect Filter, including permanent and retrievable use (Study Protocol #05-507) final study report; September 2009.
3. Demonstrated in simulated use tests: D00302649 and D00006045 (TR 4524).
4. Demonstrated in testing: D00006050 (TR 3789) and D00006018 (TR-3787).
5. Celect Platinum® Vena Cava Filter: View the Instructions for Use for a thorough examination of the procedural instructions, intended use, contraindications, warnings and precautions, and potential adverse events.
6. Lee BE, Van Allan RJ, Friedman ML, et al. Complications and retrieval characteristics of Celect Platinum inferior vena cava filters. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord.* 2018;6(2):163-172.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4