



# Prevenzione efficace dell'embolia polmonare grazie a Celect Platinum<sup>®1,2</sup>

**1,55%**  
Tasso di EP ricorrente<sup>1,2</sup>

Efficace nel prevenire l'EP rimanendo anche altamente recuperabile.<sup>1</sup>



Marker in platino



## Celect Platinum<sup>®</sup>

VENA CAVA FILTER

### Progettazione clinicamente efficace

I quattro marker in platino radiopachi sono in grado di controllare l'accuratezza del posizionamento.<sup>3</sup> Le ancore e i marker in platino sui piedini del filtro consentono un fissaggio cavale sicuro.<sup>4</sup>

### Sgancio controllato e preciso

Il sistema di inserimento NavAlign™ aiuta a sganciare il filtro in modo preciso, consentendone il controllo lo sgancio accurato.<sup>5</sup>

### Costruito con materiali unici.

I filtri Cook sono costruiti con una resistente lega Conichrome<sup>®1,6</sup>

# Celect Platinum®

VENA CAVA FILTER

L'impianto del filtro Cook Celect Platinum è indicato per la prevenzione dell'embolia polmonare (EP) sintomatica mediante la cattura di coaguli di sangue che si spostano nella vena cava inferiore infrarenale nelle seguenti situazioni cliniche:

- Pazienti con evidenza di EP o trombosi venosa profonda (TVP) nella vena cava inferiore o nelle vene degli arti inferiori e una controindicazione assoluta o relativa all'anticoagulazione, un insuccesso dell'anticoagulazione o un alto rischio di complicanze derivanti dall'anticoagulazione
- Pazienti in ambito perioperatorio con anamnesi di EP o TVP per i quali è necessario interrompere l'anticoagulazione
- Pazienti ad alto rischio di TVP o EP ma considerati non in grado di ricevere l'anticoagulazione a causa di un alto rischio di complicanze

L'impianto del filtro Cook Celect Platinum può essere recuperato se clinicamente indicato; per ulteriori informazioni consultare la sezione "Recupero filtro opzionale" delle Istruzioni per l'uso.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro guaina Fr	Diametro vena cava indicato max per posizionamento filtro mm	Lunghezza del filtro mm	Lunghezza utile guaina cm
<b>Set Celect Platinum® Vena Cava Filter per approccio dalla vena femorale</b>					
G34501	IGTCFS-65-2-FEM-CELECT-PT	7	30	49	65
<b>Set Celect Platinum® Vena Cava Filter per approccio dalla vena giugulare</b>					
G34310	IGTCFS-65-2-JUG-CELECT-PT	7	30	49	65
<b>Set Celect Platinum® Vena Cava Filter per approccio dalla vena femorale e giugulare</b>					
G34504	IGTCFS-65-2-UNI-CELECT-PT	7	30	49	65

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution per maggiori informazioni. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle IFU all'indirizzo [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).

1. Lyon SM, Riojas GE, Uberoi R, et al. Short- and long-term retrievability of the Celect vena cava filter: results from a multi-institutional registry. *J Vasc Interv Radiol.* 2009;20(11):1441-1448.
2. Prospective study of the Cook Celect Filter, including permanent and retrievable use (Study Protocol #05-507) final study report; September 2009.
3. Demonstrated in simulated use tests: D00302649 and D00006045 (TR 4524).
4. Demonstrated in testing: D00006050 (TR 3789) and D00006018 (TR-3787).
5. Celect Platinum® Vena Cava Filter: View the Instructions for Use for a thorough examination of the procedural instructions, intended use, contraindications, warnings and precautions, and potential adverse events.
6. Lee BE, Van Allan RJ, Friedman ML, et al. Complications and retrieval characteristics of Celect Platinum inferior vena cava filters. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord.* 2018;6(2):163-172.

## Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)  
**Americas:**  
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)  
**Australia:**  
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4