

Zeit für ein Upgrade.

# MINC+™

BENCHTOP INCUBATOR



Der Inkubator, auf den IVF-Kliniken  
seit zwei Jahrzehnten vertrauen,  
ist jetzt noch besser.

Wir haben auf das  
Feedback von Benutzern  
gehört und gewünschte  
Verbesserungen  
umgesetzt.



## + Bewährte Leistung

Seit 20 Jahren gehören  
MINC Labortisch-  
Inkubatoren auf  
der ganzen Welt zur  
Ausstattung für die  
In-vitro-Fertilisation (IVF).

## + Befeuchtung

Jede Kammer wird  
unabhängig befeuchtet.

Blasenrate sowie  
Wasserstand lassen sich  
an der Gerätevorderseite  
ablesen.



# + DishTrace

Die DishTrace-Plattform lässt sich über den Inkubator-Touchscreen und Computersoftware bedienen. Dadurch kann eine große Vielfalt an Tools für die Verwaltung der Schalendaten bereitgestellt werden.

## DishTrace MINC+

DishTrace MINC+ ermöglicht den Zugriff auf und die Protokollierung von Informationen über den mittig auf der Konsole befindlichen Touchscreen.

- Schalendaten hinzufügen und bearbeiten, Schalenpositionen zuweisen, Umgebungsbedingungen anzeigen
- Schalen ein- und austragen



## DishTrace PC

Die DishTrace PC-Software ermöglicht die Überwachung und Verwaltung von bis zu 50 MINC+ Inkubatoren.

- Aktuellen Status anzeigen und Informationen für bis zu 50 MINC+ Inkubatoren in einem lokalen PC-Netzwerk protokollieren
- Datensätze für registrierte Schalen in verbundenen MINC+ Inkubatoren hinzufügen, bearbeiten, suchen und anzeigen
- Graphische Darstellung des Verlaufs von Schalen, Schalenpositionen sowie Warnungen und Zustände für den Inkubator erstellen und anzeigen
- Qualitätskontrollberichte für alle MINC+ Aktivitäten als PDF- oder CSV-Datei erstellen
- Über DishTrace MINC+ eingegebene Schalendaten anzeigen



\* DishTrace bietet Unterstützung beim Protokollieren und Anzeigen der Position von Schalen in MINC+ Inkubatoren, ist jedoch nicht als Ersatz für Laborverfahren zur Identifizierung von Schalen und entsprechenden Inhalten vorgesehen.

## + Kapazität

Die Kammern sind 50 % größer als bei der vorherigen MINC-Generation und bieten nun Platz für 12 Nunc® 4-Well-Schalen.

Die Medien-Anwärmekammer bietet Platz für 6 BD® Falcon®-Reagenzgläser.

## + Überwachungsfunktionen

Der MINC+ überwacht wichtige Funktionen kontinuierlich.

Warnungen und Statussymbole werden auf den Bildschirmen an der Gerätevorderseite angezeigt.

## + Langfristige Zuverlässigkeit

Die Lebensdauer beträgt 12 Jahre.

Service und Wartung erfolgen durch ein fachkundiges Team.

# MINC+™

## BENCHTOP INCUBATOR

Der MINC+ Labortisch-Inkubator dient zur assistierten Reproduktion bei unfruchtbaren Patienten.

MINC+ Komponenten:

- MINC+ Labortisch-Inkubator
- MINC+ Benutzerhandbuch
- Zwei Einweg-Befeuchtungsflaschen
- Geflochtener Verbindungsschlauch (3 m)
- Für den Einsatz in der Medizin geeignetes Netzkabel
- USB-Stick mit DishTrace-Computersoftware
- Ethernet-Kabel
- Externe Alarmbuchse
- 12 magnetische Täfelchen für Patientendaten
- T-Stück für Gaseinlass mit Schutzkappen
- Reagenzglas-Ständer
- USB-Anschlussabdeckung (Vorderseite)



Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Service- und Wartungspläne an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter von Cook Medical.

Bestellnummer	Referenznummer	Abmessungen mm	Gewicht kg	Länge m
<b>MINC+ Labortisch-Inkubator</b>				
G44429	K-MINC-2000	556 x 197 x 449 (B x H x T)	23,4	–
<b>MINC+ Befeuchtungsflasche</b>				
G47317	K-MINC-2000-HF	–	–	–
<b>Geflochtener Verbindungsschlauch</b>				
G53848	K-MINC-BCT-10-300	–	–	3

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).

Typ des zugeführten Gases: Gemisch aus 6 % CO<sub>2</sub>, 5 % O<sub>2</sub>, 89 % N<sub>2</sub> (Cook Kultursystem bei NN) oder hoch reines 6 % CO<sub>2</sub> in Luft (empfohlene Toleranzen ± 0,2 %)

Gaszufuhrdruck: 150 kPa ± 15 kPa (21,8 psi ± 2,2 psi) (1.500 mbar ± 150 mbar)

Netzteil: Universaleingang 100–240 V AC, 50–60 Hz

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi](http://cookmedical.com/edi)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4