

Gestione dell'emorragia post-parto




Bakri®

POSTPARTUM BALLOON WITH RAPID INSTILLATION COMPONENTS

Una soluzione semplice per l'emorragia post-parto

Considerazioni sul trattamento sequenziale per la gestione conservativa dell'emorragia post-parto resistente agli agenti uterotonici^{1,2,3}



1. California Maternal Quality Care Collaborative. Obstetric hemorrhage emergency management plan: table chart format (Piano di gestione dell'emergenza emorragica in ostetricia: formato tabellare). Versione 2.0. Pubblicato nel 2014. Consultazione: 31 agosto 2016.

2. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. Practice bulletin no. 183: postpartum hemorrhage. *Obstet Gynecol.* 2017;130(4):e168-e186.

3. <https://physicians.utah.edu/echo/pdfs/pregnancy-care-didactics/2016-09.09-postpartum-hemorrhage.pdf> (consultazione: 29 ottobre 2020)

Il palloncino post-parto Bakri con componenti per instillazione rapida è progettato per il controllo o la riduzione temporanea dell'emorragia post-parto quando è indicato il trattamento conservativo del sanguinamento uterino.



Se gonfiato con liquido sterile, il palloncino esercita una pressione sulla parete uterina che consente di gestire l'emorragia post-parto.

Il palloncino e il catetere sono realizzati al 100% in silicone.

- Può essere usato in seguito a parto naturale o cesareo
- Include componenti per instillazione rapida che agevolano il gonfiaggio del palloncino
- Può essere usato con suture compressive di B-Lynch, se clinicamente indicato






Bakri®

POSTPARTUM BALLOON WITH RAPID INSTILLATION COMPONENTS

Questo dispositivo è previsto per il controllo o la riduzione temporanei del sanguinamento uterino post-parto nei casi in cui sia indicata una gestione terapeutica conservativa. Il set standard include una siringa, una cannula di estensione da 180 cm con puntale per foratura della sacca e una valvola di non ritorno. Per informazioni complete sull'uso del prodotto, le indicazioni e le controindicazioni, consultare le Istruzioni per l'uso.



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Misura del catetere Fr	Lunghezza cm	Volume palloncino mL
G24237	J-SOSR-100500	24	54	500

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al Servizio clienti per maggiori informazioni.



Eseguire la scansione di questo codice QR per visualizzare altre risorse.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4