

Zuverlässiger Transfer
von Embryonen.



EMBRYOTRANSFER

Inhalt

Tabelle zum Funktionsvergleich	4
Guardia™	
Guardia Access Embryotransferkatheter	7
Guardia AccessET Embryotransferkatheter.....	8
Guardia Access Nano Embryotransferkatheter.....	8
Guardia Access Embryotransferkatheter mit interner Stützkanüle.....	9
Guardia Access Biegsamer Obturator.....	10
Guardia Obturator.....	10
Soft-Pass™	
Soft-Pass Embryotransferkatheter-Set.....	12
Soft-Pass Biegsamer Obturator	13

Was auch immer Sie für einen Embryotransfer benötigen – Cook Medical kann Ihnen helfen.

Unser Produktportfolio umfasst gerade und vorgekrümmte Katheter, Test- und Mock-Katheter und Obturatoren sowie Spül- und Intratubalkatheter.

Wir bieten nicht nur Geräte in verschiedenen Größen und Konfigurationen an, sondern verfügen auch über einzigartige Funktionen und Technologien, wie z. B. die EchoTip®-Technologie.

Entscheiden Sie sich für die Marke EchoTip, wenn Sie eine echogene Spitze benötigen, die unter Ultraschall hell leuchtet. EchoTip-Katheter verbessern die Visualisierung durch genoppte Edelstahlbänder, die Ultraschallwellen reflektieren.

Simulationsschulung


Verbessern Sie Ihre Embryotransferfähigkeiten mit einem ASRM-Embryotransfer-Simulator. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Cook Medical-Außendienstmitarbeiter, um sich nach Schulungsmöglichkeiten zu erkundigen.



Produktfunktionen erkunden


		Führungskatheter aus Polymethylpenten	Führungskatheter aus Polyethylen	Führungskatheter aus PTFE	Microvol™-Technologie	Stützkanüle	Distale Farbmarkierungen	Proximale Farbmarkierungen	EchoTip	Steifer Obturator erhältlich	Biegsamer Obturator erhältlich	Abgerundete Spitze	Vorgekrümmt
	Guardia Access Embryotransferkatheter												
	G34782 K-JETS-6019	•			•	•		•		•	•	•	•
	G34783 K-JETS-7019	•			•	•		•		•	•	•	•
	Guardia AccessET Gekrümmter Embryotransferkatheter												
	G53247 K-JETS-6019-ET	•			•	•		•	•	•	•	•	•
	G53007 - K-JETS-7019-ET	•			•	•		•	•	•	•	•	•
	Guardia Access Embryotransferkatheter mit interner Stützkanüle												
	G02346 K-JETS-7019-INT	•			•	•		•		•	•	•	•
	Guardia Access Nano Embryotransferkatheter												
	G24216 K-JETS-551910-S	•			•	•	•	•			•	•	•

Andere Embryotransferkatheter-Produkte

	Guardia Access Biegsamer Obturator												
	G34784 - K-JET-7002												
	Guardia Obturator												
	G54189 J-UOB-2828 Biegsam												
	G54190 J-UOB-4028 Biegsam												
	G54191 J-UOB-4028-ST Steif												
	Soft-Pass Biegsamer Obturator												
	G53744 J-SP-4420												

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.

Produktfunktionen erkunden

		Führungskatheter aus Polymethylpenten	Führungskatheter aus Polyethylen	Führungskatheter aus PTFE	Microvol-Technologie	Stützkanüle	Distale Farbmarkierungen	Proximale Farbmarkierungen	EchoTip	Steifer Obturator erhältlich	Biegsamer Obturator erhältlich	Abgerundete Spitze	Vorgekrümmt
	Soft-Pass Embryotransferkatheter-Set G17934 K-J-SPPE-681710 (mit Schienung) G17932 K-J-SPPE-681200 (ohne Schienung) G17933 K-J-SPPE-681700 (ohne Schienung)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Soft-Pass Embryotransferkatheter-Set mit EchoTip G18954 K-J-SPPE-681210-ET (mit Schienung) G18955 K-J-SPPE-681710-ET (mit Schienung) G18657 K-J-SPPE-681200 ET (ohne Schienung) G18658 K-J-SPPE-681700 ET (ohne Schienung)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Soft-Pass Embryo-Mock-Transferkatheter-Set G17678 J-SPPE-681200-MC	•					•	•		•	•		
	Soft-Pass Embryo-Mock-Transferkatheter-Set mit echogener Spitze G30399 J-SPPE-681710-ET-MC	•				•	•	•	•	•	•	•	•
	Soft-Pass Embryotransferkatheter G17931 K-J-SP-681710 (mit Schienung) G17902 K-J-SP-681700 (ohne Schienung)	•	•			•	•	•		•	•		
	Soft-Pass Embryotransferkatheter mit EchoTip G27206 K-J-SP-681700-ET	•				•	•	•	•	•	•		

Guardia™

EMBRYO TRANSFER CATHETERS

Guardia Embryo transfer catheter sind für einen einfachen Zugang konzipiert.

Die abgerundete Spitze erleichtert die Passage durch den Gebärmutterhals.


Die vorgekrümmte Spitze nähert sich dem Winkel des Gebärmutterhalses an.

EchoTip-Option erhältlich

Microvol-Technologie minimiert die benötigte Medienmenge.


Der einstellbare Zervix-Stopper zeigt die Tiefe des Katheters im Gebärmutterhals an.

Guardia Access Embryo transfer katheter



Wird verwendet, um in-vitro-befruchtete (IVF) Embryonen in die Gebärmutterhöhle einzusetzen.

- Der Führungskatheter ist gekrümmt, um das Einführen zu erleichtern.
- Die abgerundete Spitze des Führungskatheters erleichtert die Passage durch den Gebärmutterhals.
- Der Transferkatheter ist weich und flexibel.
- Die Microvol™-Technologie minimiert die benötigte Medienmenge.
- Der zervikale Stopper ist auf 4 cm eingestellt und kann auf 5 cm angepasst werden.
- Die Katheter sind in separaten sterilen Beuteln verpackt.




Bestellnummer	Referenznummer	Führungskatheter Fr	Führungskatheter Länge cm	Transferkatheter Fr	Transferkatheter Länge cm	Hub-Typ
G34782	K-JETS-6019	6,6	16,7	2,8	23	klein
G34783	K-JETS-7019	6,6	17,3	2,8	24	groß

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.


Kunden aus der Europäischen Union: Lesen Sie bitte die Produktrisikoinformationen in der Gebrauchsanweisung unter www.cookmedical.eu

Guardia AccessET Embryo transfer katheter



Wird verwendet, um in-vitro-befruchtete (IVF) Embryonen in die Gebärmutterhöhle einzusetzen.


- Die echogene Spitze des Transferkatheters verbessert die Sichtbarkeit unter Ultraschall.
- Der Führungskatheter ist gekrümmt, um das Einführen zu erleichtern.
- Der Führungskatheter verfügt über eine abgerundete Spitze, um die Passage durch den Gebärmutterhals zu erleichtern.



Bestellnummer	Referenznummer	Führungs-katheter Fr	Führungs-katheter Länge cm	Transfer-katheter Fr	Transfer-katheter Länge cm	Hub-Typ
G53247	K-JETS-6019-ET	6,6	16,7	2,8	23	klein
G53007	K-JETS-7019-ET	6,6	17,3	2,8	24	groß


Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.

Guardia Access Nano Embryotransferkatheter



Wird verwendet, um in-vitro-befruchtete (IVF) Embryonen in die Gebärmutterhöhle einzusetzen.


- Der Außendurchmesser der Spitze des Führungskatheters ist für eine kleinere Anatomie reduziert.
- Der Transferkatheter hat eine interne Stützkanüle.



Bestellnummer	Referenznummer	Führungs-katheter Fr	Führungs-katheter Länge cm	Transfer-katheter Fr	Transfer-katheter Länge cm	Hub-Typ
G24216	K-JETS-551910-S	5.5	17.3	2.8	24	groß


Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.

Guardia Access Embryo transfer katheter mit interner Stützkanüle



Wird verwendet, um in-vitro-befruchtete (IVF) Embryonen in die Gebärmutterhöhle einzusetzen.


- Die integrierte Stützkanüle hilft beim Platzieren des Transferkatheters.



Bestellnummer	Referenznummer	Führungskatheter Fr	Führungskatheter Länge cm	Transferkatheter Fr	Transferkatheter Länge cm	Hub-Typ
G02346	K-JETS-7019-INT	6,6	17,3	2,8	25	groß


Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.

Guardia Access Biegsamer Obturator



Wird zur Ergänzung und Unterstützung des Uteruszugangs eines freigegebenen, maßkompatiblen Embryotransfergeräts für die Platzierung von durch In-vitro-Fertilisation (IVF) gezeugte Embryonen in die Gebärmutterhöhle verwendet.

- Passend für den Standard Guardia Access Embryonentransferkatheter.
- Biegsam für Manövrierbarkeit.



Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Länge cm
G34784	K-JET-7002	4,0	19,9

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.

Guardia Obturator



Wird zur Ergänzung und Unterstützung des Uteruszugangs eines freigegebenen, maßkompatiblen Embryotransfergeräts für die Platzierung von durch In-vitro-Fertilisation (IVF) gezeugte Embryonen in die Gebärmutterhöhle verwendet.

- Die einstellbare Länge funktioniert mit einer Vielzahl von Cook Medical und anderen Embryotransferkathetern.
- Der Ansatz rastet ein.



Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Länge cm
Biegsam			
G54189	J-UOB-2828	2,8	28
G54190	J-UOB-4028	4,0	28
Steif			
G54191	J-UOB-4028-ST	4,0	28

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.


Soft-Pass™

EMBRYO TRANSFER CATHETER SET

Soft-Pass Embryo transfer catheter sind weich und flexibel, um die Platzierung zu erleichtern.

EchoTip-Option
erhältlich

Distale Tiefenmarkierungen
auf dem Führungskatheter



Soft-Pass Embryo transfer katheter-Set



Wird verwendet, um in-vitro-befruchtete (IVF) Embryonen in die Gebärmutterhöhle einzusetzen.


- Der weiche, flexible Führungskatheter erleichtert die Platzierung des Sets.
- Die Sets sind mit Transferkathetern erhältlich, die über eine integrierte Stützkanüle aus Edelstahl verfügen, um die Platzierung des Katheters zu erleichtern.



Bestellnummer	Referenznummer	Führungskatheter Fr	Führungskatheter Länge cm	Transferkatheter Fr	Transferkatheter Länge cm
Standard-Sets					
Mit Stützkanüle; Führungskatheter aus Polyethylen					
G17934	K-J-SPPE-681710	6,8	17	4,4	24,7
Mit Stützkanüle; Führungskatheter aus PTFE					
G17931	K-J-SP-681710	6,8	17	4,4	24,7
Ohne Stützkanüle; Führungskatheter aus Polyethylen					
G17932	K-J-SPPE-681200	6,8	12	4,4	19,7
G17933	K-J-SPPE-681700	6,8	17	4,4	24,7
Ohne Stützkanüle; Führungskatheter aus PTFE					
G17902	K-J-SP-681700	6,8	17	4,4	24,7
Echogene Sets					
Mit Stützkanüle					
G18954	K-J-SPPE-681210-ET	6,8	12	4,4	19,7
G18955	K-J-SPPE-681710-ET	6,8	17	4,4	24,7
Ohne Stützkanüle					
G18657	K-J-SPPE-681200-ET	6,8	12	4,4	19,7
G18658	K-J-SPPE-681700-ET	6,8	17	4,4	24,7

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.

Soft-Pass Biegsamer Obturator



Wird zur Ergänzung und Unterstützung des Uteruszugangs eines freigegebenen, maßkompatiblen Embryotransfergeräts für die Platzierung von durch In-vitro-Fertilisation (IVF) gezeugte Embryonen in die Gebärmutterhöhle verwendet.



Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Länge cm
G53744	J-SP-4420	4,4	20,1

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4