

# Murdoch mechanischer Arm - Zusammensetzen der Komponenten

HINWEIS: Es wird eine geeignete Schienenbefestigung für den OP-Tisch benötigt.



**A**  
Hauptklemmschraube  
(längste Schraube)



**B**  
Unterlegscheibe  
für Hauptkragen



**C**  
Hauptklemme



**N**  
Sperrgriff



Trägerstange



Fortsetzung auf der nächsten Seite



1  
Retraktorklemmschraube



2  
Positionierarm



N  
Sperrgriff



**HINWEIS:** Ein übermäßiges Anziehen der Sperrgriffe und Schrauben oder ein falsches Zusammensetzen der Komponenten führt zu irreparablen Schäden an der Vorrichtung.