

Válassza az egyenes vagy a hajlított véget a különböző hozzáférési módokhoz.



BiWire[®]

NITINOL CORE WIRE GUIDE

Kimagasló csúsztathatóság

A vezetődrót a bevezetést megkönnyítő hidrofílbevonattal van ellátva.

Rendkívül ellenálló a megtöréssel szemben


A nitinolmag nagymértékű elhajlítást tesz lehetővé megtörés nélkül.

Rendkívül jó manőverezhetőség

A vezetődrót 1:1 arányban forgatható, lehetővé téve az anatómiai képletek közötti precíz navigálást.



cookmedical.eu



BiWire®

NITINOL CORE WIRE GUIDE

A BiWire® vezetődrót kétféle lehetőséget is kínál az ureterhez való hozzáférésre. A mindkét végén rugalmas anyagból készült BiWire vezetődrót használati értékét tovább növeli, hogy az egyik vége egyenes, a másik pedig hajlított. Így a vezetődrót mindkét vége használható a kanyargós ureterekben történő navigálásra. A kívánt pozícióba való elhelyezés után a BiWire vezetődrót egy műszer cseréjét vagy bevezetését teszi lehetővé. A BiWire vezetődrót még értékesebbé teszi a „kettő az egyben” kialakítása, amely csökkenti a készletezési igényt.

A BiWire vezetődrót 5 db-ot tartalmazó dobozban kapható.

Rendelési szám	Referencia-cikkszám	Átmérő inch	Hossz cm	Csúcs kialakítása	Rugalmas rész hosszúsága cm
Standard testű vezetődrótok					
G46142	BW-025150	0,025	150	egyenes és hajlított	3
G46141	BW-035150	0,035	150	egyenes és hajlított	3
G46140	BW-038150	0,038	150	egyenes és hajlított	3
Merev testű vezetődrótok					
G46139	BWS-025150	0,025	150	egyenes és hajlított	3
G46138	BWS-035150	0,035	150	egyenes és hajlított	3
G46137	BWS-038150	0,038	150	egyenes és hajlított	3

Előfordulhat, hogy bizonyos termékek vagy termékcsoportok nem minden országban kaphatók. A részletekkel kapcsolatban forduljon a Cook helyi képviselőjéhez vagy az ügyfélszolgálatához.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4