


Desplácese con confianza.



Roadrunner® PC
GUÍA HIDROFÍLICA

Desplácese con confianza.

Desplazarse por la anatomía puede ser complicado. Elegir la guía correcta puede ser de ayuda. La guía hidrofílica Roadrunner PC se puede utilizar para obtener acceso ureteral, para establecer un conducto y para asistir en la colocación, sustitución e intercambio de dispositivos médicos durante los procedimientos urológicos. También puede utilizarse para la colocación y el intercambio de catéteres en un uréter con tortuosidades y acodamientos, para atravesar un cálculo de gran tamaño de camino al riñón, o en casos que requieran un control más preciso y un alto nivel de radiopacidad.


Características y ventajas

- Recubrimiento hidrófilo para reducir la fricción a medida que avanza el cable
- Punta de platino para visualización durante la fluoroscopia
- Núcleo de nitinol resistente a las torceduras durante la colocación
- Par de torsión uno a uno para controlar mientras coloca el cable

Opciones


- Configuraciones del cuerpo: estándar o rígido
- Puntas: angulada, recta o doble flexible
- Revestimiento hidrofílico: AQ® o Slip-Coat®
- Marcas de tinta: un total de 10 marcas de tinta, una cada 5 cm, comenzando en la punta distal (en guías seleccionadas)

La guía Roadrunner se entrega con un dispositivo de torsión Olcott.



Roadrunner® PC

GUÍA HIDROFÍLICA



Número de pedido	Número de referencia de producto	Diámetro (in)	Longitud (cm)	Configuración de la punta	Revestimiento
Guías de cuerpo estándar					
G17540	RFSPC-035145	0,035	145	3 cm, angulada	Slip-Coat
G17541	RFSPC-038145	0,038	145	3 cm, angulada	Slip-Coat
G17542	RFSPC-035145-0	0,035	145	3 cm, recta	Slip-Coat
G17539	RFSPC-038145-0	0,038	145	3 cm, recta	Slip-Coat
Guías de cuerpo estándar con marcas de tinta					
G18629	RFSPC-035145-0-I-AQ	0,035	145	3 cm, recta	AQ
Guías de cuerpo rígido*					
G34132	RPC-035145-5	0,035	145	8 cm, angulada	
G34130	RPC-038145-5	0,038	145	8 cm, angulada	Slip-Coat
G34131	RPC-035145-0-5	0,035	145	8 cm, recta	Slip-Coat
G34129	RPC-038145-0-5	0,038	145	8 cm, recta	Slip-Coat
Guías de cuerpo rígido: puntas dobles flexibles con marcas de tinta					
G18792	RSPC-035145-DF-I-AQ	0,035	145	5 cm, doble flexible	AQ
G18794	RSPC-038145-DF-I-AQ	0,038	145	5 cm, doble flexible	AQ

*Se vende en cajas de 5

Slip-Coat es una marca comercial registrada de Angiotech Biocoatings Corp.

Es posible que algunos productos o números de referencias de productos no estén disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el centro de entrega y atención al cliente.

Consulte la información sobre los riesgos del producto en las instrucciones de uso en cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



1CC, URO-A4