


Navigáljon magabiztosan.



Roadrunner® PC
HIDROFIL VEZETŐDRÓT

Navigáljon magabiztosan.

Az anatómiában néha nehéz eligazodni. A megfelelő vezetődrót kiválasztása segíthet ebben. A Roadrunner PC hidrofil vezetődrót ureterális hozzáférés létrehozására és hozzáférési útvonalak készítésére, valamint segédeszközként használható orvosi eszközök behelyezése és cseréje során urológiai eljárásokban. Ezenkívül használható katéter pozicionálására és cseréjére is kanyargós vagy megtört uréterben, kövön való áthaladás biztosítására a vesébe vezető útvonalon, vagy olyan esetekben, amelyek fokozott ellenőrzést és erőteljesen sugárfogó jellemzőket követelnek meg.


Tulajdonságok és előnyök

- A súrlódást a drót előrehaladásakor csökkentő hidrofil bevonat
- A fluoroszkópia alatt megjelenő platinacsúcs
- Az elhelyezés során törésálló nitinolmag
- 1:1 áttételű forgatószerkezet a vezetődrót elhelyezéskor történő irányításához

Kialakítási lehetőségek


- Vezetődrót testének kialakítása: normál vagy merev
- Csúcsok: hajlított, egyenes vagy hajlékony, dupla
- Hidrofil bevonatok: AQ® vagy Slip-Coat®
- Hosszúságjelzések: összesen 10 hosszúságjelzés, 5 cm-enként egy, a disztális csúcstól kezdve (bizonyos vezetődrótokon)

A Roadrunner vezetődróthoz Olcott forgatóeszközt mellékelünk.



Roadrunner® PC

HIDROFIL VEZETŐDRÓT



Rendelési szám	Termékkód	Átmérő (hüvelyk)	Hossz (cm)	Csúcs konfigurációja	Bevonat
Standard törzsű vezetődrótok					
G17540	RFSPC-035145	0,035	145	3 cm, hajlított	Slip-Coat
G17541	RFSPC-038145	0,038	145	3 cm, hajlított	Slip-Coat
G17542	RFSPC-035145-0	0,035	145	3 cm, egyenes	Slip-Coat
G17539	RFSPC-038145-0	0,038	145	3 cm, egyenes	Slip-Coat
Standard törzsű vezetődrótok hosszúságjelzésekkel					
G18629	RFSPC-035145-0-I-AQ	0,035	145	3 cm, egyenes	AQ
Merev törzsű vezetődrótok*					
G34132	RPC-035145-5	0,035	145	8 cm, hajlított	
G34130	RPC-038145-5	0,038	145	8 cm, hajlított	Slip-Coat
G34131	RPC-035145-0-5	0,035	145	8 cm, egyenes	Slip-Coat
G34129	RPC-038145-0-5	0,038	145	8 cm, egyenes	Slip-Coat
Merev törzsű vezetődrótok – két hajlékony csúcs hosszúságjelzésekkel					
G18792	RSPC-035145-DF-I-AQ	0,035	145	5 cm, hajlékony, dupla	AQ
G18794	RSPC-038145-DF-I-AQ	0,038	145	5 cm, hajlékony, dupla	AQ

*5 eszközt tartalmazó dobozban

A Slip-Coat az Angiotech Biocoatings Corp. bejegyzett védjegye.

Előfordulhat, hogy egyes termékek, illetve egyes termékkódú termékek nem minden országban, illetve térségben kaphatók. A részletekkel kapcsolatban forduljon a Cook helyi képviselőjéhez vagy az ügyfélszolgálati és szállítási osztályhoz.

A termék kockázataira vonatkozó tájékoztatást lásd a cookmedical.eu honlapon elérhető használati utasításban.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



1CC, URO-A4