


Esplorazione sicura.



Roadrunner® PC
HYDROPHILIC WIRE GUIDE

Esplorazione sicura.

L'esplorazione dell'anatomia può essere difficile. La scelta della guida giusta può agevolarla. La guida idrofila Roadrunner PC può essere utilizzata per ottenere l'accesso all'uretere, per creare un tramite e come ausilio nel posizionamento, nella sostituzione e nello scambio di dispositivi medici nel corso di procedure urologiche. La guida può anche essere usata per il posizionamento e la sostituzione di cateteri in un uretere tortuoso o piegato, per aggirare un calcolo nel percorso verso il rene o nei casi che richiedono un maggiore controllo ed elevata radiopacità.


Funzioni e vantaggi

- Rivestimento idrofilo che garantisce minore attrito durante l'avanzamento della guida
- Punta di platino che garantisce una migliore visualizzazione nel corso della fluoroscopia
- Nucleo in nitinol che crea una resistenza al piegamento durante il posizionamento
- Torsione 1:1 per il controllo del posizionamento della guida

Opzioni


- Configurazioni del corpo: standard o rigido
- Punte: angolata, dritta o doppia flessibile
- Rivestimenti idrofili: AQ® o Slip-Coat®
- Indicatori: un totale di 10 indicatori, uno ogni 5 cm, a partire dalla punta distale (su guide selezionate)

La guida Roadrunner viene confezionata con un dispositivo per il controllo direzionale Olcott.



Roadrunner® PC

HYDROPHILIC WIRE GUIDE



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro pollici	Lunghezza cm	Configurazione della punta	Rivestimento
Guide con corpo standard					
G17540	RFSPC-035145	0,035	145	3 cm, angolata	Slip-Coat
G17541	RFSPC-038145	0,038	145	3 cm, angolata	Slip-Coat
G17542	RFSPC-035145-0	0,035	145	3 cm, dritta	Slip-Coat
G17539	RFSPC-038145-0	0,038	145	3 cm, dritta	Slip-Coat
Guide con corpo standard e indicatori					
G18629	RFSPC-035145-0-I-AQ	0,035	145	3 cm, dritta	AQ
Guide con corpo rigido*					
G34132	RPC-035145-5	0,035	145	8 cm, angolata	
G34130	RPC-038145-5	0,038	145	8 cm, angolata	Slip-Coat
G34131	RPC-035145-0-5	0,035	145	8 cm, dritta	Slip-Coat
G34129	RPC-038145-0-5	0,038	145	8 cm, dritta	Slip-Coat
Guide con corpo rigido: doppie punte flessibili con indicatori					
G18792	RSPC-035145-DF-I-AQ	0,035	145	5 cm, doppia flessibile	AQ
G18794	RSPC-038145-DF-I-AQ	0,038	145	5 cm, doppia flessibile	AQ

*Vendute in scatole da 5 pezzi

Slip-Coat è un marchio depositato di Angiotech Biocoatings Corp.

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery per maggiori informazioni.

Fare riferimento alle informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



1CC, URO-A4