



Cree una derivación



Bander Ureteral Diversion Stent Set





## Bander Ureteral Diversion Stent Set

Se utiliza para la colocación intraoperatoria de un stent en el uréter y proporcionar drenaje desde al riñón al estoma externo durante la creación de un conducto ureteroileal y derivaciones urinarias de continencia.

El stent no debe permanecer implantado más de 90 días.

El equipo incluye dos stents Bander radiopacos, dos elementos de retención de catéteres, un adaptador de catéteres y una guía de 0,038 inch.



Referencia	Referencia de producto	Fr	Longitud cm
<b>Equipo</b>			
G16997	025226	6,0	75
G16996	025227	7,2	75
G16995	025228	8,4	75
<b>Extremo abierto</b>			
G17186	025226-OE	6,0	75
G18070	025227-OE	7,2	75
G17185	025228-OE	8,4	75
<b>Uréter derecho</b>			
G14779	025707	7,2	75
G16187	025708	8,4	75
<b>Uréter derecho: extremo abierto</b>			
G16818	025706-S1	6,0	75
G14822	025707-S1	7,2	70
<b>Uréter izquierdo</b>			
G14780	025807	7,2	75
<b>Uréter izquierdo: extremo abierto</b>			
G16817	025806-S1	6,0	75
G14823	025807-S1	7,2	70

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001633, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)-A4

