

# Hält fest wie ein Körbchen und lässt los wie eine Greifzange.



## NGage<sup>®</sup> NITINOL STONE EXTRACTOR

### Nitinol-Konstruktion

Öffnen Sie den Extraktor vollständig und wiederholt, um große Steine und Fragmente zu entfernen und den Stein bei Bedarf wieder freizugeben.

### Mehrere Durchmesser (offen) zur Auswahl

Behandeln Sie Steine verschiedenster Größen im gesamten Harntrakt.

### Kleine Größen

Verbessern Sie den Fluss, die Sichtbarkeit und die Auslenkung durch flexible Ureteroskope.



## NGage®

NITINOL STONE EXTRACTOR

Zur Steinmanipulation und -entfernung im Harntrakt über den Arbeitskanal eines Endoskops mithilfe eines Körbchens aus Nitinoldraht im Rahmen zystoskopischer oder ureteroskopischer Verfahren.

NGage besteht aus Nitinol und zeichnet sich durch Flexibilität, Knickresistenz und Langlebigkeit aus. Das Produkt fungiert sowohl als Greifzange als auch als Steinfangkörbchen und ermöglicht dem Anwender im gesamten Harntrakt die Erfassung, Repositionierung, Freigabe und Extraktion von Steinen unterschiedlicher Größe.

Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Länge cm	Durchmesser (offen) mm
G48294	NGE-017115	1,7	115	8
G48295	NGE-017115-MB	1,7	115	10
G48297	NGE-022115	2,2	115	8
G48296	NGE-022115-MB	2,2	115	10

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.  
Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).

### Customer Service

EU website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [emea.distributors@cookmedical.com](mailto:emea.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 21612723770, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 8007615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Poland: +48 223060159, [pl.orders@cookmedical.com](mailto:pl.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
 EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

Americas:  
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 Email: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

Australia:  
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 Email: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



CC, URO-A4